

8888

JENA^{er} GLAS



JENA^{er} GLAS

**Geräte und Apparate
für Laboratorien**

Zu beziehen nur durch die
Deutsche Handelszentrale
Elektrotechnik - Feinmechanik - Optik
Hilfenleistung Gera
Auslieferungsort Jena
Glas- u. Metall-Laborgeräte
JENA, Dornburger Str. 92 / Tel. 3947-48

Handwritten text, likely a stamp or address, mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text, likely a stamp or address, mostly illegible due to fading and bleed-through.

JENA^{er} GLAS

8888


Zu beziehen nur durch die
Deutsche Handelszentrale
Elektrotechnik - Feinmechanik - Optik
Hochschule Gera
Auslieferung nach Jena
Glas- u. Metall-Laborgeräte
JENA, Dornburger Str. 92 / Tel. 8947-48



JENA^{er} GLAS

Geräte und Apparate
für Laboratorien

VEB JENA^{er} GLASWERK SCHOTT & GEN., JENA



Otto Schott

Zur Beachtung:

Der vorliegende Katalog 8888 stellt die verbesserte und ergänzte Neuauflage des Kataloges 8282 dar, mit dessen Erscheinen der Katalog 5700 ungültig wurde.

Es ist möglich, auch noch nach Katalog 8282 zu bestellen, doch bitten wir, um Mißverständnisse auszuschließen, stets um Angabe, nach welchem Katalog bestellt wird.

Formen, die der vorliegende Katalog nicht enthält, können nicht nach bisher verwendeten Form- oder Zeichnungsnummern bestellt werden. In solchen Fällen sind vielmehr ausführlichere Angaben über Form und Abmessungen beizufügen.

Der übliche Spielraum für die Maße muß vorbehalten bleiben.

Die aus JENA^{er} Duranglas bzw. JENA^{er} Rasothermglas angefertigten Stücke besitzen infolge stärkerer Wandung etwas kleinere Innenmaße als bei Anfertigung in JENA^{er} Geräteglas 20.

Für NS-Ausschliff geeignete Stopfenbette sind stets als solche anzufordern.

An unseren Apparate-Konstruktionen wird laufend weitergearbeitet, so daß Änderungen ausdrücklich vorbehalten bleiben und Abbildungen nicht in allen Teilen verbindlich sind.

Die im nachstehenden Katalog angeführten Geräte und Apparate sind aus unserem

JENA^{er} Geräteglas 20

angefertigt, sofern der Katalog nicht ausdrücklich eine andere Glasart angibt.

Werden die erwähnten Geräte und Apparate nicht nur in JENA^{er} Geräteglas 20, sondern außerdem noch in einer anderen Glasart angefertigt, so ist dies jeweils vermerkt. Fehlt bei der Bestellung eine nähere Angabe über die Glasart, so liefern wir JENA^{er} Geräteglas 20.

Übersicht

Einleitung	Seite 9
Die JENA ^{er} chemisch-technischen Sondergläser ..	„ 10
JENA ^{er} Laborgeräte ohne Normschliff:	
Becher, Schalen	„ 15
Erlenmeyerkolben, Stehkolben	„ 18
Rundkolben, Spezialkolben, Mehrhalskolben ..	„ 23
Kulturkolben	„ 28
Destillierkolben	„ 32
Liebig-Kühler, Kugelkühler	„ 38
Meßkolben, Meßzylinder, Mischzylinder ...	„ 39
Pipetten, Büretten, Tüpfelplatte	„ 44
Wägegläser	„ 48
Reagenzgläser, Zentrifugengläser	„ 49
Küvetten, Kolorimeterrohre	„ 51
Saugflaschen	„ 53
Flaschen	„ 55
Hähne	„ 59

JENA^{er} Laborgeräte und Apparateteile mit Normschliff:

Schliffe (Kegelschliffstücke)	Seite 61
Erlenmeyerkolben, Stehkolben, Spritzflaschen ..	„ 62
Rundkolben, Mehrhalskolben	„ 63
Claisen-Destillierkolben	„ 66
Große Saugflasche, Stutzenflaschen	„ 67
Apparateteile	„ 68
Destillieraufsätze, Kühler	„ 71
Thermometer, Stabkapillaren, Tropftrichter ..	„ 76

JENA[®] Glasfiltergeräte:

Einleitung, Beschreibung, Bezeichnung, Reinigung	Seite	79
Glasfilterplatten	„	83
Vollrand-Glasfilterplatten	„	83
Diaphragmascheiben	„	84
Glasfilterkerzen, Glasfiltereinsätze	„	84
Glasfiltertiegel, Quarzfiltertiegel	„	85
Vorstöße, Gummimanschetten	„	86
Trichter, Guko	„	86
Glas-Büchnertrichter, Glasfilternutschen ...	„	88
Glasfiltertrichter, Eintauchnutschen	„	91
Druckfilter	„	91
Elektrolytischer Heber	„	92
Quecksilberfilter, Rückschlagventile	„	93
Gasfilter, Diffusionsmeßfilter	„	94
Gaswaschflaschen, Filterzylinder	„	96
Glasfiltergeräte für die Mikrochemie	„	97
Filtrationsgeräte und -apparate	„	99

JENA[®] Glasapparate:

Labormotoren, Laborumlaufpumpen	„	101
Viskosimeter	„	103
Luftbad, Wasserbäder	„	104
Schmelzpunktbestimmer	„	105
Siedepunktbestimmer	„	105
Arsenbestimmungsrohr, Volhard-Rohr	„	106
Bombenrohre	„	106
Mikroverbrennungsrohre, Heizgranaten	„	106
Flüssigkeitsaufnahmebestimmer	„	108
Wasser-Bestimmungsapparate	„	109
Darmstädter Apparat, Lederprüfgerät	„	110
Schwefel- u. Halogen-Bestimmungsapparate ..	„	111
Ammoniak-Bestimmungsapparate	„	112

Perforatoren und Extraktoren	Seite	114
Dekokten-Apparate	„	119
Elektro-Schnelldialysatoren	„	122
Diasolysator	„	123
Dialyse- und Diasolyse-Koeffizienten- Bestimmungs-Apparat	„	123
Trockenpistole, Anaerobengefäß	„	124
Vakuum-Exsikkatoren	„	125
Vakuum-Verdampfapparate	„	126
Vakuum-Destillierapparate	„	128
Vakuum-Umlaufverdampfer	„	129
Viskosverdampfer	„	129
Wasserdestillations-Apparate	„	130
Normalkolonnen, Sprudelbodenkolonne	„	132
Kurzweg-Destillationsapparat	„	135
Manometer	„	136
Belüftungsapparate	„	137
UV-Reaktionsgeräte	„	138

JENA [®] Glaselektroden:	„	139
Meßketten	„	143

JENA[®] KPG-Glasrohre:

KPG-Rührwerke	„	145
---------------------	---	-----

JENA[®] Technische Anlagen:

Rohrleitungen	„	146
Hängegefäße, Reaktionsgefäße	„	146
Autoklaven	„	146
Wärmeaustauscher	„	146
Wasserdestillations-Anlagen	„	148
Destillier- und Rektifizier-Kolonnen	„	149

JENA [®] Glasröhren	„	150
------------------------------------	---	-----

JENA^{er} Sondergläser für die

Elektro- und Vakuumtechnik:

Gleichrichterkolben	Seite 152
Einschmelzgläser	„ 152
Glasdurchführungen	„ 152
Quecksilber-Dampflampen	„ 152
Zwischengläser	„ 153
Verbindungsstücke	„ 153

JENA^{er} Optische Gläser:

Optisches Rohglas	„ 154
Farbfilter-Gläser	„ 154
Metallinterferenzfilter	„ 154
Tempax-Tafelglas	„ 154
Silibor-Quarzglas	„ 154

Sach-Verzeichnis	„ 155
Namenregister	„ 157
Nummern-Verzeichnis	„ 158

Einleitung

Der vorliegende Katalog 8888 tritt als verbesserte und ergänzte Neuauflage des Kataloges 8282 an die Stelle des Kataloges 5700.

Entsprechend nachstehender Aufteilung ist im vorliegenden Katalog eine neue einheitliche Numerierung durchgeführt worden. Um den Benutzern des Kataloges 5700 den Gebrauch des neuen Kataloges zu erleichtern, wurden die bisherigen ein- und zweistelligen Nummern der Gruppe „Geräte“ bis auf einige Ausnahmen als Endziffern der neu aufgestellten vierstelligen Nummern verwendet. Hinter jeder neu ausgegebenen Nummer ist die bisher im Katalog 5700 geführte Nummer vermerkt worden, während alle Erwähnungen von weiter zurückliegenden Numerierungen und Bezeichnungen weggelassen sind. (Eine übersichtliche Zusammenstellung „Alte Nummern — Neue Nummern“ befindet sich auf den Seiten 162—165.)

Übersicht über die neue Nummernaufteilung:

I— 999	Filter
4000—4899	Geräte I: allg. Laborgeräte ohne Normschliff
4900—4999	Röhren
5000—5999	Geräte II: Geräte und Apparateile mit Normschliff
6000—6999	Apparate I
7000—7699	Techn. Anlagen
7700—7999	KPG-Rohre und Apparate
8000—8999	Apparate II
9000—9599	Glaselektroden

Die Gruppe „Geräte I“ umfaßt allgemeine Hüttenartikel und Laborgeräte, und zwar mit und ohne Schliff, jedoch ohne Normschliff. Die Gruppe „Geräte II“ umfaßt jene Laborgeräte und Apparateile, die mit einem oder mehreren Normschliffen ausgestattet sind. Kleine und große Apparaturen — soweit sie nicht durch die Abteilung „Tech“ (Technische Anlagen) nach Dimension und Bauweise hergestellt werden — werden unter „Apparate“ geführt.

Bei den nach DIN-Vorschriften angefertigten Geräten und Apparaten ist stets die zugehörige DIN-Nummer angegeben.

JENA^{er} GLAS

Die JENA^{er} chemisch-technischen Sondergläser

Der Chemiker benötigt, zumal für seine analytischen, aber auch für seine präparativen Arbeiten, ein Glas von höchster Widerstandsfähigkeit gegen thermische, chemische und mechanische Beanspruchungen. Aus der großen Zahl der in unserem JENA^{er} Werk geschaffenen und in unveränderter Qualität laufend erschmolzenen chemisch-technischen Sondergläser erfüllt das



JENA^{er} Geräteglas 20

diese Forderung in einer wohlwogenen Abstufung der chemischen und physikalischen Eigenschaften.

Das JENA^{er} Geräteglas 20 ist nach wie vor das vielseitigst verwendbare Universalglas des Chemikers.

Schroffen Temperaturwechsel auch bei größeren Wandstärken erlaubt das



JENA^{er} Duranglas

infolge seiner sehr geringen Wärmeausdehnung. Die chemischen Eigenschaften des JENA^{er} Duranglases liegen zugunsten seines niedrigen Ausdehnungskoeffizienten etwas weniger günstig gegenüber dem JENA^{er} Geräteglas 20.

In Weiterentwicklung unseres JENA^{er} Duranglases stellen wir das neue



JENA^{er} Rasothermglas

her, dessen thermische Widerstandsfähigkeit, d. h. dessen mechanische Festigkeit bei einseitigem Erhitzen und bei schroffem Temperaturwechsel, besonders groß ist. Es gelang den an sich schon sehr niedrigen Ausdehnungskoeffizienten des JENA^{er} Duranglases noch weiter herabzudrücken und trotzdem die chemischen Eigenschaften noch zu verbessern.

JENA^{er} GLAS

Die nachstehende Zusammenstellung gibt über die wichtigsten physikalischen und chemischen Eigenschaften der JENA^{er} chemisch-technischen Sondergläser zahlenmäßig Auskunft und bringt zugleich die Entwicklung deutlich zum Ausdruck.

Physikalische Eigenschaften:

	Symbol	Geräte 20	Duran	Rasotherm
Wichte (nach DIN 1306) :	γ	2,41	2,32	2,25
Linearer Ausdehnungskoeffizient : (für 20–100 °C)	α ($\times 10^{-7}$)	46	38	33
Zähigkeitstemperatur ¹⁾ :	Z_1	775 °C	776 °C	795 °C
Transformationspunkt ²⁾ (statisch gemessen) :	T_g	550 °C	535 °C	527 °C
Temperaturwechselbeständigkeit ³⁾ :	Δt	188 °C	240 °C	250 °C
Wärmeleitfähigkeit (cal / Grad · cm · sec)	λ ($\times 10^{-5}$)	279	261	267

Chemische Eigenschaften:

Hydrolytische Widerstandsfähigkeit (nach DIN 12 111) Schnellgrießmethode: 1 Std., bei Siedetemp., Alkaliabgabe Na ₂ O mg / 2 g Glasgrieß:	0,019	0,024	0,020
Säurebeständigkeit (nach DIN 12 116) Oberflächenmethode : 20 % HCl, 3 Std., bei Siedetemp. (etwa 108 °C), Gelöstes mg / 100 qcm:	0,2	0,4	0,3
Laugenbeständigkeit (nach DIN 12 122) Oberflächenmethode: 1 n Iaugengemisch: n/2 NaOH + n/2 Na ₂ CO ₃ , 3 Std., bei Siedetemp. (etwa 100,5 °C), Gelöstes mg / 100 qcm:	89	144	112

¹⁾ Die **Zähigkeitstemperatur** ist definiert als diejenige Temperatur, bei der ein in einem vertikal stehenden Röhrenofen (von etwa 45 mm Heizlänge) hängender Glasfaden von 0,3 mm Durchmesser bei einer Belastung mit 1 g/mm² eine Verlängerung von 1 mm in der Minute erfährt. Die Viskosität bei dieser Temperatur beträgt etwa 10⁸ Poisen.

²⁾ Der **Transformationspunkt**, bei dem das Glas eine Viskosität von etwa 10¹³ Poisen besitzt, bildet die Grenze zwischen dem spröden und dem viskosen Glaszustand. Die betreffende Temperatur kann als **Kühltemperatur** bezeichnet werden.

Als **maximale Dauerstandstemperatur** sollte eine um etwa 40–60 °C unter dem Transformationspunkt liegende Temperatur gewählt werden. Die mit 4°/min Heizgeschwindigkeit „dynamisch“ gemessenen Transformationspunkte liegen etwa 15–30° höher als die „statisch“ gemessenen.

³⁾ Die **Temperaturwechselbeständigkeit** (nach DIN 52 325) ist definiert als diejenige Temperaturdifferenz, bei welcher an beiden Enden verschmolzene und gut gekühlte Stäbe bestimmter Abmessung (30 mm lang, 6 mm stark) beim Abschrecken in Wasser von 20° im Mittel springen.

Ein Sonderglas mit besonders hohem Erweichungspunkt ist das

JENA^{er} Supremaxglas

welches speziell zur Herstellung von Verbrennungsrohren, Glühröhrchen und dergleichen geeignet ist. Das JENA^{er} Supremaxglas ist frei von Arsen und dementsprechend auch für Arsenbestimmungsgeräte geeignet. Es besitzt eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Laugen, hingegen eine geringere gegen saure Lösungen. Das JENA^{er} Supremaxglas kann in starkwandigen Geräten bis zu etwa 680° C beansprucht werden. Eine genauere Angabe ist nicht möglich, da die Haltbarkeit nicht nur von der Wandstärke, sondern auch von der Art der Beanspruchung abhängig ist. JENA^{er} Supremaxglas und JENA^{er} Duranglas lassen sich infolge ähnlicher Ausdehnungskoeffizienten dauerhaft miteinander verschmelzen.

Zur Anfertigung starkwandiger Apparate, insbesondere von Bombenrohren und dergleichen ist das

JENA^{er} Durobaxglas


bestimmt, dessen maximale Dauerstandtemperatur bei etwa 650° C liegt, bei kurzzeitiger Beanspruchung; bei längerer und unter Anwendung von Vakuum etwa bei 550° C.

Der **chemischen Haltbarkeit**, auch der der besten chemisch-technischen Sondergläser, sind Grenzen gesetzt. Zumal der Angriff durch Laugen ist, wie die vorstehende Aufstellung der chemischen Eigenschaften zeigt, erheblich stärker als der durch Säuren. Es kommt hinzu, daß der Angriff durch Lauge zu einer ständigen Abtragung der Glasoberfläche führt.

Sowohl gegen den Säureangriff, aber auch gegen den Laugenangriff bestehen Schutzmöglichkeiten, die erstmalig im JENA^{er} Glaswerk aufgefunden wurden (Geffcken: Glastech. Ber. 1938, S. 296).

Die Kenntnis dieser Schutzvorgänge kann in vielen Fällen, und zwar auch bei technischen Prozessen, eine wesentliche Hilfe bedeuten.


Durch Säuren (abgesehen von H_2F_2) findet eine partielle Auslaugung der Glasoberfläche statt. Dabei werden bei Gläsern geeigneter Zusammensetzung durch Auslaugung von MeI - und $MeII$ -Ionen glaseigene Gelschichten als Schutzhäute erzeugt, die weiteren Säureangriff aufhalten.



Der zeitliche Verlauf des Glasangriffes durch Säuren:
20% HCl bei Siedetemperatur

Wasser entfernt, mit einem ähnlichen Endergebnis wie bei Säuren, aus der Glasoberfläche im wesentlichen nur Alkali-Ionen und Borsäure. Die auch hier sich bildende alkalifreie Gelschicht entsteht bei JENA^{er} Geräteglas 20 schon nach kurzem Gebrauch und sichert Konstanz, der pH-Werte (für Pufferlösungen, Ampullenfüllungen, Aqua-distillata u.a.). Sie erlaubt insbesondere ein sicheres analytisches Arbeiten.

Da durch Laugen (und auch durch H_2F_2) das Kieselsäuregerüst vollständig zerstört wird, kommt es zu einer totalen Abtragung der Glasoberfläche.



Der zeitliche Verlauf des Glasangriffes durch Laugen:
1 n Gemisch ($NaOH + Na_2CO_3$) bei Siedetemperatur

Einen Schutz gegen Laugenangriff stellen die Ionen der zerstörten Glassubstanz oder auch geringe Konzentrationen zugeführter Al- und Be-Ionen dar. Das JENA^{er} Geräteglas 20 zeichnet sich durch eine besonders gute Schützbarkeit durch fremde Ionen aus.


Den Unterschied zwischen den Angriffen durch heiße Lauge mit oder ohne hemmende Ionen zeigen die nachstehend angegebenen Gewichtsverluste, die unter genormten Bedingungen beim Waschen von Glasflaschen aufgetreten sind (Weil: Z. angew. Ch. 1951, S. 88):

3% NaOH löste 1,470 g, gehemmt nur 0,0147 g

5% NaOH löste 1,740 g, gehemmt nur 0,0265 g.

Wechselnde Behandlung durch starke Säuren und durch starke Laugen sollte möglichst vermieden werden.

Über die **UV-Durchlässigkeit** unserer JENA^{er} Sondergläser gibt das nachstehende Diagramm Auskunft, dessen Angaben sich auf eine Schichtdicke von etwa 1 mm beziehen. Es sei darauf hingewiesen, daß ganz geringfügige Rohstoffschwankungen, die auf die oben erwähnten chemischen und physikalischen Eigenschaften ohne jede Einwirkung sind, auf die Lichtdurchlässigkeit stärker einwirken können. Das Diagramm hat demnach nur orientierenden, nicht verbindlichen Charakter.



UV = JENA^{er} Uviol-Glas
 R = JENA^{er} Rasotherm-Glas
 G = JENA^{er} Geräte-Glas 20
 D = JENA^{er} Duran-Glas

Geräte I: Laborgeräte ohne Normschliff



4315 (früher 15)

Bechergläser, hohe Form

mit und ohne Ausguß

DIN 12331

Inhalt ml	25	50	100	150	250	400	600	800
Außendurchmesser mm	30	38	45	52	60	70	78	86
Außenhöhe mm	55	65	80	95	115	130	145	170

Inhalt Liter	1	1,5	2	3	5	10
Außendurchmesser mm	95	105	115	130	154	190
Außenhöhe mm	185	210	235	275	320	410

Bei fehlender Vorschrift wird **mit** Ausguß geliefert.
 Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

4315

4316 (früher 16)

Bechergläser, niedrige Form


(Griffin-Becher) mit Ausguß

DIN 12332

Inhalt ml	50	100	150	250	400	600	800
Außendurchmesser mm	46	50	55	69	80	90	98
Außenhöhe mm	55	68	80	90	100	115	135

Inhalt Liter	1	2	4	6	10
Außendurchmesser mm	105	132	154	172	210
Außenhöhe mm	145	185	250	300	340

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.



4316



4001

4001

Färbebecher, starkwandig

Rand breit aufgetrieben

Inhalt ml	250	500	Liter	1
Außendurchmesser mm	70	80		98
Außenhöhe mm	130	150		210

4325 (früher 25)

Uhrglasschalen

DIN 12341

**4325**

Außendurchmesser	mm	40	50	60	70	80	100
Krümmungsradius außen	mm	58	58	58	65	74	102
Wandstärke	mm	1,25 ± 0,25	1,25 ± 0,25	1,25 ± 0,25	1,75 ± 0,5	1,75 ± 0,5	1,75 ± 0,5
Außendurchmesser	mm	125	150	175	200	250	300
Krümmungsradius außen	mm	130	160	180	200	250	280
Wandstärke	mm	1,75 ± 0,5	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1

4323 (früher 23)

Abdampfschalen

mit Ausguß und flachem Boden

DIN 12336

**4323**

Außendurchmesser oben	mm	40	50	60	70	80
Inhalt	ml	10	15	40	55	90
Außenhöhe	mm	18	25	30	35	45
Außendurchmesser oben	mm	95	115	140	190	230
Inhalt	ml	160	300	500	Liter 1,3	2,4
Außenhöhe	mm	55	65	80	100	130

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

4324 (früher 24)

Kristallisierschalen, zylindrisch

mit Ausguß und flachem Boden

DIN 12338

**4324**

Außendurchmesser	mm	40	50	60	70	80
Inhalt	ml	20	40	60	90	150
Außenhöhe	mm	25	30	35	40	45
Außendurchmesser	mm	95	115	140	190	230
Inhalt	ml	300	500	900	Liter 2	3,5
Außenhöhe	mm	55	65	75	90	100

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

4210

Petrischalen

Unterschale mit übergreifender Deckschale

Ränder fein geschliffen

DIN 12339

**4210**

Außendurchmesser der Oberschale	mm	60	80	100	150
Höhe der Unterschale	mm	20	20	20	25

Die JENA^{er} Petrischalen zeichnen sich durch ganz ebene Bodenflächen aus.

4103

Petrischalenbüchse


mit Schalenbehälter

4103a: Büchse

4103b: Deckel

4103c: Schalenbehälter (Aluminium)

Der Schalenbehälter kann 11 Petrischalen von 100 mm Durchmesser aufnehmen.

**4103**

4317

Philips-Becher, hohe FormRand umgebogen
mit Ausguß**4317**

Inhalt	ml	50	100	150	250	500	750	Liter	1
Kleinsten Durchmesser außen	mm	30	33	35	42	46	52		57
Größten Durchmesser außen	mm	43	47	51	63	78	91		102
Außenhöhe	mm	75	95	120	130	155	185		210

4318

Philips-Becher, niedrige FormRand umgebogen
mit Ausguß**4318**

Inhalt	ml	50	100	150	250	500	750	Liter	1	2
Kleinsten Durchmesser außen	mm	33	33	42	54	54	55		60	80
Größten Durchmesser außen	mm	43	53	59	69	87	100		110	145
Außenhöhe	mm	60	80	85	105	140	160		190	250

4314 (früher 14)

Enghals-Erlenmeyerkolben

Rand umgebogen

DIN 12380



4314

Inhalt	ml	25	50	100	200	300	500	750
Größter Durchm. außen	mm	42	54	65	76	87	96	118
Ganze Höhe	mm	70	80	100	125	150	200	200
Halslänge	mm	26	26	26	32	32	32	32
Stopfenbett	mm	19	19	19	29	29	29	29

Inhalt	Liter	1	1,5	2	3	5
Größter Durchm. außen	mm	136	146	166	183	215
Ganze Höhe	mm	200	250	280	320	370
Halslänge	mm	32	40	40	40	40
Stopfenbett	mm	29	45	45	45	45

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

4514 (früher 14a)

Weithals-Erlenmeyerkolben

Rand umgebogen

DIN 12385



4514

Inhalt	ml	100	200	300	500	750
Größter Durchmesser außen	mm	63	75	82	90	110
Ganze Höhe	mm	100	125	150	200	200
Halslänge	mm	32	40	40	40	40
Stopfenbett	mm	29	45	45	45	45

Inhalt	Liter	1	2
Größter Durchmesser außen	mm	129	157
Ganze Höhe	mm	200	250
Halslänge	mm	50	50
Stopfenbett	mm	60	60


Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

1.32 1.98

4096

JENA^{er} Kantkolben

Rand umgebogen



4096

Inhalt	ml	100	250	500	Liter	1
Ganze Höhe	mm	95	140	150		195
Größter Durchmesser außen	mm	80	97	115		145
Halsdurchmesser außen	mm	30	45	45		50
Standflächendurchmesser	mm	40	40	55		65

Standfest und sicher gegen Umkippen. Vorzüglich geeignet zum Dekantieren, als Destillationsvorlage usw.

4092

Kragen-Erlenmeyerkolben

(zum Ausschleifen für Normschliff 45)



4092

Inhalt	ml	600
Ganze Höhe	mm	210
Größter Durchmesser außen	mm	110
Kragendurchmesser oben	mm	67

4091

Jodzalkolben

D.A.B. 6, Seite I

4091 a: mit eingeschliffenem Vollstopfen

4091 b: mit eingeschliffenem Hohlstopfen



4091

Inhalt	ml	100	200	300
--------	----	-----	-----	-----

Bei fehlender Vorschrift wird Vollstopfen geliefert.

4100

Titrierkolben nach Freye


mit seitlich ausgeblasener Wulst am Boden,
zur Titration dunkler Flüssigkeiten

Rand umgebogen

Inhalt ml 300

Abmessungen entsprechend dem Enghals-Erlenmeyerkolben (4314).

Lit.: Freye, Chem. Zeitg. 57, 564 (1933); Chem. Ztg. 59, 818 (1935).



4100

4102

Titrierkolben nach Baader


mit seitlich angesetztem Rohr,
zur Titration dunkler Flüssigkeiten

Rand umgebogen

Inhalt ml 300

Außendurchmesser Ansatzrohr mm 6

Abmessungen entsprechend dem Enghals-Erlenmeyerkolben (4314).



4102

4301 (früher 1 u. 2)

Langhals-Stehkolben

Rand umgebogen (bis 2 Liter)

Rand aufgelegt (ab 4 Liter)

DIN 12370

Inhalt ml	25	50	100	250	500	750
Kolbendurchmesser außen . . . mm	42	51	63	85	105	116
Ganze Höhe mm	74	85	100	150	200	208
Halslänge mm	40	37	41	71	102	100
Stopfenbett mm	19	19	19	29	29	29

Inhalt Liter	1	1,5	2	4	6	10
Kolbendurchmesser außen . . . mm	131	148	166	207	237	280
Ganze Höhe mm	230	258	300	355	410	490
Halslänge mm	108	123	145	162	189	229
Stopfenbett mm	29	29	45	60	60	70

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

4301

4506

Kurzhalbs-Stehkolben

Rand umgebogen

DIN 12375



4506

Inhalt ml	50	100	250	500	Liter	1	2
Kolbendurchmesser außen mm	51	63	84	105		131	166
Ganze Höhe mm	85	100	125	150		200	200
Halslänge mm	37	41	46	52		78	45
Stopfenbett mm	29	29	29	29		29	29

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

4303 (früher 3)

Weithals-Stehkolben

(Extraktionskolben)

Rand umgebogen



4303

Inhalt ml	50	100	250	500	750	Liter	1
Kolbendurchmesser außen mm	50	61	84	103	116		128
Ganze Höhe mm	71	86	118	145	169		185
Halslänge mm	25	30	45	55	70		75
Halsdurchmesser außen mm	30	30	41	50	50		70

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

4503 (früher 3a)

Weithals-Stehkolben

(Extraktionskolben)

Rand aufgelegt



4503

Inhalt	Liter	1,5	2	3
Kolbendurchmesser außen	mm	148	165	185
Ganze Höhe	mm	205	224	240
Halslänge	mm	80	85	80
Halsdurchmesser außen	mm	71	71	71

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

4006

Spritzflaschen

4006 a: Stehkolben (4301), Rand umgebogen

4006 b: Passende Gummistopfen

4006 c: ein Paar fertig bearbeitete Spritzröhrchen



4006

Inhalt	ml	250	500	Liter	1	1,5	2
Ganze Höhe	mm	150	200		230	258	300
Halslänge	mm	71	102		108	123	145
Stopfenbett	mm	29	29		29	29	45

Spritzflasche mit eingeschliffenem Aufsatz siehe Seite 63 (5219)

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

4304 (früher 4)

Langhals-Rundkolben, enghalsig

Rand umgebogen (bis 2 Liter)

Rand aufgelegt (ab 4 Liter)

DIN 12345



4304

Inhalt	ml	25	50	100	250	500	750
Kolbendurchmesser außen	mm	41	51	63	85	105	119
Ganze Höhe	mm	110	120	150	200	250	275
Halslänge	mm	69	69	87	115	145	156
Stopfenbett	mm	19	19	19	29	29	29

Inhalt	Liter	1	2	4	6	10
Kolbendurchmesser außen	mm	131	165	206	236	279
Ganze Höhe	mm	300	335	425	480	565
Halslänge	mm	169	170	219	244	286
Stopfenbett	mm	29	45	60	60	70

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

4305 (früher 5)

Kurzhals-Rundkolben, enghalsig

Rand umgebogen (bis 2 Liter)

Rand aufgelegt (ab 4 Liter)

DIN 12351



4305

Inhalt	ml	25	50	100	250	500	750
Kolbendurchmesser außen	mm	41	51	63	85	105	119
Ganze Höhe	mm	67	85	100	125	150	170
Halslänge	mm	26	34	37	40	45	51
Stopfenbett	mm	19	19	19	29	29	29

Inhalt	Liter	1	1,5	2	4	6	10
Kolbendurchmesser außen	mm	131	148	165	206	236	279
Ganze Höhe	mm	200	213	235	285	335	425
Halslänge	mm	69	65	70	79	99	146
Stopfenbett	mm	29	29	45	60	60	70

Der 2 L-Kurzhals-Rundkolben ist auch mit Stopfenbett 29 mm lieferbar.

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

4306 (früher 6 und 6a)

Weithals-Rundkolben

(Extraktionskolben)

Rand umgebogen (bis 750 ml)

Rand aufgelegt (ab 1 Liter)

DIN 12355



4306

Inhalt ml	50	100	250	500	750
Kolbendurchmesser außen . . mm	51	63	85	105	119
Ganze Höhe mm	85	100	125	150	170
Halslänge mm	34	37	40	45	51
Stopfenbett mm	29	29	45	45	45

Inhalt Liter	1	2	4	6	10
Kolbendurchmesser außen . . mm	131	165	206	236	279
Ganze Höhe mm	200	235	285	335	425
Halslänge mm	69	70	79	99	146
Stopfenbett mm	60	70	70	85	85

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

4040

Walter-Kolben

Rand aufgelegt



4040

Inhalt ml	250	500	Liter 1	2
Kolbendurchmesser außen . . mm	75	100	120	150
Ganze Höhe mm	130	170	230	270
Halslänge mm	30	40	50	60
Halsdurchmesser außen . . . mm	42	55	65	70

4030

Sulfierkolben

(Rührkolben)

Rand umgebogen

JENA^{er} Rasothermglas

4030

Inhalt ml	100	200	350	500	750	Liter 1,5	2,5	6
Ganze Höhe mm	105	122	145	165	195	220	250	310
Größter Durchm. außen . . mm	60	70	85	95	110	135	170	220
Halslänge mm	40	42	50	55	65	70	70	80

Mehrhals-Sulfierkolben s. S. 26 und S. 65.

4313 (früher 13)

Kjeldahl-Kolben

Rand umgebogen

DIN 12360



4313

Inhalt ml	50	100	250	500	750	Liter 1	2
Kolbendurchmesser außen . . mm	49	60	81	101	115	126	150
Ganze Höhe mm	200	200	270	300	340	350	415
Halslänge mm	144	127	175	176	195	188	225
Stopfenbett mm	19	19	29	29	29	29	29


Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

4042

Goldkochkölbchen

Rand gerade, verschmolzen

Inhalt ml	50
Ganze Höhe mm	265
Kolbendurchmesser mm	41
Halsdurchmesser außen . . . mm	18



4042

4147

Kassiakolben

D.A.B. 6, Seite XVII

Rand umgebogen

eichfähig,

graduirt von oben 6 ml in 0,1 ml

Inhalt ml	100
Kolbendurchmesser außen . . mm	65
Halslänge mm	160
Halsdurchmesser innen . . . mm	8

Auch amtlich geeicht lieferbar.



4147

4110


Oxydationskolben nach Sligh

mit Schliffstopfen und Konvektionsstopfenanhänger,
zur Bestimmung des Oxydationswertes von Schmierölen

JENA^{er} Rasothermglas

Inhalt	ml	90
Außendurchmesser am Boden	mm	60
Schulterhöhe	mm	60
Ganze Höhe	mm	200

Lit.: A.S.T.M. Comm. Rep. 1927, Anhang Teil I, S. 461—472;
Journ. Am. Soc. Testing Materials 35, 335 (1935).



4110



4020

4020

Drehals-Rundkolben, weithalsig

Ränder umgebogen
DIN 12391

Inhalt	ml	250	500	750	Liter	1	2	4	6	10
Kolbendurchmesser	mm	85	105	119		131	165	206	236	279
Ganze Höhe	mm	125	150	170		200	235	285	335	425
Halslänge	mm	40	45	55		69	70	79	99	146
Halsdurchmesser außen	mm	41	50	51		71	71	73	87,5	89
Stopfenbett	mm	29	45	45		60	70	70	85	85
Tubenlänge	mm	30	30	35		35	40	60	70	70

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

4031

Drehals-Sulfierkolben

Mittelhals Rand umgebogen,
Seitenhalse verschmolzen

JENA^{er} Rasothermglas

4031

Inhalt	ml	100	200	350	500	750	Liter	1,5	2,5	6
Seitenhalse, Durchmesser	mm	10	15	17	17	20		22	25	25


Die Länge der Seitenhalse ist 5 bis 10 mm kürzer als beim Haupthals. Die Seitenhalse verlaufen in der Richtung der Wandschräge und stehen in einem Winkel von 120° zueinander. Die übrigen Abmessungen wie bei den Einhals-Sulfierkolben 4030.

4015

Baseler Schliffkolben nach Bommer

Schliffhaube mit 4 Tuben,
mittlerer Tubus etwa 200 mm lang

Inhalt	ml	250	500	Liter	1	2	3
Kolbendurchmesser außen	mm	84	102		130	168	190
Halsdurchmesser innen	mm	50	50		65	90	90




4015

4003

Planschliffbecher

mit vierfach tubuliertem Deckel

Inhalt	Liter	1	2	3
Außendurchmesser	mm	105	132	145
Ganze Höhe	mm	160	200	240
Innerer Durchmesser des mittleren Tubus	mm	25	25	25
Innerer Durchmesser der kleinen Tuben	mm	15	15	15




4003

4089

SchwelretorteJENA^{er} Supremaxglas

Inhalt	ml	100	250	500	Liter	1
--------	----	-----	-----	-----	-------	---

Da freihändig geblasen, Maße und Inhalt nicht festlegend.



4089

4198

Nährbodenflaschen, weithalsigRand umgebogen
Steilbrustform

4198

Inhalt	ml	300	500	Liter	1	2,5	5
Ganze Höhe	mm	169	204		237	313	387
Flaschendurchmesser außen	mm	71	83		105	150	185
Halsdurchmesser außen	mm	42	42		46	50	50

4111

Nährbodenflaschen, weithalsigRand gerade, verschmolzen
Steilbrustform

4111

Inhalt	ml	300	500	Liter	1
Ganze Höhe	mm	169	204		237
Flaschendurchmesser außen	mm	71	83		105
Halsdurchmesser außen	mm	31	46		46
Halslänge	mm	50	52		55
dazu passende Glaskappe: 4105		a	c		c

4105

Glaskappen

für Nährbodenflaschen und Kulturkolben

	4105 a	4105 b	4105 c	4105 d
für Halsdurchmesser außen mm:	31	42	46	50

Die vorstehenden Angaben der Halsdurchmesser beziehen sich auf Hälse mit geradem und verschmolzenem Rand (nicht mit umgebogenem Rand).



4105

4118

Nährbodenflaschen, enghalsigRand gerade, verschmolzen
Steilbrustform

4118

Inhalt	ml	50	100	200
Ganze Höhe	mm	107	148	171
Flaschendurchmesser außen	mm	40	40	50
Halsdurchmesser außen	mm	18	18	18
Halshöhe	mm	40	40	40

dazu passende Metallkappe: 4141

4109

Nährbodenflaschen, enghalsigRand gerade, verschmolzen
Erlenmeyerform

4109

Inhalt	ml	100
Ganze Höhe	mm	120
Größter Durchmesser außen	mm	60
Halsdurchmesser außen	mm	18

dazu passende Metallkappe: 4141

4140, 4141

Metallkappen nach Kapsenbergfür Nährbodenflaschen und Kulturröhrchen
mit verschmolzenem — nicht umgebogenem — Rand

4140: für Hälse mit 16 mm Außendurchmesser

4141: für Hälse mit 18 mm Außendurchmesser



4140, 4141

JENA^{er} GLAS

4120, 4121

Kulturkolben nach Roux

Rand geschliffen

4120: mit rundem Hals

4121: mit ovalem Hals



4120



4121

Inhalt	Liter	4120	4121
Ganze Höhe	mm	260	270
Größter Durchmesser außen	mm	118	123
Kleinster Durchmesser außen	mm	56	55
Halslänge	mm	40	50
Größter Halsdurchmesser außen	mm	32	55
Kleinster Halsdurchmesser außen	mm	—	35
dazu passende Glaskappe:		4105b	—

4125, 4126, 4130

Kulturkolben nach Fernbach

Rand umgebogen



4125, 4126



4130

Inhalt	ml	4125	Liter	4126	4130
Ganze Höhe	mm	100		150	155
Halslänge	mm	30		45	35
Größter Durchmesser außen	mm	117		204	200
Halsdurchmesser außen	mm	29		35	40


JENA^{er} GLAS

4136

Kulturkolben nach Kollé

Rand geschliffen

Hals oval



4136

Inhalt	ml	400
Ganze Höhe	mm	190
Größter Durchmesser außen	mm	140
Kleinster Durchmesser außen	mm	35
Halslänge	mm	60
Größter Halsdurchmesser außen	mm	60
Kleinster Halsdurchmesser außen	mm	35


Zu beziehen nur durch die
Deutsche Handelszentrale
 Elektrotechnik - Elektrodynamik - Optik
 Maschinenbau - Gera
 Auslieferung in Jena
 Glas- u. Metall-Laborgeräte
JENA, Dornburger Str. 92 / Tel. 3947-48

4080

Pasteur-Kolben



Inhalt	ml	50	100	250
Kolbendurchmesser	mm	50	65	85
Ganze Höhe	mm	210	250	320

Inhalt	ml	500	750	Liter 1
Kolbendurchmesser	mm	105	120	130
Ganze Höhe	mm	320	330	350



4080

4322 (früher 22)

Fraktionierkolben4322a: Rohransatz oben
DIN 123624322b: Rohransatz unten
DIN 12364**4322a****4322b**

Inhalt	ml	25	50	100	250
Kolbendurchmesser außen	mm	41	51	63	85
Ganze Höhe	mm	110	120	151	200
Halslänge	mm	69	69	87	115
Stopfenbett	mm	19	19	19	29

Inhalt	ml	500	750	Liter	1
Kolbendurchmesser außen	mm	105	119		131
Ganze Höhe	mm	250	275		300
Halslänge	mm	145	156		169
Stopfenbett	mm	29	29		29

a) Rohrabstand $\frac{1}{2}$ der Halslänge vom oberen Rand

b) Rohrabstand 25 mm oberhalb des Halsansatzes an der Kugel.

Bei fehlender Vorschrift wird **a** geliefert.

Neigungswinkel Seitenrohr gegen Hals 75°.

Außendurchmesser Seitenrohr 8 mm, nur bei den Größen 750 ml und 1 Liter 12 mm.

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.


4062

Engler-Kolben

A.S.T.M. D 86—35

Rand verschmolzen

Inhalt	ml	100
Ganze Höhe	mm	215
Kolbendurchmesser	mm	65 ± 2
Halslänge	mm	150 ± 4
Halsdurchmesser innen	mm	16 ± 1
Seitenrohr-Länge	mm	100 ± 3
Seitenrohrdurchmesser innen	mm	4 ± 0,5
Seitenrohrabstand	mm	75 ± 5
Winkel zwischen den Rohren		75°

**4062**Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.


4063

Saybolt-Kolben

A.S.T.M. D 158—28

Rand umgebogen

Inhalt	ml	250
Ganze Höhe	mm	215 ± 3
Kolbendurchmesser	mm	86 ± 3
Halslänge	mm	129
Halsdurchmesser innen	mm	15 ± 1
Seitenrohrlänge	mm	175 ± 5
Seitenrohrdurchmesser innen	mm	4 ± 0,5
Seitenrohrabstand	mm	70 ± 5
Winkel zwischen den Rohren		75°

**4063**Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.


4060

Kropfdestillierkolben

für hochsiedende Flüssigkeiten

Inhalt	ml	100	250	500	750	Liter	1
Kolbendurchmesser	mm	60	85	105	120		130
Halslänge	etwa mm	115	150	165	175		190

Abmessungen sinngemäß entsprechend der Form (4322b). Die am Hals kondensierende Flüssigkeit sammelt sich in der Rinne am Kropf und läuft durch das Seitenrohr ab. Man spanne den Kolben etwas schief ein mit dem Rohransatz an der tiefsten Stelle.

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.**4060**

4068


Claisen-Destillierkolben,


runde Form

Kondensationsrohr eng

Rand umgebogen

Inhalt	ml	250	500	750	Liter	1
Kolbendurchmesser	mm	85	105	120		130
Hauptals Länge	mm	205	205	205		205
Hauptals Innendurchmesser	mm	23	28	28		28
Claisenals Innendurchmesser	mm	23	23	23		23
Seitenrohr Höhenabstand	mm	100	100	100		100
Seitenrohr Länge	mm	300	300	300		300
Seitenrohr Innendurchmesser	mm	5—6	5—6	8—9		8—9

**4068**Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.



4069


4069

Claisen-Destillierkolben,

runde Form

Kondensationsrohr weit

Inhalt	ml	250	500	750		
Kolbendurchmesser	mm	85	105	120		
Haupt Hals Länge	mm	205	205	205		
Haupt Hals Innendurchmesser	mm	23	28	28		
Claisen Hals Innendurchmesser	mm	23	23	23		
Seitenrohr Höhenabstand	mm	100	100	100		
Seitenrohr Länge	mm	300	300	300		
Seitenrohr Innendurchmesser	mm	12-13	12-13	17-18		
Inhalt	Liter	1	2	4	6	10
Kolbendurchmesser	mm	130	165	205	235	280
Haupt Hals Länge	mm	205	300	320	320	330
Haupt Hals Innendurchmesser	mm	28	38	47	47	55
Claisen Hals Innendurchmesser	mm	23	28	38	38	39
Seitenrohr Höhenabstand	mm	100	160	160	160	160
Seitenrohr Länge	mm	300	350	350	350	350
Seitenrohr Innendurchmesser	mm	17-18	21-22	21-22	21-22	21-22

Die Größen 250 ml bis 1 Liter auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.Die Größen 2 bis 10 Liter werden nur in JENA^{er} Rasothermglas geliefert.

4066, 4067


4066, 4067

Claisen-Destillierkolben,

spitze Form

4066: Kondensationsrohr eng
(5-6 mm Durchmesser)4067: Kondensationsrohr weit
(8-9 mm Durchmesser)

Inhalt	ml	5	10	25	50	100
Kolbendurchmesser	mm	25	32	40	50	60
Haupt Hals Länge	mm	138	138	190	190	190
Haupt Hals Innendurchmesser	mm	10	10	16	16	16
Claisen Hals Innendurchmesser	mm	10	10	16	16	16
Seitenrohr Höhenabstand	mm	100	100	100	100	100
Seitenrohr Länge	mm	300	300	300	300	300

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

4064

4064

Säbelkolbenfür rasch erstarrende Destillate
Rand umgebogen

Inhalt	ml	50	100	250	500	1 Ltr.
Kolbendurchmesser	mm	60	85	85	105	128
Halslänge	mm	70	90	100	145	170
Säbellänge	mm	230	245	295	370	520
Stopfenbett	mm	19	19	29	29	29


Der Nutzinhalt der säbelförmigen Vorlage beträgt bei allen 3 Größen etwa halb so viel wie der Nutzinhalt des Rundkolbens.

4065 (früher 4065 b)

Claisen-Säbelkolben, runde Form

Rand umgebogen

Inhalt	ml	250
Kolbendurchmesser	mm	85
Haupt Halslänge	mm	205
Säbellänge	mm	295




4065

4061 (früher 4065 a)

Claisen-Säbelkolben, spitze Form

Rand umgebogen

Inhalt	ml	50	100
Kolbendurchmesser	mm	50	60
Haupt Halslänge	mm	190	190
Säbellänge	mm	230	245



4061

4811 (früher 4911)

Siedekapillaren

(Stabkapillaren)

JENA^{er} Normalglas 16^{III}

Kapillarinne Durchmesser 0,5 mm; auch kleinere Innendurchmesser lieferbar (0,03–0,5 mm). Der Innendurchmesser der Kapillare ist auf dem Halterungsstück, welches etwa 100 mm lang ist und 1 mm Wandstärke besitzt, aufgeschrieben.

Länge der Siedekapillare etwa 450 mm.



4811

4442–4449 (früher 5042–49)

Stockthermometer ohne Schliff,
eichfähig
mit korrigierter Skala

Passend zu Kolben
5 ml bis 1 Liter
Stocklänge 150 ± 3 mm

Meßbereiche:

Passend zu Kolben
2 bis 10 Liter
Stocklänge 220 ± 3 mm

4442	0° bis + 360°
4443	— 10° bis + 130°
4444	+ 110° bis + 250°
4445	+ 230° bis + 370°

4446
4447
4448
4449

4442 — 4449



4404, 4406, 4407 (früher 5106, 5107, 5104)


Kühlermäntel („Schweinchen“)

zum Aufschieben auf die Kondensationsrohre
von Destillierkolben

Passend zu den Kolben:

4404	{ : 5– 100 ml mit weitem Seitenrohr
	{ : 5–1000 ml mit engem Seitenrohr
4406	: 250–1000 ml mit weitem Seitenrohr
4407	: 1,5–10 Liter mit weitem Seitenrohr

Passende Stopfen auf Wunsch lieferbar.




4404, 4406, 4407

4431, 4432 (früher 4931, 4932)

Spinne mit 3 Ansätzen und Absaugrohr
(Vorstoß zur frakt. Destillation)

Passend zu Kolben:

4431	{ : 5– 100 ml mit weitem Seitenrohr
	{ : 5–1000 ml mit engem Seitenrohr
4432	: 250–1000 ml mit weitem Seitenrohr



4431, 4432


4400 (früher 5100)

Liebig-Kühler

ohne Schliff,
mit losem Rohr
DIN 12577

Mantellänge mm	200 ± 10	400 ± 10	700 ± 10	1000 ± 10
Gesamtlänge mm	450 ± 10	650 ± 10	950 ± 10	1250 ± 10
Kühlrohrdurchmesser außen . . . mm	12 ± 1	12 ± 1	12 ± 1	14 ± 1

Gummiverbindung (für Mantel und Kühlrohr) wird mitgeliefert.




4400

4401 (früher 5101)

Liebig-Kühler

ohne Schliff,
Mantel und Kühlrohr miteinander verschmolzen
DIN 12575

Mantellänge mm	200 ± 10	400 ± 10	700 ± 10	1000 ± 10
Gesamtlänge mm	380 ± 10	580 ± 10	880 ± 10	1180 ± 10
Kühlrohrdurchmesser außen . . . mm	12 ± 1	12 ± 1	12 ± 1	14 ± 1



4401

4405 (früher 5105)

Kugelkühler nach Allihn

ohne Schliff

Mantellänge mm	280
Gesamtlänge mm	415



4405

Meßgeräte

4144

Erlenmeyer-Meßkolben, schlanke Form

Rand umgebogen

4144a: ohne Inhaltsmarke

4144b: graduert



4144

Inhalt ml	100	250	500
Ganze Höhe mm	170	230	300
Größter Durchmesser mm	60	78	96
Halslänge mm	95	120	150
Halsdurchmesser außen mm	20	22	20

Zu beziehen nur durch die**Deutsche Handelszentrale**

Elektrotechnik - Feinmechanik - Optik

Medizinische Geräte

Auslieferungsort: Jena

Glas- u. Metall-Laborgeräte

JENA, Dornburger Str. 92 / Tel. 3947-48

4145

Erlenmeyer-Meßkolben, breite Form

Rand umgebogen

4145a: ohne Inhaltsmarke

4145b: graduert



4145

Inhalt ml	250	500
Ganze Höhe mm	200	230
Größter Durchmesser mm	90	108
Halslänge mm	110	120
Halsdurchmesser außen mm	22	25

4146

Meßkolben nach Kohlrausch

Rand umgebogen

4146a: ohne Inhaltmarke

4146b: graduert



4146

Inhalt	ml	100	200
Kolbendurchmesser	mm	60	75
Ganze Höhe	mm	160	190
Halslänge	mm	115	120
Oberer Halsdurchmesser innen	mm	38	37
Unterer Halsdurchmesser innen	mm	20	20

4142

Kropfhals-Meßkolben

DIN 12670

4142a: ohne Inhaltmarke

4142b: graduert



4142

Inhalt	ml	100	200	500	Liter	1
Kolbendurchmesser	mm	60	75	102		128
Ganze Höhe	mm	170 ± 5	200 ± 5	250 ± 8		300 ± 10
Stopfenbett	mm	24	29	29		29

Die Inhaltmarke liegt in der unteren Hälfte des Halses mindestens 10 mm über dem Halsansatz.

4148

Meßflaschen nach Stohmann

Rand umgebogen, starkwandig

DIN 12675

4148a: ohne Inhaltmarke

4148b: graduert



4148

Inhalt	ml	100	200	250	500	Liter	1
Ganze Höhe	mm	173	200	219	265		318
Flaschendurchmesser	mm	50	64	67	85		107
Höhe des zylindrischen Teiles	mm	46	62	65,5	83		103
Halshöhe	mm	110	118	130	150		175
Stopfenbett	mm	14,5	14,5	14,5	19		24
Halsdurchmesser innen	mm	15 ± 0,75	18 ± 0,75	18 ± 0,75	20 ± 1		23 ± 1

Auch in größeren Abmessungen (5 und 10 l) lieferbar.

4309, 4411, 4511, 4611 (früher 9, 11, 11 p u. 11 ag)

Enghals-Meßkolben

DIN 12662

4309a: ohne Inhaltmarke und ohne Stopfen


4309b: ohne Inhaltmarke, mit eingeschliffenem Vollstopfen

4411a: graduert, ohne Stopfen

4411b: graduert, mit eingeschliffenem Vollstopfen

4511a: eichfähig, graduert, ohne Stopfen

4511b: eichfähig, graduert, mit eingeschliffenem Vollstopfen

4611a: **amtlich geeicht**, ohne Stopfen4611b: **amtlich geeicht**, mit eingeschliffenem Vollstopfen4309, 4411
4511, 4611

Inhalt	ml	25	50	100	200	250	500	Liter	1	2	5
Kolbendurchmesser	mm	38	48	60	72	81	102		128	161	213
Halslänge	mm	80	95	110	130	130	150		175	200	280
Ganze Höhe	mm	115	140	170	200	210	250		315	360	510
Lichte Weite an der Marke höchstens	mm	8	10	12	13	15	16		18	25	40
Stopfenbett	mm	7,5	7,5	10	12,5	14,5	14,5		19	24	34,5

Auch in kleineren Abmessungen (1, 2, 5 und 10 ml) lieferbar.

4336, 4337, 4537, 4637 (früher 36, 37)

Weithals-Meßkolben

DIN 12665

4336a: ohne Inhaltmarke und ohne Stopfen

4336b: ohne Inhaltmarke, mit eingeschliffenem Vollstopfen

4337a: graduert, ohne Stopfen

4337b: graduert, mit eingeschliffenem Vollstopfen


4537a: eichfähig, graduert, ohne Stopfen

4537b: eichfähig, graduert, mit eingeschliffenem Vollstopfen

4637a: **amtlich geeicht**, ohne Stopfen4637b: **amtlich geeicht**, mit eingeschliffenem Vollstopfen

Inhalt	ml	25	50	100	200
Kolbendurchmesser	mm	38	48	60	75
Ganze Höhe	mm	115	140	170	200
Halslänge	mm	70	95	110	125
Stopfenbett	mm	10	12,5	14,5	14,5
Halsdurchmesser innen	mm	8±0,75	13±0,75	15±0,75	17±0,75

Inhalt	ml	250	500	Liter	1	2
Kolbendurchmesser	mm	81	102		128	161
Ganze Höhe	mm	210	250		300	360
Halslänge	mm	130	150		175	200
Stopfenbett	mm	14,5	19		24	29
Halsdurchmesser innen	mm	18±0,75	20±1		23±1	28±2

4336, 4337
4537, 4637**Zu beziehen nur durch die
Deutsche Handelszentrale**

Elektrotechnik - Feinmechanik - Optik

Hochleistungs-Optik

Auslieferungsort: Jena

Glas- u. Metall-Laborgeräte

JENA, Dornburger Str. 92 / Tel. 3947-48

4327 (früher 27)

Meßzylinder

DIN 12680

4327 a: ohne Teilung

4327 b: graduert

Inhalt	ml	5	10	25	50	100
Außendurchmesser	mm	12	13	18	25	29
Ganze Höhe	mm	105	145	195	195	250
Länge der Skala	mm	50	100	125	120	150
Teilung in	ml	0,1	0,1	0,2	0,5	1

Inhalt	ml	250	500	Liter	1	2
Außendurchmesser	mm	40	54		65	85
Ganze Höhe	mm	320	360		440	500
Länge der Skala	mm	240	250		320	400
Teilung in	ml	2	5		10	20

Bei fehlender Vorschrift wird Teilung auf Einguß geliefert.
Auch eichfähig und amtlich geeicht lieferbar.

4327

4345 (früher 45)


Mischzylinder

mit achtkantigem Stopfen

DIN 12685

4345 a: ohne Teilung

4345 b: graduert



4345

Inhalt	ml	5	10	25	50	100
Außendurchmesser	mm	12	13	18	25	29
Ganze Höhe	mm	120	160	210	215	280
Länge der Skala	mm	50	100	125	120	150
Teilung in	ml	0,1	0,1	0,2	0,5	1

Inhalt	ml	250	500	Liter	1	2
Außendurchmesser	mm	40	54		65	85
Ganze Höhe	mm	340	380		465	525
Länge der Skala	mm	240	250		320	400
Teilung in	ml	2	5		10	20

Bei fehlender Vorschrift wird Teilung auf Einguß geliefert.

Auch eichfähig und amtlich geeicht lieferbar.

4300 (früher 5200)

Vollpipetten

graduert

DIN 12690

Inhalt	ml	1	2	5	10
Gesamtlänge	mm	325±10	330±10	400±10	450±10
Länge des Saugrohres	mm	165	165	165	165
Länge des Auslaufrohres	mm	130	130	175	200
Durchmesser des Saugrohres	mm	2,5	2,5	3	3,5

Inhalt	ml	20	25	50	100	200
Gesamtlänge	mm	520±10	530±10	540±10	590±15	665±15
Länge des Saugrohres	mm	180	180	180	200	245
Länge des Auslaufrohres	mm	250	250	250	250	250
Durchmesser des Saugrohres	mm	4	4	5	5,5	5,5

Auch eichfähig und amtlich geeicht lieferbar.




4300

4308 (früher 5205)

Meßpipetten

graduert

DIN 12695



4308

1 u. 2 ml 5 bis 25 ml

Inhalt	ml	1	2	5	10	25
Teilung in	ml	0,01	0,02	0,05	0,1	0,1
Gesamtlänge	mm	360	360	360	360	450

Die Bezifferung läuft von oben nach unten. Die untere Marke ist im zylindrischen Teil des Meßrohres angebracht. Werden Meßpipetten für völligen Auslauf gewünscht, so ist dies bei Bestellung besonders vorzuschreiben. Bei diesen letzteren Pipetten ist die Skala von unten nach oben beziffert. Der Meßbereich reicht dann bis zur Spitze, die Teilung bis zum Beginn des kegeligen Teiles der Spitze.

Auch eichfähig mit Ringteilung lieferbar.

4104

Pipettenbüchse mit Metallkappe
für Pipetten bis 380 mm Länge

4104a: Büchse

4104b: Metallkappe

Ganze Höhe 380 mm

Größter Durchmesser außen 56 mm



4104

4310, 4311, 4312 (früher 5210—5212)**Büretten**ohne Schellbachstreifen
DIN 12700

4310: Bürette mit Olive und Spitzenstück

4311: Bürette mit geradem Hahn

4312: Bürette mit seitlichem Hahn


Inhalt	ml	10	25	50	100
Teilung in	ml	0,02	0,1	0,1	0,2
Durchmesser außen	mm	8	11	14	18

Die 25 ml Büretten müssen, falls eichfähige Ausführung verlangt wird, in 0,05 ml geteilt sein.

Inhalt und Teilung vorschreiben!

Auch eichfähig mit Ringteilung lieferbar.

Zu 4310 auch Gummischlauch und Quetschhahn lieferbar.

**JENA^{er} KPG-Büretten:**Die große Genauigkeit der lichten Weite von JENA^{er} KPG-Rohren gewährleistet bei Büretten vollkommen richtige Ablesungen zwischen beliebig gewählten Teilstrichen.**7733, 7734, 7735** (früher 5223, 5224, 5225)**KPG-Büretten**

mit einfacher Teilung

mit Schlauchansatz (früher 5223)	7733 a	7733 b	
mit geradem Hahn (früher 5224)	7734 a	7734 b	
mit seitlichem Hahn (früher 5225)	7735 a	7735 b	
Inhalt	ml	25	50
Teilung in	ml	0,1	0,1
Länge	mm	660	740
Rohrdurchmesser innen	mm	8,01	11,28

7736, 7737, 7738 (früher 5226, 5227, 5228)**KPG-Büretten**

mit Ringteilung

Präzisionseichfähig

mit Schlauchansatz (früher 5226)		7736a	7736b
mit geradem Hahn (früher 5227)		7737a	7737b
mit seitlichem Hahn (früher 5228)		7738a	7738b
Inhalt	ml	25	50
Teilung in	ml	0,05	0,1

Übrige Abmessungen wie bei den KPG-Büretten mit einfacher Teilung.

7730, 7731, 7732 (früher 5220, 5221, 5222)**KPG-Feinbüretten**

D.A.B. 6

mit seitlichem Hahn und Ringteilung

Präzisionseichfähig

	7730 (früh. 5220)	7731 (früh. 5221)	7732 (früh. 5222)
Inhalt	ml	5	10
Teilung in	ml	0,01	0,02
Länge	mm	640	640
Rohrdurchmesser innen	mm	3,60	5,05


4350 (früher 5250)

Tüpfelplatte nach Feigl

zur Tüpfelanalyse

JENA^{er} Rasothermglas

Außenmaße mm 125 × 95



4350

Die Platte kann auf beliebig gefärbten Untergrund zur besseren Erkennung der Tüpfelreaktionen aufgelegt werden. Bei Verwendung von 2 Platten übereinander lassen sich Farbtiefen durch Vergleich mit Standardtüpfeln ermitteln. Feine Trübungen beobachtet man von oben gegen einen schwarzen Untergrund bei seitlicher Beleuchtung.


Lit.: P. H. Prausnitz und H. Schäfer, Österr. Chem. Ztg. 39, 114 (1936).

4280

Wägegläser

mit eingeschliflenem Stopfen

DIN 12605



4280a

4280b

4280a: flache Form

50

Inhalt ml	25	50	70
Ganze Höhe mm	30	30	30
Durchmesser mm	35	50	80
	2,03	2,24	3,56

4280b: hohe Form

Inhalt ml	3,5*)	15	30	55	100
Ganze Höhe mm	80	40	50	70	80
Durchmesser mm	10	25	30	35	40

*) mit 2 Fußchen

1,47 1,68 1,83 2,08 2,24

4328 (früher 28)

Reagenzgläser

Rand umgebogen

JENA^{er} Fiolaxglas

4328

Außendurchmesser mm	8±1	10±1	12±1	14±1
Länge mm	70±2	100±3	100±3	130±3
Wandstärke mm	0,3—0,5	0,3—0,5	0,35—0,50	0,4—0,5
Außendurchmesser mm	16±1	18±1	20±1	30±2
Länge mm	160±4	180±4	180±5	200±5
Wandstärke mm	0,5—0,6	0,5—0,6	0,5—0,6	0,8—1,0

Auch in JENA^{er} Supremaxglas lieferbar (Wandung etwa doppelt so stark wie bei Fiolaxglas).

Fiolax	5,03	5,43	75,96
Supremax	23,79	29,28	73,20

4253, 4254

Kulturröhrchen

Reagenzglasform,

Rand gerade verschmolzen

ohne oder mit Mattstreifen

4253 a: ohne Mattstreifen

4253 b: mit Mattstreifen

Außendurchmesser mm	16
Länge mm	160

dazu passende Metallkappe: 4140 (s. S. 29).

4254 a: ohne Mattstreifen

4254 b: mit Mattstreifen

Außendurchmesser mm	18
Länge mm	180

dazu passende Metallkappe: 4141 (s. S. 29).

Der ringförmige Mattstreifen ist zur Anbringung von Beschriftungen vorgesehen.

4253 a
4254 a4253 b
4254 b

4250

Zentrifugengläser mit Rundboden

Rand verschmolzen



4250

Inhalt	ml	15	25	40	50	100
Außendurchmesser	mm	17	25	27	35	41
Länge	mm	98	93	110	98	115
Wandstärke	mm	1,3—2	1,8—2,5	2,5—3,5	2,5—3,5	2,5—3,5

Inhalt	ml	200	250	300	500
Außendurchmesser	mm	57	57	64	74
Länge	mm	130	147	147	170
Wandstärke	mm	2,5—3,5	3,5—4,5	3,5—4,5	4,5—5,5

Auch mit verstärkter Wandung und verdicktem Boden lieferbar.

4251, 4252

Zentrifugengläser mit Spitzboden

Rand verschmolzen



4251



4252

	4251		4252	
Inhalt	ml	12,5	25	50
Größter Außendurchmesser	mm	17	25	35,5
Länge	mm	98	98	98
Wandstärke	mm	1,3—2	1,8—2,5	2,5—3,5

Bei allen Zentrifugengläsern ist ein Spielraum von etwa 1 mm im Außendurchmesser und ein entsprechender Spielraum in der Wandstärke vorzusehen.

Küvetten

4173 (früher 173 D)


Eckige Küvette

21.05

Fenster aufgeschmolzen

JENA[®] Duranglas

Inhalt	ml	450
Fenstermaß: Breite	mm	103
Höhe	mm	90
Lichter Fensterabstand	mm	60



4173

Auch mit anderen Fensterabständen lieferbar (von 1—100 mm).

Auch mit anderer Höhe lieferbar (10—100 mm).

4171, 4172

Kolorimeter-Küvetten

mit flachem Boden

Fenster aufgeschmolzen

JENA[®] Duranglas


18.30

17.79

	4171	4172
Inhalt	ml	50
Fenstermaß: Breite	mm	49,5
Höhe	mm	100
Lichter Fensterabstand	mm	34



4171



4172

Inhaltsmarke bei 50 bzw. 100 ml.

Auch mit anderen Fensterabständen lieferbar (von 1—100 mm).

Auch mit anderer Höhe lieferbar (10—100 mm).

4165, 4166

Kolorimeter-Küvetten

mit gerundetem Boden und Auslaufstutzen


Fenster aufgeschmolzen

JENA[®] Duranglas

23.89

24.40

	4165	4166
Inhalt	ml	50
Fenstermaß: Breite	mm	48
Höhe	mm	97
Lichter Fensterabstand	mm	16



4165

Auch mit anderen Fensterabständen lieferbar (von 1 bis 60 mm).

4270, 4273, 4276 (früher 73D, 76a D)**Runde Küvetten**

mit Einfüllstutzen


(Projektionsküvetten)

Fenster aufgeschmolzen

JENA^{er} Duranglas

10.68 12.35 18.76
 4270 4273 4276

Inhalt ml	6,7	35	300
Lichter Fensterabstand . . . mm	15	26	46
Durchmesser der Fenster . . mm	27	50	94

**4270, 4273****4276**

Die für diese Küvetten verwendeten Abschlußfenster tragen im allgemeinen optische Rohpolitur. Für besondere Zwecke können auf Wunsch auch Fenster mit Feinpolitur angefertigt werden.

Auch mit anderen Fensterabständen lieferbar (1—15, 1—26, 1—46).

4265**Runde Küvette**


ohne Einfüllstutzen

Fenster aufgeschmolzen

JENA^{er} Duranglas

16.27

Inhalt ml	3,3
Lichter Fensterabstand . . . mm	5
Durchmesser der Fenster . . . mm	44

**4265**

Auch mit anderen Fensterabständen lieferbar (von 1 bis 30 mm).

4285**Runde Küvette** nach Carrel

mit Einfüllstutzen

Fenster aufgeschmolzen

JENA^{er} Duranglas

14.74

Inhalt ml	13
Lichter Fensterabstand . . . mm	10
Durchmesser der Fenster . . . mm	42

**4285**

Auch mit anderen Fensterabständen lieferbar (von 5 bis 15 mm).

4370, 4371, 4372**Kolorimeterrohre**


4370: Kolorimeterrohr

4371: Kolorimeterrohr mit Hahn

4372: Kolorimeterrohr aus KPG-Rohr
mit mm-Teilung und mit Hahn

4370 4371 4372
 (früher 70 a G) 70 h G 70 KPGv)

Inhalt ml	100	100	100
Höhe etwa mm	180	180	180
Durchmesser der Platte . . . mm	32	32	32

**4370****4371
4372**

4372 wird nur paarweise geliefert.

4214 (früher 14b)**Saugflaschen**

Rand umgebogen

DIN 12475

Inhalt ml	250	500	Liter	1	2
Größter Durchmesser außen . . . mm	85	105		135	170
Ganze Höhe mm	150	190		235	270
Abstand des Stutzens vom oberen Rande . . . mm	40	50		60	60
Halsweite innen mm	28	28		43	43
Halslänge mm	30	40		50	50

**4214****4200****Saugflaschen**

Rand aufgelegt

DIN 12475

Inhalt Liter	3	5	10
Flaschendurchmesser außen . . . mm	170	185	240
Ganze Höhe mm	295	390	470
Halsweite innen mm	53	53	68

**4200**

4201


Saugflaschen mit einem Tubus

4201 a: ohne Zubehörteile

4201 b: mit Gummistopfen und Saugrohr

Inhalt ml 250 500 Liter 1 2

Übrige Abmessungen wie Saugflasche 4214.



4201 b

4202

Saugflaschen mit zwei Tuben

4202 a: ohne Zubehörteile

4202 b: mit Gummistopfen und Saugrohren

Inhalt ml 500 Liter 1

Übrige Abmessungen wie Saugflasche 4214.

Das untere Rohr kann mit Schlauch und Quetschhahn verschlossen werden. Man kann also bei Unterbrechung des Vakuums die filtrierte Flüssigkeit ablaufen lassen, ohne die Filtrationsvorrichtung abzunehmen.



4202 b

4170

Weithalsflaschen, Steilbrustform
(Pulverflaschen)

4170a: ohne Stopfen

4170b: mit Achtkant-Schliffstopfen

4170b

	^{1.54} 10	^{1.56} 25	^{1.59} 50	^{1.66} 100
Inhalt (bis zum Anfang der Steilbrust) ml	10	25	50	100
Ganze Höhe mm	53	68	84	103
Flaschendurchmesser mm	27	36	42	52
Oberer Halsdurchmesser innen (für Ausführung b) mm	14,5/18	19/21	24/20	29/21
Inhalt (bis zum Anfang der Steilbrust) ml	^{1.87} 250	^{1.72} 500	Liter	^{2.19} 1 ^{2.69} 2
Ganze Höhe mm	137	170		208 268
Flaschendurchmesser mm	68	86		104 127
Oberer Halsdurchmesser innen (für Ausführung b) mm	34,5/30	45/35		55/37 53/37
Inhalt (bis zum Anfang der Steilbrust) Liter	^{4.37} 3	^{5.86} 5	^{12.61} 10	15 20
Ganze Höhe mm	322	355	409	510 565
Flaschendurchmesser mm	155	185	215	265 290
Oberer Halsdurchmesser innen (für Ausführung b) mm	70/45	85/53	84/53	100/60 100/60
				^{18.30} ^{21.86}

4326 (früher 26)

Enghalsflaschen, Steilbrustform
(Reagenzienflaschen)

4326 a



4326 b

4326a: ohne Stopfen

4326b: mit Achtkant-Schliffstopfen

	^{1.54} 10	25	50	100	250	500
Inhalt ml	10	25	50	100	250	500
Flaschendurchmesser mm	27	36	42	52	68	84
Ganze Höhe mm	52	72	84	105	134	176
Oberer Halsdurchmesser innen mm	10	12,5	14,5	14,5	19	24
Inhalt Liter	^{3.76} 1	^{5.24} 2	^{10.88} 5	^{15.76} 10	^{19.57} 25	50
Flaschendurchmesser mm	107	138	151	174	229	290
Ganze Höhe mm	221	257	294	347	412	550
Oberer Halsdurchmesser innen mm	24	29	34,5	45	55	55

4170 und 4326 auch in JENA^{er} Braunglas lieferbar.4170 und 4326 auch mit JENA^{er} Flaschenbeschriftung lieferbar (s. S. 58).

4175

Kappenflaschen nach Budde

für aqua destillata sterilisata,

mit lose aufgesetzter Glaskappe ohne Schliff

4175a: ohne Aufschrift und ohne Kappe

4175b: mit mattierter Aufschrift „Aqua dest. steril.“ ohne Kappe

4175c: Kappe



4175

Inhalt	ml	300	500	Liter	1
Ganze Höhe	mm	147	180		210
Flaschendurchmesser	mm	70	80		100
Höhe der Kappe	mm	33	40		40
Außendurchmesser der Kappe	mm	37	60		60

Die Kappe sitzt nur auf der Schulter der Flasche auf.

Die gefüllte Flasche wird mit aufgesetzter Kappe auf ein Asbestdrahtnetz über den Bunsenbrenner gestellt und zum Sieden erhitzt. Der Inhalt bleibt — wie in Petrischalen — sehr lange steril.

Lit.: Th. Budde, Apoth. Ztg. 48, 23 (1933); Sonderdruck: Schott 4803;

P. H. Prausnitz, Gesundheitsfürsorge 10, Heft 3 (1936).

4180

JENA^{er} Kappenschliffflaschen

für ätzende Dämpfe abgebende Flüssigkeiten

		50	100	10	10
Inhalt	ml	50	100	250	500
Ganze Höhe	mm	115	130	165	200
		1,63	2,03	2,64	3,56

Übrige Abmessungen wie bei Enghals-Flaschen (4326).

Auch mit JENA^{er} Flaschenbeschriftung lieferbar (außer 50 ml).

4180

4176

Bügelverschlußflaschen nach Harste

zum Sterilisieren pharmazeutischer oder bakteriologischer Flüssigkeiten

4176a: ohne Bügelverschluß

4176b: mit Bügelverschluß

Inhalt	ml	20	50	100	200	250	500	Liter	1
Ganze Höhe	mm	70	101	135	170	182	220		265
Flaschendurchmesser	mm	35	38	45	53	57	72		95
Halsdurchmesser innen	mm	15	15	15	15	15	15		15

Sämtliche Größen haben gleiche Innen- und Außenform des Halses und werden mit demselben losen Bügelverschluß (Porzellanstopfen, Gummiring und Drahtbügel) verschlossen.

Lit.: P. H. Prausnitz, Gesundheitsfürsorge 10, Heft 3, 1936.



4176b

4177

Arzneiflaschen, zylindrisch,

Steilbrustform

Rand umgebogen

Inhalt	ml	20	30	50	100	150	200
Ganze Höhe	mm	73	87	95	115	130	145
Flaschendurchmesser	mm	30	32	37	46,5	50	55
Halsdurchmesser außen	mm	15	15	16,5	19	20	20

Auch in JENA^{er} Braunglas lieferbar.

4177

4178

Arzneiflaschen, sechskantig,

mit drei glatten und drei gerippten Flächen

Rand umgebogen

Inhalt	ml	20	30	50	100	150	200
Ganze Höhe	mm	87	92	110	124	140	165
Flaschendurchmesser	mm	33	40	40	50	55	65
Halsdurchmesser außen	mm	20	15	16,5	16,5	20	20

Auch in JENA^{er} Braunglas lieferbar.

4178

4195

JENA^{er} Tropfflaschen

mit eingeschliffenem Stopfen

Die angesetzte Kapillare gewährleistet eine gleichbleibende Tropfengröße.

Bei Wasser sind etwa 20 Tropfen = 1 ml.



4195

Inhalt	ml	10	30	50	100
Ganze Höhe	mm	71	86	95	122
Flaschendurchmesser	mm	23,5	35	37	46
Oberer Halsdurchmesser innen	mm	15	15	15	15

Auch in JENA^{er} Braunglas lieferbar.

Tropfflasche 100 ml auch mit JENA^{er} Flaschenbeschriftung lieferbar.

JENA^{er} Flaschenbeschriftung**Mattschilder mit ausgesparter Schrift**

Die **JENA^{er} Mattschild-Beschriftung** von Flaschen erfolgt durch Mattieren der Glasoberfläche. Die nach diesem Verfahren ausgeführte Beschriftung ist unverwundlich. Ein Abblättern oder Rissigwerden des Mattschildes bzw. der Beschriftung ist unmöglich.

Wir liefern die JENA^{er} Flaschen-Beschriftung an unseren Weithalsflaschen (4170), Enghalsflaschen (4326), Kappenschliffflaschen (4180) und Tropfflaschen (4195).

Verzeichnis der Aufschriften: siehe Druckschrift: Schott 8136.




4050 (früher 505C)

Einweghähne

Bohrung senkrecht zur Achse

DIN 12551



4050

Bohrung	mm	1,5	2,5	4	6	8	10	15	20
Mittlerer Kükendurchmesser	mm	9	11	14	17	20	25	35	48
Kükenlänge	mm	38	43	55	65	75	85	105	125
Außendurchmesser der Ansatzrohre	mm	7,5	7,5	9,5	11	12	15	22	28
Länge der Ansatzrohre	mm	80	100	120	120	120	150	180	200

Die Hähne werden mit Rille und mit Gummiring geliefert.


Bei fehlender Vorschrift liefern wir Bohrungen von 1,5 bis 15 mm mit Vollküken, größere Küken hohl.

4055 (früher 5060)

Zweiweghähne

Bohrung 60° zur Achse

DIN 12553



4055

Bohrung	mm	1,5	2,5	4
Mittlerer Kükendurchmesser	mm	9	11	14
Kükenlänge	mm	60	65	70
Außendurchmesser der Ansatzrohre	mm	7,5	7,5	9,5
Länge der Ansatzrohre	mm	80	100	120


Bei fehlender Vorschrift liefern wir die Hähne mit Vollküken, mit Rille und mit Gummiring.

4070 (früher 5070)

Dreiweghähne

Bohrung senkrecht zur Achse

DIN 12554



4070

Bohrung	mm	2,5	4	6
Mittlerer Kükendurchmesser	mm	14	17	25
Kükenlänge	mm	55	65	85
Außendurchmesser der Ansatzrohre	mm	7,5	9,5	11
Länge der Ansatzrohre	mm	100	120	120

Bei fehlender Vorschrift liefern wir die Hähne mit Vollküken, mit Rille und mit Gummiring.



4075

Doppelküken-Dreiweghähne

Bohrung senkrecht zur Achse

Zwischenküken mit Schlitz

Bohrung	mm	2,5	4	6
Mittlerer Kükendurchmesser	mm	11	15	21
Kükenlänge	mm	50	51	70
Außendurchmesser der Ansatzrohre	mm	8	9,5	11
Länge der Ansatzrohre	mm	110	120	120



Nebenstehende Skizze zeigt die Schaltmöglichkeiten. Die Darstellung zeigt nur volle Öffnungen; Drosselungen verschiedenster Abstufungen durch Stellung von Küken und Zwischenküken möglich.

5472 m. Häkchen, Dreiviertellang

	<i>c. 20</i>	<i>Rasv</i>
<u>14,5</u> - Hülse	2,29	2,85
- Kern	2,08	2,59
<u>29</u> - Hülse	3,66	4,27
- Kern	3,36	3,97

Geräte II:**Labor-Geräte und Apparateteile
mit Normschliff**

5271 (früher 4970), 5471 (früher 4971)
5272, 5472 (früher 4972)

Kegelschliffstücke

mit Normschliff

DIN 12242

Normschliff: Kegel = $1 \pm 0,004 : 10$ Einstellwinkel: $2^\circ 51' 45'' \approx \pm 40''$

Die Kegelschliffstücke mit Normschliff werden nach ihrem größten Durchmesser (d_1) und nach ihrer Höhe (h) bezeichnet: d_1/h .


Wir fertigen die Reihe 0 (voll-lang) und die Reihe 1 (dreiviertel-lang) des DIN-Blattes 12242 an, und zwar mit und ohne Häkchen.




5272 Hülse



5272 Kern



5472 Hülse



5472 Kern

	ohne Häkchen	mit Häkchen
--	--------------	-------------

Voll-lang:	5271	5471
------------	------	------

Dreiviertel-lang:	5272	5472
	14,5	2,29

d_1 = größter Durchmesser
 d_2 = kleinster Durchmesser
 h = Höhe des Schliffes
 Δh = zulässige Höhendifferenz

Bei Bestellungen ist stets anzugeben, ob Kern oder Hülse verlangt wird.

Reihe 0: Voll-lang:

d_1/h :	5/20	7,5/25	10/30	12,5/32	14,5/35	19/38	24/40	29/42	34,5/45	45/50	60/55	70/60	85/70	100/80
Δh :			$\pm 1,0$					$\pm 2,0$				$\pm 2,5$	$\pm 3,5$	
d_2 :	3	5	7	9,3	11	15,2	20	24,8	30	40	54,5	64	78	92

Reihe 1: Dreiviertel-lang:

d_1/h :	5/13	7,5/16	10/19	12,5/21	14,5/23	19/26	24/29	29/32	34,5/35	45/41	60/46	70/50	85/55	100/60
Δh :			$\pm 1,0$					$\pm 2,0$				$\pm 2,5$	$\pm 3,5$	
d_2 :	3,7	5,9	8,1	10,4	12,2	16,4	21,1	25,8	31	41	55,4	65	79,5	94


Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

5214 (früher 4090)

Enghals-Erlenmeyerkolben

mit Normschliff

DIN 12381

**5214**

Inhalt	.. ml	25	50	100	200	300	500	750	Liter	1	2	3	5
NS-Hülse	19/26	19/26	19/26	29/32	29/32	29/32	29/32		29/32	45/40	45/40	45/40

Übrige Abmessungen wie Erlenmeyerkolben (4314).

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

5216 (früher 4005)

Kurzhals-Stehkolben

mit Normschliff

DIN 12376

**5216**

Inhalt ml	50	100	250	500	Liter	1	2
NS-Hülse	29/32	29/32	29/32	29/32		29/32	29/32

Übrige Abmessungen wie Kurzhals-Stehkolben (4506).

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

5217

Langhals-Stehkolben

mit Normschliff

DIN 12371

**5217**

Inhalt ml	250	500	750	Liter	1	2	4	6	10
NS-Hülse	29/32	29/32	29/32		29/32	45/40	60/46	60/46	70/50


Übrige Abmessungen wie Langhals-Stehkolben (4301).

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

5219

Spritzflaschen

mit Normschliff

5219: Langhals-Stehkolben 5217
mit Spritzflaschenaufsatz 5218 (früher 4007)**5219**

NS-Kern und Hülse 29/32

		7.12	7.37	8.13
Stehkolben ml	250	500	Liter 1
Länge des Rohres unterhalb des unteren Schliffrandes mm	120	145	180

Übrige Abmessungen wie Langhals-Stehkolben (5217).

Spritzflaschenaufsatz 5218 auch einzeln lieferbar.

5221 (früher 4010)

Kurzhals-Rundkolben*Rasotherm*

mit Normschliff

DIN 12352

**5221**

		2.19	2.49	2.64	3.97	4.32	4.98
Inhalt ml	25	50	100	250	500	750
NS-Hülse	19/26	19/26	19/26	29/32	29/32	29/32
Inhalt Liter	1	2	4	6	10	
NS-Hülse	29/32	45/40	60/46	60/46	70/50	
		5.29	9.66	15.25	18.30	23.89	

Der 2 L-Kurzhals-Rundkolben ist auch mit NS-Hülse 29/32 lieferbar.

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

5224 (früher 4045)

**Acetylierungs-
kolben**

mit Normschliff

D.A.B. 6, Seite I

mit eingeschliffenem
Kühlrohr, NS 19/21

Inhalt	ml	100
Kolbendurchmesser	mm	60
Kühlrohrlänge	mm	1000

Auch ohne Kühlrohr lieferbar.



5224

5225 (früher 4046)

**Verseifungs-
kolben**

mit Normschliff

D.A.B. 6, Seite XLVIII

mit eingeschliffenem
Kühlrohr, NS 29/32

Inhalt	ml	150
Kolbendurchmesser	mm	75
Halslänge	mm	130
Halsdurchmesser außen	mm	29
Kühlrohrlänge	mm	1000

Auch ohne Kühlrohr lieferbar.



5225


5222 (früher 4022)

Zweihals-Rundkolben

mit Normschliff

Seitenstutzen mit NS-Hülse 14,5/35

Inhalt	ml	500	750	Liter 1
Hauptthals: NS-Hülse	29/32	29/32	29/32	
	6.10	7.12	7.03	
Inhalt	Liter	2	4	6
Hauptthals: NS-Hülse	29/32	60/46	60/46	
Übrige Abmessungen wie Rundkolben enghalsig (4305).	12.71	18.81	22.37	

Bis 1000 ml in JENA^{er} Geräteglas 20; 2 bis 6 Liter in JENA^{er} Rasothermglas.

5222

5227 (früher 4021)

Dreihals-Rundkolben

mit Normschliffen

Hälse parallel stehend


DIN 12393

Mittelhals: NS-Hülse 29/32

Seitenhülse: NS-Hülse 14,5/35

Inhalt ml 250 500 750 Liter 1 2

Übrige Abmessungen wie Kurzhals-Rundkolben, enghalsig (4305).

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

5227

5228, 5229

Dreihals-Rundkolben

mit Normschliffen

Hälse winklig stehend nach Bodenmitte gerichtet

Mittelhals: NS-Hülse 29/32


Seitenhülse: NS-Hülse 14,5/35

5228: ohne Häkchen

5229: mit Häkchen

Inhalt ml 250 500 Liter 1 2 4

Übrige Abmessungen wie Kurzhals-Rundkolben, enghalsig (4305).

Auch in JENA^{er} Rasothermglas lieferbar.

5228, 5229

5233, 5235 (früher 4033, 4035)

Mehrthals-Sulfierkolben

mit Normschliffen

Mittelhals: NS-Hülse 70/60

Seitenhülse: NS-Hülsen 14,5/35; 29/42

JENA^{er} Rasothermglas

5233, 5235

5233: Dreihals-Sulfierkolben

Inhalt Liter 1,5 2,5 6

5235: Vierthals-Sulfierkolben (zwei NS-Hülsen 14,5/35)

Inhalt Liter 1,5 2,5 6

Der Mittelhals ist zur Aufnahme des KPG-Rührwerkes vorgesehen, die Seitenhülse für Rückflußkühler, Destillier-
aufsätze, Thermometer, Begasungsrohr, Tropftrichter, Siedekapillare, Probenentnehmer u. a.

Übrige Abmessungen wie Sulfierkolben (4030).

Druckschrift: Schott 8758.

23.28	25.16	34.06
30.50	35.08	45.24

5019, 5020**Claisen-Destillierkolben,**

runde Form

mit Normschliff, NS-Hülsen 14,5/35

5019:

Seitenrohr (eng) 5 bis 6 mm Innendurchmesser


Übrige Abmessungen wie Claisen-Destillierkolben (4068).

5020:

Seitenrohr (weit) 12 bis 13 mm Innendurchmesser

Übrige Abmessungen wie Claisen-Destillierkolben (4069).

Inhalt ml 250
 Länge des Seitenrohres mm 300

Auch in JENA[®] Rasothermglas lieferbar.**5019, 5020****5017, 5018****Claisen-Destillierkolben,**

spitze Form

mit Normschliff, NS-Hülsen 14,5/35

5017:

Seitenrohr (eng) 5 bis 6 mm Innendurchmesser


Übrige Abmessungen wie Claisen-Destillierkolben, spitze Form (4066).

5018:

Seitenrohr (weit) 8 bis 9 mm Innendurchmesser


Übrige Abmessungen wie Claisen-Destillierkolben, spitze Form (4067).

Inhalt ml 25 50 100
 Länge des Seitenrohres mm 300

Auch in JENA[®] Rasothermglas lieferbar.**5017, 5018****5203** (früher 4203)**Große Saugflasche**



mit Normschliff-Stutzen (NS-Hülsen 24/40)

nebst Hähnen

JENA[®] Rasothermglas**5203**

Inhalt Liter 15

Auf Wunsch kann der Flaschenhals mit NS-Hülse 60, NS-Hülse, ausgestattet und mit entsprechenden Glasfilternutschen verpaßt werden. Auch können die Stutzen ohne Normschliffe geliefert werden.

5155 (früher 4155)**Stutzenflaschen****5155a****5155b****5155a:** Stutzen roh ausgeschliffen**5155b:** mit Normschliff und Abblähahn

	10.68	14.69	18.73	28.87	36.60
Inhalt Liter	1	2	5	10	20
Stutzenmaße passend zum Einschleifen von Normschliff . . .	19/38	24/40	24/40	29/42	34,5/45


Übrige Abmessungen wie Enghals-Flaschen (4326).

Normschliff-Apparateteile

5273—5276

5279—5282 (früher 4979—4982)

Übergangsstücke

5273—5276
5279—5282

NS-Hülse (oben)	5279	5280	5281	5282
NS-Kern (unten)	14,5/23	14,5/23	19/26	29/32
	19/26	29/32	29/32	45/40
				8,64
	5273	5274	5275	5276
NS-Hülse (oben)	19/26	29/32	29/32	45/40
NS-Kern (unten)	14,5/23	14,5/23	19/26	29/32
				6,71




5285—5288

5285 — 5288

Zwischenstücke

mit Absaugstutzen

	5285	5286	5287	5288
NS-Hülse und NS-Kern	14,5/23	19/26	29/32	45/40



5290, 5291

5290, 5291

Zwischenstücke

mit Zulaufstutzen

Seitenstutzen: NS-Hülse 14,5/23

	5290	5291
NS-Hülse und NS-Kern	19/26	29/32


5293, 5294, 5295

Kniestücke

ohne Absaugstutzen
mit 2 Paar Häkchen

	5293	5294	5295
NS-Hülse und NS-Kern	14,5/23	19/26	29/32

Neigungswinkel 105°




5293—5295

5297, 5298, 5299

Kniestücke

mit Absaugstutzen
mit 1 Paar Häkchen

	5297	5298	5299
NS-Hülse und NS-Kern	14,5/23	19/26	29/32
Neigungswinkel 105°			



5297—5299

5399

Vorlage („Euter“)


Teil 1: Vorlage mit 4 Ausläufen

Teil 2: Kniestück mit Führungsrohr und Absaugstutzen

2 NS-Hülsen	29/32
NS-Kern	29/32
4 NS-Kerne	19/26

Neigungswinkel 105°

Passende Kolben s. Kurzhals-Rundkolben (5221) mit Häkchen




5399

5310, 5311, 5312

Winkelstücke

für Normschliffketten
mit 2 Paar Häkchen

	5310	5311	5312
NS-Kern und NS-Hülse	14,5/23	19/26	29/32
Neigungswinkel 90°			




5310—5312

5313, 5314, 5315

Winkelstücke

mit zwei NS-Kernen

	5313	5314	5315
NS-Kerne	14,5/23	19/26	29/32
Neigungswinkel 90°			



5313—5315


5008, 5009

Brücken

geneigt

mit zwei NS-Kernen

NS-Kerne	5008	5009
	19/26	29/32
Abstand der beiden Schenkel etwa 300 mm.		
Auch mit Thermometerstutzen am oberen Knie lieferbar		




5008

5009

5301, 5302, 5303**U-Rohre**


mit zwei NS-Hülsen

**5301—5303**

	5301	5302	5303
NS-Hülsen	14,5/23	19/26	29/32
	5,34	6,59	8,34

5316-5319**Kopfstücke mit Hahn**


mit NS-Kern

**5316—5319**

	5316	5317	5318	5319
NS-Kern	14,5/23	19/26	29/32	45/40
Bohrung mm	1,5	2,5	4,0	4,0
	5,60	6,35	7,12	8,64

5321, 5322**Kopfstück mit Manometer**

mit NS-Kern


**5321, 5322**

	16,62	20,59
	5321	5322
NS-Kern	29/32	45/40

Zum Vakuum-Exsikkator (6036) liefern wir 5322 jedoch mit NS-Kern 45/50.

5001, 5002, 5003**Krümmer**


mit einem NS-Kern

**5001—5003**

	5001	5002	5003
NS-Kern	14,5/23	19/26	29/32
Seitenrohr Außendurchmesser mm	8	16	16
Seitenrohrlänge 110 mm	2,14	2,39	3,56
Neigungswinkel 75°			

5004—5007 (früher 4990—4993)**Krümmer**


mit zwei NS-Kernen

**5004—5007**

	5004	5005	5006	5007
NS-Kerne	14,5/23 u. 19/26	19/26 u. 19/26	19/26 u. 29/32	29/32 u. 29/32
Neigungswinkel 75°				

5010, 5011**Destillieraufsätze**

mit NS-Kern und Thermometerstutzen (NS-Hülse 14,5/25)


**5010, 5011**

	5010	5011
NS-Kern	19/26	29/32
Seitenrohr Außendurchmesser mm	13	13
Seitenrohrlänge 200 mm		
Neigungswinkel 75°		

5012, 5013**Destillieraufsätze**

mit zwei NS-Kernen und

Thermometerstutzen (NS-Hülse 14,5/25)


**5012, 5013**

	5012	5013
NS-Kerne	19/26	29/32
Neigungswinkel 75°		

5120—5122, 5125—5127

Destillieraufsätze mit Liebig-Kühler

mit NS-Kern und Thermometerstutzen (NS-Hülse 14,5/23)



5120—5122, 5125—5127

NS-Kern
Kühler-Mantellänge mm

19/26 19/26 19/26
200 400 700

NS-Kern
Kühler-Mantellänge mm


29/32 29/32 29/32
200 400 700

Mantel mit Kondensationsrohr verschmolzen

5014, 5015, 5016

Claisen-Destillieraufsätze

mit NS-Kern, NS-Hülse und Thermometerstutzen (NS-Hülse 14,5/23)




	5014	5015	5016
NS-Kern	14,5/23	19/26	29/32
NS-Hülse	14,5/23	14,5/23	14,5/23
Seitenrohr Außendurchmesser mm	9	13	13
Seitenrohrlänge 200 mm			

Neigungswinkel Seitenrohr gegen Hals 75°

5026, 5027

Claisen-Destillieraufsätze

mit zwei NS-Kernen, NS-Hülse und Thermometerstutzen (NS-Hülse 14,5/23)




	5026	5027
NS-Kerne	19/26	29/32
NS-Hülse	14,5/23	14,5/23

5252—5257

Claisen-Destillieraufsätze mit Liebig-Kühler

mit zwei NS-Kernen, NS-Hülse und Thermometerstutzen (NS-Hülse 14,5/23)



2 5252—5257

NS-Kerne
NS-Hülse
Kühler-Mantellänge mm

5252	5253	5254
19/26	19/26	19/26
14,5/23	14,5/23	14,5/23
200	400	700

NS-Kerne
NS-Hülse
Kühler-Mantellänge mm

5255	5256	5257
29/32	29/32	29/32
19/26	19/26	19/26
200	400	700

Mantel mit Kondensationsrohr verschmolzen.


5110—5112, 5115—5117

Liebig-Kühler

mit NS-Kern

	5110	5111	5112
NS-Kern (unten)	19/26	19/26	19/26
Kühler-Mantellänge mm	200	400	700

	5115	5116	5117
NS-Kern (unten)	29/32	29/32	29/32
Kühler-Mantellänge mm	200	400	700

5110—5112
5115—5117

Auch mit Normschliff am oberen Ende lieferbar.

Mantel mit Kondensationsrohr verschmolzen.

5130, 5131, 5135, 5136


Kugelkühler nach Allihn

mit NS-Kern

mit Tropfkugel am Kühlwasser-Auslauf

	5130	5131	5135	5136
NS-Kern	19/26	29/32	45/40	60/46
Kühler-Mantellänge mm	280	280	280	400

Die Kühlflüssigkeit umspült das Kugelrohr.



5180—5182


Spiralkühler

mit NS-Kern und NS-Hülse

mit Tropfkugel am Kühlwasser-Auslauf

	5180	5181	5182
NS-Kern und NS-Hülse	19/26	29/32	29/32
Kühler-Mantellänge mm	280	400	600

Die Kühlflüssigkeit umspült das Spiralrohr.



5180—5182

5185, 5186

Spiralkühler mit Druckausgleicher


mit NS-Kern und NS-Hülse

mit Tropfkugel am Kühlwasser-Auslauf

JENA^{er} Rasothermglas

	33.04	41.68
	5185	5186
NS-Kern und NS-Hülse	29/32	29/32
Kühler-Mantellänge mm	400	600

Die Kühlflüssigkeit umspült das Spiralrohr und das Druckausgleichrohr.



5185, 5186

5140—5142, 5144

Dimroth-Kühler

mit NS-Kern

mit Tropfkugel am Kühlwasser-Auslauf

	5140	5141	5142	5144
NS-Kern	19/26	29/32	45/40	60/46
Kühler-Mantellänge mm	350	350	600	600
Außendurchmesser mm	40	40	50	50

Die Kühlflüssigkeit durchfließt das Spiralrohr.



5140—5142, 5144

5190—5192


Doppelspiralkühler

mit NS-Kern

mit Tropfkugel am Kühlwasser-Auslauf

	5190	5191	5192
NS-Kern	29/32	29/32	29/32
Kühler-Mantellänge mm	200	400	600

Die Kühlflüssigkeit durchfließt die Spiralrohre und den Kühlmantel.



5190—5192

5170—5178

JENA^{er} Wellrohrkühler

5170—5175: mit einem NS-Kern

5176—5178: mit NS-Kern und NS-Hülse und Hähchen

mit Tropfkugel am Kühlwasser-Auslauf

	5170	5171	5172
NS-Kern	29/32	29/32	29/32
Kühler-Mantellänge mm	280	400	600
	5173	5174	5175
NS-Kern	45/40	45/40	45/40
Kühler-Mantellänge mm	280	400	600
	5176	5177	5178
NS-Kern und NS-Hülse	29/32	29/32	29/32
Kühler-Mantellänge mm	280	400	600

Die Kühlflüssigkeit durchfließt das Wellrohrsystem und den Kühlmantel.

Druckschrift: Schott 8368.



5170—5178

5050—5055,
5030—5037

Thermometer mit Normschliff

(Kolben-Thermometer und Destillieraufsatz-Thermometer)

mit NS-Kern 14,5/23

Skala korrigiert, eichfähig

JENA^{er} Normalglas 16^{III}
(5033 jedoch aus JENA^{er} Spezial-Thermometerglas 2954^{III})

5050—5052: K = 180 ± 5 mm

5053—5055: D = 80 ± 5 mm

Kolben-Thermometer

5050: 0° bis +150° 6.25

5051: 0° bis +250° 6.83

5052: 0° bis +360° 7.67

Destillieraufsatz-Thermometer

5053: 0° bis 150° 5.36

5054: 0° bis 250° 6.50

5055: 0° bis 360° 7.33

Außerdem liefern wir mit NS-Kern 14,5/35:

5030—5033: K = 185 ± 5 mm

5034—5037: D = 105 ± 5 mm

5030: — 10° bis +130° C

5034: 0° bis +360° C

5031: +110° bis +250° C

5035: — 10° bis +130° C

5032: +230° bis +370° C

5036: +110° bis +250° C


5033: +350° bis +485° C

5037: +230° bis +370° C

Das Unterteil K wird gemessen vom oberen Ende des Schliffes bis zum unteren Ende des Quecksilbergeäßes. Diese Strecke ist für die Verwendung als **Kolben-thermometer** zu beachten.

Die aus Schliffteil + Kapillarteil sich zusammensetzende Strecke D, gemessen vom oberen Ende des Schliffes bis zum unteren Ende der Meßkapillare, ist bei Verwendung als **Destillieraufsatz-Thermometer** zu beachten.

Die Länge des Quecksilbergeäßes beträgt $20 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$.



5246

Tropftrichter, Birnenform

(Schütteltrichter)

mit NS-Hohlstopfen

DIN 12565

Inhalt ml	25	50	100	250	500	Liter 1	2
Kugeldurchmesser . . . mm	40	52	62	80	110	129	162
NS-Stopfen mm	14,5/23	14,5/23	19/26	19/26	24/29	29/32	34,5/35

Stioldurchmesser 8 mm



5246

5245 (früher 4245)

Tropftrichter, Zylinderform

mit Kapillarrohr

und mit NS-Hohlstopfen

Inhalt ml	50	100	250	500	Liter 1	2
Oberteil, Außendurchmesser . . mm	31	40	50	65	80	100
Oberteil, Länge mm	120	140	200	250	300	400
Gesamtlänge mm	250	290	350	400	450	550
Kapillarrohr, Innendurchmesser . mm	3—4	3—4	4—5	4—5	7—8	7—8
Hals mit NS-Hülse und Stopfen . .	19/26	19/26	19/26	29/32	29/32	34,5/35

Die Trennung der Flüssigkeitsschichten erfolgt nicht im Hahn, sondern an der Auslaufspitze des Kapillarrohres.



5245

5248 (früher 4248)

Tropftrichter, Zylinderform

mit NS-Kern und NS-Hohlstopfen

Inhalt ml	50	100	250	500	Liter 1
NS-Kern (unten)	19/26	19/26	19/26	29/32	29/32

Übrige Abmessungen wie Tropftrichter 5245.

50 und 100 ml auch mit NS-Kern 14,5/23 lieferbar



5248

5240, 5241 (früher 4912 u. 4913)

Siedekapillaren

mit NS-Kern 14,5/23

JENA^{er} Normalglas 16 III

5240: zum Selbstausziehen der Kapillare.

Außendurchmesser 5 bis 6 mm.

5241: Stabkapillare angesetzt.

Innendurchmesser der Kapillare 0,5 mm;

auch kleinere Innendurchmesser lieferbar (0,03–0,5 mm).

Länge der Siedekapillare etwa 450 mm.




5240, 5241

5230 (früher 4140)

Deckelstopfen, achtkantig

mit Normschliff

DIN 12252



5230

NS-Kern	14,5/23	19/26	29/32	45/40	60/36
Ausführung	massiv	massiv	massiv	halbhohl	halbhohl
	1.07	1.27	1.83	3.30	5.08

5231

Hohlstopfen, rund

mit NS-Kern und Abtropfspitze



5231

NS-Kern	20	20	20	45/40
	14,5/23	19/26	29/32	
	1.37	1.63	2.29	4.32

JENA^{er} Glasfilter-Geräte

Zur Durchführung von Filtrationen und verwandten Vorgängen stellen wir Platten und andere Formstücke aus porösem Sinterglas her, das die gleichen chemischen und physikalischen Eigenschaften wie unsere chemisch-technischen Gläser besitzt.

Zu Sinterglas werden verarbeitet: JENA^{er} Geräteglas 20, JENA^{er} Duranglas, JENA^{er} Rasothermglas, JENA^{er} Normalglas 16 III, ferner Quarzglas aus geschmolzenem Bergkristall.

Das Einschmelzen unserer JENA^{er} Sinterglasformstücke in Glasgeräte und Apparaturen nehmen wir nach einem uns patentierten Verfahren vor.

Die nachstehende Zusammenstellung gibt Auskunft über die von uns hergestellten Sinterglastypen, unter Angabe unserer Porengrößenbezeichnung, des ungefähren Porendurchmesserintervalls und des zu empfehlenden Verwendungszweckes.

Bezeichnung der Porengröße	Mittlerer Poren-Ø in µ	Anwendungsgebiete
00	200—500	Gasverteilung in Flüssigkeiten (bei ganz geringem Gasdruck).
0	150—200	Gasverteilung in Flüssigkeiten (bei geringem Gasdruck), Größte Niederschläge.
1	90—150	Filtration sehr grober Niederschläge, Grobe Gasfilter, Großblasige Gasverteilung in Flüssigkeiten, Extraktion grobkörnigen Materials, Unterlage loser Filterschichten für gelatinöse Niederschläge.
2	40—90	Präparatives Arbeiten mit kristallinen Niederschlägen.
3	15—40	Präparative Filtration feiner Niederschläge, Analytisches Arbeiten mit mittelfeinen Niederschlägen, Feine Gasfilter, Feinblasige Gasverteilung in Flüssigkeiten, Extraktion feinkörnigen Materials, Quecksilberfilter.
4	5—15	Analytisches Arbeiten mit feinen und feinsten Niederschlägen, Präparative Filtration sehr feiner Niederschläge, Sehr feine Gasverteilung in Flüssigkeiten mittels Druck, Rückschlag- und Sperrventile für Quecksilber.
5	0,7—1,5	Bakterienfiltration, Extrem feine Gasverteilung in Flüssigkeiten bei höheren Drucken.

Die Dicke der Filterplatten ist so gewählt, daß im allgemeinen ein Druckunterschied von mindestens 1 atü von der Platte ausgehalten wird. Filter von 90 mm Durchmesser und größer werden zur Erhöhung der Druckfestigkeit mit gewölbten Platten geliefert, sofern nicht ausdrücklich biplane oder plankonvexe Platten mit planer Filtrationsoberfläche verlangt werden. Bei gewölbten Platten ist zu beachten, daß die Strömung gegen die konvexe Seite zu richten ist.

Unter dem „Inhalt“ eines Filtergerätes ist das Volumen über der Filterplatte zu verstehen.

Filtrationsgeschwindigkeit:

Die Durchlaufzeit der Sinterglasschichten ist in erster Linie abhängig von der Porengröße, aber auch von der Plattendicke, die aus Festigkeitsgründen dem Plattendurchmesser entsprechend gehalten werden muß. Sie ist weiterhin abhängig von der Viskosität der durchlaufenden Lösung, die ihrerseits temperaturabhängig ist. Es kommt hinzu, daß mit steigender Menge und Kornfeinheit des sich absetzenden Niederschlages praktisch eine Verstärkung der filtrierenden Schicht und somit eine Verringerung der Filtrationsgeschwindigkeit eintritt.

Filterplatten mit den Porengrößen 00, 0, 1 und 2 werden von Wasser und ähnlich (oder geringer) viskosen Flüssigkeiten auch ohne Anwendung von Vakuum durchlaufen. Für Filter der Porengröße 3 ist die Anwendung eines mäßigen, für die Porengröße 4 und 5 eines kräftigen Vakuums (z. B. der Wasserstrahlpumpe) erforderlich. (Bei Filtrationen ohne Anwendung von Vakuum ist für die Durchlaufgeschwindigkeit auch die über der Filterplatte stehende Flüssigkeitssäule von Bedeutung.)

Aus diesen verschiedenen Gründen, zu denen noch andere kommen (z. B. die üblichen Schwankungen der mittleren Porenweite), lassen sich für die Durchlaufgeschwindigkeit keine genauen Zahlenwerte angeben. Als ungefähre Anhalt für die Durchlaufzeit mögen folgende Angaben für Wasser von 20° C ohne Filtrationsgut bei 30 mm Flüssigkeitssäule dienen: etwa 15 bis 25 Sek. bei Nutschen der Type 11 G 2 ohne Vakuum; etwa 9 bis 15 Sek. bei der Type 11 G 4 bei 720 mm Vakuum.

Um möglichst rasch filtrieren zu können, zugleich aber ein Durchlaufen des Niederschlages durch das Filter und sein Eindringen in die Poren der Filterschicht weitgehendst zu vermeiden, wähle man jene Filtertype aus, deren größter Porendurchmesser gleich oder etwas kleiner ist als die kleinsten zurückzuhaltenden Niederschlagsteilchen. Feinste Niederschläge lassen sich auch dann mit der Porengröße 4 zuverlässig klar filtrieren, wenn man dafür Sorge trägt, daß eine dünne Schicht des Niederschlages die Filterplatte bedeckt. Es empfiehlt sich häufig, das eventuell noch trübe durchgelaufene erste Filtrat erneut auf das Filter aufzugeben.

Analysenfilter:

Die Filter-Geräte der Porengröße 4 erlauben die Durchführung analytisch quantitativer Abtrennungen. Auf Geräten (Tiegeln, Nutschen usw.), die mit Filterplatten der Porengröße 4 ausgestattet sind, wird die Durchlaufzeit der angegebenen Menge Wasser bei etwa 720 mm Vakuum in Sekunden aufgeschrieben. Innerhalb der Porengröße 4 ist eine

engere Abgrenzung möglich: „4 grob“ — „4 fein“, was gegebenenfalls bei Bestellungen vermerkt werden kann.

Mit der Porengröße „4 fein“ läßt sich analytisch sachgemäß gefälltes Bariumsulfat quantitativ filtrieren, ohne daß eine unerwünschte Porenverstopfung eintritt.

Die Filtertiegel trocknen bei 110—115° C gewichtskonstant. Bei richtiger Behandlung verliert ein Filtertiegel bei jeder quantitativen Analyse und bei einwandfreier Reinigung etwa 0,2 bis 0,4 mg. Sollen die Niederschläge samt den Filtertiegeln gegläht werden, so sind sie entweder kalt in den kalten elektrischen Ofen einzusetzen, oder gut vorgewärmt in den heißen Ofen einzustellen. Eine Erhitzung bis etwa 500° C ist ohne Gefahr für den Tiegel durchführbar. Quarzfiltergeräte können bis zu etwa 1200° erhitzt werden. Sie können ohne Gefahr kalt in den heißen elektrischen Ofen eingesetzt werden.

Bakterienfilter:

Die kleinste Porenweite weisen unsere Filter der Porengröße 5 auf, die speziell für Filtrationen von bakterienhaltigen Flüssigkeiten dienen. Das Bacterium prodigeosum (*Serratia marcescens*) wird zuverlässig zurückgehalten; Viren hingegen passieren das Filter. Im Einzelfalle wird der Virus-Titer einer Lösung von einer mehr oder weniger starken Adsorption des Filters abhängig sein.

Der jedem Bakterienfilter beigegebene Prüfschein (Schott 7639a) enthält die Vorschriften für ihre Behandlung, Reinigung, Sterilisation und Prüfmethode. Jedes Bakterienfilter ist mit einer Fabrikations-Nummer versehen. Auf dem zugehörigen Prüfschein ist die Filtrationsgeschwindigkeit, der nach dem Standard-Verfahren ermittelte Wert für die Durchlässigkeit und der fiktive Porendurchmesser angegeben.

Bezeichnung:

Die JENA[®] Glasfiltergeräte werden mit zwei durch einen Buchstaben getrennten Zahlen bezeichnet (z. B. 17 G 4), wobei die Zahl vor dem Buchstaben das betreffende Gerät nach Form und Größe, die Zahl hinter dem Buchstaben die Porengröße des eingeschmolzenen Filterteiles bedeutet. Der zwischen den beiden Zahlen stehende Buchstabe bezeichnet die verwendete JENA[®] Glassorte:

- G = Gerätglas 20
- D = Duranglas
- R = Rasothermglass
- N = Normalglas 16 III
- B = Quarzglas.

Reinigung:

Vor der erstmaligen Verwendung eines Filtergerätes sauge man zur Entfernung von Staub und feinsten Glassplittern etwas heiße Salzsäure durch und darauf kaltes destilliertes Wasser in mehreren Portionen bei möglichst kräftigem Vakuum. Es ist wichtig, daß die folgende Portion Wasser stets erst dann aufgegossen wird, wenn die vorhergehende vollständig durchgesogen ist. Diese als „Durchreißen“ bezeichnete Filtrationsweise ist für

die Reinigung der Filter zu empfehlen, für präparative oder gar analytische Arbeiten aber ausdrücklich zu vermeiden!

Die mechanische Reinigung erfolgt am einfachsten durch Abspritzen des Niederschlages von der Filterplatte und Durchspülen in entgegengesetzter Richtung, wobei die Nutsche mit einem Gummischlauch direkt an den Wasserhahn angeschlossen werden kann. Man vermeide dabei einen Druck von mehr als 1 atü, was besonders bei gewölbten Platten zu beachten ist.

Für die chemische Reinigung ist je nach der Art des abfiltrierten Niederschlages ein geeignetes (in vielen Fällen warm oder heiß anzuwendendes) Lösungsmittel auszuwählen. Als Beispiele seien gegeben:

Bariumsulfat — konz. Schwefelsäure

Quecksilberrückstände — konz. Salpetersäure

Quecksilbersulfid — Königswasser

Silberchlorid — Ammoniak oder Natriumthiosulfat

Kupferoxyd — Salzsäure und Kaliumchlorat

Organische Stoffe — Schwefelsäure mit Kaliumbichromat oder besser Natriumnitrat und (oder) Natriumperchlorat

Fett — Tetrachlorkohlenstoff

Eiweiß — starke Ammoniaklösung oder konz. Salzsäure

Die Verwendung von Bichromat-Schwefelsäure ist nur dann angängig, wenn die betreffenden Filter nicht für biologische oder biochemische Arbeiten verwendet werden. Die durch Reduktion entstehenden Chrom-III-Verbindungen werden oberflächlich durch Ionenaustausch gebunden und auch wieder abgegeben, was zu erheblichen Störungen bei biologischen Versuchen führen kann. In solchen und ähnlichen Fällen empfiehlt sich konzentrierte mit etwas Natriumnitrat oder Natriumperchlorat versetzte heiße Schwefelsäure.

Nach der Verwendung eines Lösungsmittels ist stets mit heißem destillierten Wasser gründlich nachzuwaschen.


Man mache es sich zur Regel, jedes Glasfilter sofort nach Benutzung zu reinigen.

106, 108, 131, 132

Glasfilterplatten, rund

Rand unverschmolzen

zentriert, beidseitig plangeschliffen



106, 108
131, 132

106 G 1	108 G 1	132 G 1	131 G 1
106 G 2	108 G 2	132 G 2	131 G 2
106 G 3	108 G 3	132 G 3	131 G 3
106 G 4	108 G 4	132 G 4	

Durchmesser . . . mm	60	120	150	210
Plattendicke etwa mm	7	10	15	22

Auch mit anderen Durchmessern lieferbar (3 mm bis 500 mm).

206, 208 (früher 106 Rv, 108 Rv)

Glasfilterplatten, rund

Rand verschmolzen

zentriert, beidseitig plangeschliffen



206, 208

206 G 1	208 G 1
206 G 2	208 G 2
206 G 3	208 G 3
206 G 4	208 G 4

Durchmesser mm	60	120
Plattendicke etwa mm	7	10


Die Randverschmelzung verhindert den seitlichen Durchtritt von Gas oder Flüssigkeit.

210, 211, 212, 213

Vollrand-Glasfilterplatten, rund

mit breitem massiven Rand für Verflanschung,

zentriert, beidseitig plangeschliffen



210, 211
212, 213

210 G 0	211 G 0	212 G 0	213 G 0
210 G 1	211 G 1	212 G 1	213 G 1
210 G 2	211 G 2	212 G 2	213 G 2
210 G 3	211 G 3	212 G 3	213 G 3

Außendurchmesser mm	90	180	230	320
Durchmesser des porösen Scheibenteiles mm	50	130	160	200
Vollglasrandbreite mm	20	25	35	45
Plattendicke etwa mm	8	15	20	25

113


Diaphragmascheiben

rechteckig oder quadratisch
Rand unverschmolzen

113 G 1
113 G 2
113 G 3

113 G 1—3 lieferbar bis 500×500 mm,
Plattendicke 8—40 mm (je nach Größe).

Format und ungefähre Plattendicke ist anzugeben.



113

102, 103, 104, 105 (früher 103, 103 a)

Glasfilterkerzen

für Extraktionen

102 G 1 103 G 1 104 G 1 105 G 1
102 G 2 103 G 2 104 G 2 105 G 2
102 G 3 103 G 3 104 G 3 105 G 3
102 G 4 103 G 4 104 G 4 105 G 4

Länge mm	80	110	150	250
Oberer Durchmesser mm	30—35	30—35	55	85

102, 103
104, 105

Auch mit angeschmolzenem Rohr- oder Zylinderstück lieferbar (s. S. 95).
Länge der angeschmolzenen Stücke ist anzugeben.


38 (früher 38g), 57, 58, 59, 60

Glasfiltereinsätze

für Extraktionsapparate

38 G 1 57 G 1 58 G 1 59 G 1 60 G 1
38 G 3 57 G 3 58 G 3 59 G 3 60 G 3

Inhalt ml	75	50	125	250	540
Länge mm	135	102	212	278	310
Außendurchmesser . . . mm		35	35	43	60
Höhe über Platte . . . mm	120				
Durchmesser der Platte . . mm	30				

38 57, 58
59, 60

1, 2

Glasfiltertiegel, konische Form

1 G 1 2 G 1
1 G 2 2 G 2
1 G 3 2 G 3
1 G 4 2 G 4
1 G 5 2 G 5

Inhalt ml	30	50
Durchmesser der Platte . . . mm	30	40
Höhe über Platte mm	45	40



1



2

1 b, 10

Glasfiltertiegel, geschwungene Form

1 b G 3 10 G 3
1 b G 4 10 G 4

Inhalt ml	30	15
Durchmesser der Platte . . . mm	30	20
Höhe über Platte mm	35	30



1 b, 10

1 b B, 10 B

Quarzfiltertiegel

Quarzglas

1 b B 3 10 B 3
1 b B 4 10 B 4

Inhalt ml	30	15
Durchmesser der Platte . . . mm	30	18
Höhe über Platte mm	35	25

1 b B,
10 B

Lit.: G.F. Hüttig und H. Kükenthal, Chem. Ztg. 49, 716 (1925).

19, 19c, 19f, 32 (früher 32a)**Vorstöße**

für Filtertiegel

	19	19c	19f	32
Passend für Formen	1 u. 1 b	10 G 10 B	63	2

**19, 32****47, 48, 49** (früher D, C, A), **50****Gummimanschetten**, zylindrisch

zur Abdichtung des Tiegels im Vorstoß

	47	48	49	50
Passend zu Vorstößen	19f	19c	32	19

**47, 48, 49, 50****4344** (früher 44)**Trichter**

mit glatter Wandung

4344a: mit kurzem Stiel DIN 12445

4344b: mit langem Stiel DIN 12446

**4344**

4344a: kurzer Stiel:

Oberer Durchmesser	mm	35	45	55	70	80
Stiel, Länge	mm	35	45	55	70	80
Stiel, Außendurchmesser	mm	6	6	8	8	10

Oberer Durchmesser	mm	100	150	200	250	300
Stiel, Länge	mm	100	150	175	175	175
Stiel, Außendurchmesser	mm	13	16	25	34	34

4344b: langer Stiel:

Oberer Durchmesser	mm	45	55	70	80
Stiel, Länge	mm	150	150	150	150
Stiel, Außendurchmesser	mm	8	8	8	8

4220, 4221, 4222**JENA^{er} Analysentrichter**

für schnelle Filtration

JENA^{er} Duranglas**4220**
4221
4222

	4220	4221	4222
Durchmesser oben	60 mm	75	105
Für Papierrundfilter-Durchmesser	{ 70 90	{ 110 125	{ 150 185
Gesamtlänge	148 mm	160	235
Stiel-Innendurchmesser	3 mm	3	3

Der JENA^{er} Analysentrichter arbeitet mindestens 3 mal schneller als ein gewöhnlicher Trichter und übertrifft sogar die Filtration mit Faltenfiltern bedeutend, bei den großen Trichtern (4222) sogar um das 5fache. Die kleinen Trichter (4220 und 4221) eignen sich besonders für die analytischen Arbeiten und für schleimige Niederschläge.

Lit.: P. H. Prausnitz, Chem.-Ztg. 57, 885, (1933);

H. Schäfer, Zeitschr. analyt. Chemie 96, 305, (1934);

P. H. Prausnitz und H. Schäfer, Öst. Chem. Zeitg. 39, 114, (1936).

4899**Guko**, konische Gummidichtungen


Satz von 5 Stück

**4899**

Durchmesser oben außen	21	35	50	63	76
passend					
zu Saugflasche (4214)	(100)	250 500	1 u. 2 Liter	—	—
„ „ (4200)	—	—	— 2 Liter	3 u. 5 Liter	10 Liter
mit Halsweite innen	(18)	28 28	43 43	53	68

4235—4239

JENA^{er} Glas- Büchner- Trichter (Schlitzsiebnutsche) JENA^{er} Duranglas



4237—4239 4235, 4236

	4235	4236	4237	4238	4239
Für Papierfilter-Durchmesser mm	45	55	70	90	110
Inhalt ml	50	90	200	450	900
Stiel, Außendurchmesser mm	10	10	23	23	23
Ganze Höhe mm	125	145	160	210	230


Zur Verbindung der JENA^{er} Glas-Büchner-Trichter sowie der Glasfilternutschen mit den Saugflaschen eignen sich die konischen Gummidichtungen 4899.

3, 11, 17, 25, 26, 151, 152

Glasfilternutschen

3, 11, 17: mit planer Filterplatte

25, 26, 151, 152: mit gewölbter Filterplatte



	3, 11	17, 25, 26	151, 152
2.54	2.95	5.03	9.15
3 G 1	11 G 1	17 G 1	25 G 1
3 G 2	11 G 2	17 G 2	25 G 2
3 G 3	11 G 3	17 G 3	25 G 3
3 G 4	11 G 4	17 G 4	25 G 4
3.81	3 G 5	11 G 5	17 G 5

Inhalt ml	40	70	160	520	950	2700	8000
Durchmesser der Platte . . . mm	30	40	65	90	120	175	210
Höhe über Platte . . . mm	45	50	50	85	85	130	200
Stiel, Außendurchmesser . mm	8	8	10	15	20	25	33

151 und 152 nur in JENA^{er} Duranglas lieferbar.

311, 317, 325

Glasfilternutsche, heizbar

	311	317	325
Inhalt ml	70	160	520
Durchmesser der Platte . . . mm	40	65	90
Höhe über Platte mm	50	50	85

Anschluß nur über regulierbaren mit 3,5 A belastbarem Widerstand von ca. 70 Ohm oder über Stufen-Trafo bis zu ca. 12 V.




317

225, 226

Glasfilternutschen mit kerzenförmigem Filter

	225	226
Inhalt ml	550	1000
Höhe der Kerze mm	120	150
Kerzenoberfläche etwa cm ²	100	235

Zur Abdeckung der Kerze wird die abgebildete Glasglocke mitgeliefert, die ein vollständiges Abfiltrieren ermöglicht.



225
226

39, 51

Glasfiltertrichter, kegelförmig

für präparative Arbeiten

	39 G 3	51 G 3
Inhalt ml	25	170
Durchmesser der Platte . . . mm	20	30
Höhe über Platte mm	22	60
Oberer Durchmesser mm	55	100

Auch mit polierter Filterplatte lieferbar.



39, 51

116, 117, 119, 120

Filtrationsglocken für Bakterienfiltration

mit angeschmolzener Filternutsche nebst
Schraubkappe, Einlegescheibe und Gummiring.

116: mit Filternutsche 11 G 5

(Durchmesser der Sinterglasplatte 40 mm)

117: mit Filternutsche 17 G 5

(Durchmesser der Sinterglasplatte 65 mm)


Dazu passende Nährbodenflasche enghalsig,
100 u. 200 ml (4118)

119: mit Filternutsche 225 G 5

120: mit Filternutsche 226 G 5

Dazu passende Nährbodenflaschen, weithalsig,
500 und 1000 ml (4111)

Zur Abdeckung der Kerze wird für 119 und 120 die abgebildete Glasglocke mitgeliefert, die ein vollständiges
Abfiltrieren ermöglicht.



116, 117 119, 120

15 (früher 15a)

Glasfilternutschen nach Allihn

für Zuckerbestimmungen

(„Allihn'sche Rohre“)

15 G 1
15 G 2
15 G 3
15 G 4

Inhalt ml	30
Durchmesser der Platte mm	20
Höhe über Platte mm	100



15

Reinigung am besten mit heißer konz. Salzsäure mit etwas Kaliumchlorat.

22, 43

Glasfilternutschen mit Schliffdeckel

22 G 1	43 G 1
22 G 3	43 G 3

Inhalt ml	40	80
Durchmesser der Platte mm	30	40
Höhe über Platte mm	60	70

Glasfilternutschen mit eingeschliffenem Deckel haben sich für die Bestimmung der
 α -Cellulose und der Kupferzahl, für den Aufschluß des Lignins mit Chlordioxyd und
dgl. bewährt.



22, 43


36, 37 (früher 17 c G) 40, 41 (früher 25 c, 26 b)

Eintauchnutschen

zum Absaugen von Lösungen unter Filtration

36 G 1	37 G 1	40 G 1	41 G 1
36 G 2	37 G 2	40 G 2	41 G 2
36 G 3	37 G 3	40 G 3	41 G 3
36 G 4	37 G 4	40 G 4	41 G 4

Durchmesser der Platte mm	30	60	90	120
Gesamtlänge mm	180	180	200	200



36 37, 40, 41

Auch mit anderen Rohrlängen lieferbar.

8, 80 (früher 9 G 3, 4; 79 G 3, 4)

Druckfilter mit Planschlifftrand

8 G 3	80 G 3
8 G 4	80 G 4

Inhalt ml	35	175
Durchmesser der Platte mm	30	50
Höhe über Platte mm	60	100



8, 80

Druckfilter sind dann zu empfehlen, wenn ein Verdampfen der zu filtrierenden Flüssigkeit vermieden werden soll.
Das obere Ansatzstück des Druckfilters wird mit dem Nutschenstück verbunden. Die Druckfilter halten
mindestens 1 atü aus.

368 (früher Fi 368 v)


Druckfilter nach Grabar

Filterscheibe mit Nutsenunterteil, Druckglocke, Verschraubungseinrichtung mit Gummimanschetten und Gummidicht-ring zum Andrücken des Membranfilters.

Schliffflächendurchmesser . . . mm	38
Höhe der Glocke mm	90
Gesamtlänge mm	245

Auch als Unterlage für Asbest, Kollodium- oder andere Membranfilter geeignet, durch dreiteilige Verschraubung. Die Konstruktion der Verschraubung gestattet ein festes Anziehen ohne Beschädigung des eingelegten Ultrafilters.

Lit.: P. Grabar, Cm. rend. soc. biol. 116, 70 (1934).




368

9442

Elektrolytischer Heber nach Dieterle

Durchmesser der Platte mm	10
Gesamthöhe mm	170

Auch für elektrochemische und potentiometrische Aufgaben. Für Kalomel-electroden und verwandte Zwecke sind Rohre mit eingeschmolzenen Glasfilterplatten, vorzugsweise G 4, sehr geeignet.



9442

Glasfilter für Arbeiten mit Quecksilber

Quecksilber benetzt im Gegensatz zu den meisten anderen Flüssigkeiten das Glasfilter nicht. Daher erfordern Glasfilterplatten bestimmter Porenweite einen entsprechenden Druck, damit Quecksilber hindurchtreten kann.

Zur mechanischen Reinigung des Quecksilbers von festen Verunreinigungen genügt bei der Porengröße 2 der Eigendruck des Hg, bei der Porengröße 3 ist Wasserstrahlpumpenvakuum erforderlich.

Die Porengröße 4 erfordert etwa 760 mm Vakuum; sie eignet sich für Hg-Rückschlag- und Sperrventile.

6 (früher 6b)

Quecksilberfilter

zur Quecksilberfiltration unter eigenem Druck

6 G 2

Inhalt ml	130
Durchmesser der Platte mm	30
Höhe über Platte mm	200

Für Quecksilberfiltrationen mittels Vakuum können Glasfilternutschen der Porengröße 3 verwendet werden, z. B. 3 G 3 (s. S. 86).



6

7, 84

Quecksilber-Rückschlagventile

JENA^{er} Normalglas 16 III


	7 N 4	84 N 4
Gesamtlänge mm	150	140
Durchmesser der Platte mm	30	30
Rohrdurchmesser außen mm	10	10

Die Sperrventile werden in trockenem Zustand auf Zuverlässigkeit geprüft. Tritt Feuchtigkeit in die Filterplatte eines Ventils ein, so kann dieses unter Umständen infolge der Flüssigkeitshaut in den Filterporen für Quecksilber durchlässig werden.

Lit.: Stock, Ber. 58, 2058 (1925)



7




84

Gasfilter

7, 44, 45 (früher 45a), 204, 444

Gasfilter

zum Filtrieren von Luft und anderen Gasen



7 G 1	44 G 1	45 G 1	204 G 1	444 D 1
7 G 3	44 G 3	45 G 3	204 G 3	444 D 3
		45 G 4		

Durchmesser der Platte . . . mm	30	65	90	120	175
Rohraußendurchmesser . . . mm	13	13	15	22	33

Lit.: H. Bechhold, Zeitschr. physik. Chem. 60, 257 (1907); 64, 328 (1908);
A. Einstein und H. Mühsam, Deutsche med. Wochenschr. 49, 1012 (1923).


33 (früher 33c), 34, 135, 134, 133, 138

Begasungsröhrchen

zur feinen Verteilung von Gasen in Flüssigkeiten

33: mit seitlicher Zuführung und planer Frittenfläche

34: mit zentrischer Zuführung und planer Frittenfläche

135, 134, 133, 138: mit zylindrischer Frittenfläche
und mit planer Bodenplatte

33 G 1	34 G 1
33 G 2	34 G 2
33 G 3	34 G 3
33 G 4	34 G 4

Größter Außen-Durchmesser . . mm	24	34
Ganze Höhe mm	150	150

135 G 1	134 G 1	133 G 1	138 G 1
135 G 2	134 G 2	133 G 2	138 G 2
135 G 3	134 G 3	133 G 3	138 G 3
135 G 4	134 G 4	133 G 4	138 G 4

Länge des zylindrischen Filterteiles mm	80	110	150	200
Größter Außendurchmesser mm	30—35	30—35	55	85

Die Länge des Ansatzrohres ist anzugeben.

Die feineren Filterplatten setzen einen entsprechenden Überdruck voraus.

Für Begasungen eignen sich auch die Glasfilterkerzen 302—305.

53, 56

Begasungsfilter


zur feinen Gasverteilung in Flüssigkeiten, zur Flüssigkeitsverteilung bei Extraktionen und Perforationen

JENA^{er} Duranglas

53: Zuführung mit Glasglocke verschmolzen

56: Zuführung mit Filterplatte verschmolzen

Plattendurchmesser für beide	53 D 00	56 D 00
Ausführungen 180—200 mm	53 D 0	56 D 0
Außendurchmesser des	53 D 1	56 D 1
Zuführungsrohres 25 mm	53 D 2	56 D 2
Länge des Zuführungsrohres	53 D 3	56 D 3
100 mm	53 D 4	



Auch andere Abmessungen des Zuführungsrohres lieferbar.

302, 303, 304, 305

Begasungsfilterkerzen

zur feinen Gasverteilung in Flüssigkeiten

302a—305a: mit angeschmolzenem Rohrstück

302b—305b: mit angeschmolzenem Zylinderstück


302 G 1	303 G 1	304 G 1	305 G 1
302 G 2	303 G 2	304 G 2	305 G 2
302 G 3	303 G 3	304 G 3	305 G 3
302 G 4	303 G 4	304 G 4	

Länge der Kerze mm	80	110	150	250
Oberer Durchmesser . . . mm	30—35	30—35	55	85
Rohrstückdurchmesser außen mm	10	10	20	30

Die Länge des Rohrstückes bzw. Zylinderstückes beträgt 200 mm.

Auch andere Längen des Rohr- und Zylinderstückes lieferbar.

Die Begasungsfilterkerzen können auch nach Art der Eintauchnutschen angewendet werden.

a b
302—305

136, 137 (früher 36 M G und 36 b M G)

Diffusionsmeßfilter

136: ohne Hahn

137: mit Hahn

Inhalt ml	20	100
Filterplattendurchmesser . . . mm	30	50
Ganze Höhe mm	135	160
Plattendicke 2 mm		

Auch mit dünneren Filterplatten lieferbar.

Lit.: J. H. Northrop und M. L. Anson, Journ. gen. Physiol. 12, 543 (1929);

J. W. Mc Bain und T. H. Liu, Journ. Am. Chem. Soc. 53, 59 (1931);

C. R. Dawson, Journ. Am. Chem. Soc. 55, 432 (1933);

J. W. Mc Bain und C. R. Dawson, Proc. Royal Soc. A 148, 32 (1935).



137

83, 101 (früher 101 a)

Gaswaschflaschen

	9.15	14.64
	83 G 1	101 G 1
Nutzhalt ml	100	350
Durchmesser der Platte . . mm	20	60
Ganze Höhe mm	200	270
Normschliffe	NS 40	NS 29

Lit.: Pfyl und Schmitt, Zeitschr. Unters. Lebensm. 54, 60 (1927);
 Heiduschka und Muth, Pharm. Zentralhalle 70, 517 (1929);
 Sieverts und Halberstadt, Chem. Fabr. 3, 201 (1930);
 Halberstadt und Prausnitz, Zeitschr. angew. Chem. 43, 970 (1930);
 H. Brückner, Gas- und Wasserfach 74, 121 (1931);



83



101

169, 172

Gaswaschflaschen nach Kölliker

	26.94	28.21
	172 G 1	169 G 1
Nutzhalt ml	200	500
Durchmesser der Platte . . mm	50	65
Ganze Höhe mm	235	275
Normschliff	NS 29	NS 34,5

Diese Flaschen sind durch das nach innen verlegte Zuleitungsrohr sehr stabil.
 Der weite Rohrquerschnitt verringert den Strömungswiderstand der Gase.
 Die Flaschen eignen sich vorzüglich für die Strömungsgasanalyse bei großen Geschwindigkeiten.

Auch mit anderen Porengrößen lieferbar.

Lit.: R. A. Kölliker, Chem. Fabrik 6, 299 (1933).



169, 172

142, 143, 144, 145

(früher CU 20, 30, 40, 50)

Filterzylinder

142, 143, 144, 145

	142 G 00	143 G 00	144 G 00	145 G 00
	142 G 0	143 G 0	144 G 0	145 G 0
	142 G 1	143 G 1	144 G 1	145 G 1
	142 G 2	143 G 2	144 G 2	145 G 2
	142 G 3	143 G 3	144 G 3	145 G 3
	142 G 4	143 G 4	144 G 4	145 G 4
	142 G 5	143 G 5	144 G 5	145 G 5
Durchmesser der Platte . . . mm	20	30	40	50
Gesamtlänge mm	200	200	200	250

Auch in JENA^{er} Rasothermglas, JENA^{er} Normalglas 16^{III} und in Quarzglas lieferbar.



Glasfiltergeräte für mikrochemische Arbeiten

63 (früher 63 a)

Mikro-Tiegel, extra leicht

	63 G 3
	63 G 4
Inhalt ml	8
Durchmesser der Platte . . mm	20
Höhe über Platte mm	30



63

12, 30 (früher 30 a)

Mikro-Nutsche

12: starkwandig

30: dünnwandig

	12 G 3	30 G 3
	12 G 4	30 G 4
Inhalt ml	2	0,8
Durchmesser der Platte . . mm	10	10
Höhe über der Platte . . . mm	30	10



12



30

Mikro-Nutsche dünnwandig, auch in Quarzglas lieferbar: 30 B 4 (früher 30 a B 4).

154

Mikro-Filterrohr nach Pregl

für Asbestbreiabdichtung

Rohr nicht geätzt

	154 G 1
Inhalt ml	1,5
Durchmesser der Platte . . mm	12
Gesamtlänge mm	165



154

91

Mikro-Filterstäbchen

91 G 3
91 G 4

Durchmesser der Platte mm 3—10
Gesamtlänge mm 106

Plattendurchmesser ist anzugeben.

Auch in Quarzglas mit Durchmesser 7—10 mm lieferbar: 91 B 4



91

109

Mikro-Filterbecher nach Emich

109 G 4

Inhalt ml 6
Durchmesser der Platte mm 106



109

Für die Mikroanalyse liefern wir außerdem:

Mikro-Verbrennungsrohre nach Pregl (6153, 6154)

s. S. 106

Mikro-Verbrennungsrohr mit seitl. Luftzuführung (6155)

s. S. 106

Mikro-Stickstoffbestimmungsapparate nach Parnas

s. S. 112, 113 (6120, 6121)

Heizgranate nach Schöbel (6157)

s. S. 107

Heizgranate nach Reuter (6158)

s. S. 107

Filtrations-Geräte und -Apparate

6020 (früher 1 v)

Kleines Filtrationsgerät für Glasfildertiegel

Vollständiges Filtrationsgerät für das Labor, bestehend aus:
Saugflasche mit Vorstoß und Gummiverbindungen nebst
2 Glasfildertiegeln mit den Porengrößen 3 und 4.

6020

Teil

- 1: Saugflasche (4214), 500 ml
- 2: Gummistopfen mit Bohrung
- 3: Vorstoß (19)
- 4: Gummimanschette (50)
- 5: Fildertiegel (1 G 3)
- 6: Fildertiegel (1 G 4)

Zu beziehen nur durch die
Deutsche Handelszentrale
Elektrotechnik - Mechanik - Optik
Lithographie - Gera
Auslieferungsort: Jena
Glas- u. Metall-Laborgeräte
JENA, Dornburger Str. 52 / Tel. 3947-48



6020

6021 (früher 18 v)

Filtrationsgerät
zur qualitativen Analyse

Vollständiges Filtrationsgerät, bestehend aus:
eisernem Gestell, Vorlage mit Gummischiebe
und Filternutsche 11 G 4.


In die Vorlage mit Absaugrohr werden Reagenzgläser mit geradem Rand zum
Auffangen der Filtrate eingesetzt.

6021

Teil

- 1: Vorlage mit Absaugrohr
- 2: Gummipatte mit Loch
- 3: Filternutsche (11 G 4)
- 4: Eisengestell
- 5: 10 Reagenzgläser 160×16

Die Niederschläge löst man auf der Filternutsche mit dem entsprechenden Lösungsmittel wieder auf.



6021

6026 (früher Gi 628)

Großes Filtrationsgerät für Glasfiltertiegel


Becher mit Planschliff u. Glocke, Vorstoß u. Evakuierungshahn

6026

Teil

- 1: 1-Liter-Becher mit Planschliff
- 2: Glasglocke mit Planschliff
- 3: Gummidichtring
- 4: Becher (4315), 600 ml ohne Ausguß
- 5: Gummistopfen mit 2 Bohrungen
- 6: Winkelrohr mit Glashahn
- 7: Vorstoß (19) mit verlängertem Rohr
- 8: Filtertiegel (1 G 3)
- 9: Filtertiegel (1 G 4)
- 10: Gummimanschette (50)

Lit.: P. H. Prausnitz, Chem. Fabrik 7, 191 (1934)




6026

Filtrations-Apparate nach Kapsenberg

für selbsttätiges Filtrieren, Kaltextrahieren, Auswaschen und Perkolieren.

Die Arbeitsweise der aus Bauteilen für verschiedene Verwendungszwecke zusammenstellbaren Apparaturen beruht darauf, daß das mit Flüssigkeit bedeckte Filter das Filtrationsgefäß und das Zulaufgefäß in zwei Räume teilt. Die in sich abgeschlossene Bauweise der Apparaturen verhindert den Zutritt von Luft vom oberen in das untere Gefäß. Die eingeschlossene Luft und der Dampfdruck reguliert den Zulauf; die Arbeitsgeschwindigkeit wird abhängig von der Auslaufgeschwindigkeit unterhalb der Filterplatte, regulierbar durch Hahneinstellung. Die Niveaueinstellung erfolgt durch den an der Glocke angebrachten Hahn.



JENA^{er} Glasapparate

6010, 6011

JENA^{er} Labormotoren


Ganzgekapseltes Peltonrad, betreibbar mit Wasserstrahl oder Druckluft (auch Saugluft), verwendbar mit Rührflügel oder Antriebsscheibe

58.97

6010: Labormotor mit Rührflügel

Teil

- 1: Motor
- 2: Rührflügel mit Kupplungsstück



6010


49.82

6011: Labormotor mit Antriebsscheibe

Teil

- 1: Motor
- 2: Schnurscheibe mit Kupplungsstück

Labormotor mit Rührflügel auch als Mikromodell (6012) lieferbar.



6011

Druckschrift: Schott 8485g

6014

JENA^{er} GLAS**JENA^{er} Vibra-Gerät**

zum Mischen, Lösen und Emulgieren

77.83

Das JENA^{er} Vibra-Gerät stellt ein neuartiges Gerät für das chemisch-physikalische Laboratorium zur Durchführung von Arbeitsgängen mittels Schütteln dar.


Um das Gerät als Schüttelapparat einzusetzen, werden unsere Tropftrichter (5248) mit Normschliff in den Größen 100, 250 und 500 ml verwendet.

Andererseits kann in umgekehrter Bewegungsrichtung das JENA^{er} Vibra-Gerät mit dem Spiralmischer ausgestattet werden, der zur Durchführung von Lösen, Mischen, Ausschütteln, Umwälzen, Emulgieren und Homogenisieren in das zu bearbeitende Präparat eintaucht.


Das JENA^{er} Vibra-Gerät besteht aus dem

1. Impulsgeber bestehend aus KPG-Kolben und KPG-Hülse mit Kompressionsteil und NS-Hülse 19
2. Spiralmischer mit NS-Kern 19
3. Schütteltrichter (Tropftrichter) mit NS-Kern 19 bzw. NS-Kern 29 bei 500 ml, Bestell-Nr.: 5248
100 ml
250 ml
500 ml
4. Übergangsstück mit NS-Hülse 29 auf NS-Kern 19 nur für 500 ml, Bestell-Nr.: 5275
5. 2 Spannfedern (zur Halterung des Spiralmischers)
6. 1 lange Spannfeder (zur Halterung des Schütteltrichters)

Druckschrift: Schott 8544 g



6014



7720, 7721

7720, 7721

Laborumlaufpumpen

mit KPG-Dichtungslager

Diese Umlaufpumpen für Laborzwecke sind gläserne Kreiselpumpen einfachster Bauart, die zum Umwälzen, Mischen und Fördern der verschiedensten Flüssigkeiten verwendbar sind.

Die Leistung der Pumpen reicht für die meisten Bedürfnisse des Laboratoriums aus. Wir liefern sie in 2 Größen:

7720: 100 mm Gehäusedurchmesser mit 2 KPG-Dichtungslagern

7721: 60 mm Gehäusedurchmesser mit 1 KPG-Dichtungslager

Druckschrift: Schott 8071 g.

JENA^{er} GLAS

7710, 7711, 7712, 7713, 7714

7711a, 7712a, 7713a

Ubbelohde-Viskosimeter


mit hängendem Kugelniveau

Diese Viskosimeter werden in Sätzen zu 3 Stück geliefert:

	Kapillare Nr.	Eichfaktor rd.	zu empfehlen für Viskosität
7711:	I	0,01	von etwa 1 cSt ab
7712:	II	0,1	von etwa 12 cSt ab
7713:	III	1,0	von etwa 120 cSt ab

Außerdem werden von uns folgende Sondergrößen hergestellt:

7710:	Oa	0,005	von etwa 0,5 cSt ab
7714:	IV	10,0	von etwa 1200 cSt ab
7711a:	Ia	0,05	von etwa 5 cSt ab
7712a:	Ila	0,5	von etwa 50 cSt ab
7713a:	IIla	5,0	von etwa 500 cSt ab

7710—7714,
7715

Die lichte Weite der Meßkapillare wird mit einer Genauigkeit von $\pm 0,01$ mm eingehalten. An der unteren kugelförmigen Erweiterung der Meßkapillare bildet sich das hängende Niveau durch einfaches Öffnen eines Lufteinlaßrohres so aus, daß sich stets die gleiche Druckhöhe mit Sicherheit einstellt. Das zeitraubende Abmessen oder Abwägen bestimmter Flüssigkeitsmengen und deren Korrektur fällt weg.

Die kinematische Zähigkeit in Zenti-Stokes (cSt) ergibt sich direkt aus der Laufzeit, vervielfacht mit einer zu der benutzten Kapillare gehörenden Konstanten. Jede Messung kann sofort mehrmals wiederholt werden. Meßgenauigkeit: $\pm 0,1$ %.

Passendes Metallgestell für Ubbelohde-Viskosimeter: 7715.

Lit.: Öl und Kohle, 12. Jg., Nr. 42, S. 949 (1936).

Druckschrift: Schott 5817 g, 5818 g.

6017 (früher 5370)

Luftbad


für Kolben bis 500 ml Inhalt

JENA^{er} Duranglas

6017

Teil

- 1: eisernes Stativ
- 2: Bodenscheibe aus Asbest
- 3: geteilte Kopscheiben aus Asbest
- 4: Glaszylinder 134 mm Durchmesser, 130 mm Höhe 5,39



6017

6018 (früher 5380)


GlaswasserbadJENA^{er} Rasothermglas

6018

Teil

- 1: Wasserbadschale, Durchmesser 230 mm 36,65
- 2: Wasserstandsregler
- 3: Glasrohr mit Gummistopfen, Durchmesser 18 mm
- 4: Satz Porzellanringe
- 5: eisernes Stativ
- 6: Haltevorrichtung für Wasserstandsregler

Das Anheizen nehme man mit schwachleuchtender Flamme unter Fächeln vor.



6018


6019 (früher 5376)

Bakteriologisches WasserbadJENA^{er} Rasothermglas

6019

Teil

- 1: Wasserbadschale aus JENA^{er} Rasothermglas
- 2: eisernes Stativ
- 3: Halteschelle
- 4: Mikrobrenner
- 5: Schutzglas
- 6: Aluminium-Einsatzgestell für 40 Reagenzgläser bis einschließlich 18 mm Durchmesser



6019

6119 (früher 4910)

Schmelzpunktbestimmer nach ThieleJENA^{er} Rasothermglas

Inhalt ml	35
Länge mm	190



6119

6118 (früher 4915)

Siedepunktbestimmer

D. A. B. 6

6118

Teil

- 1: Siederohr mit umgebogenem Rand
- 2: Siedekolben mit umgebogenem Rand
- 3: Siedeaufsatz


Inhalt ml	—	50	—
Höhe mm	180	—	280
Halslänge mm	—	130	—
Halsdurchmesser innen mm	20	23	—
Wandstärke mm	2	—	—



6118/1



6118/2



6118/3

6150 (früher 4920)

Arsenbestimmungsrohr

JENAer arsenfreies Supremaxglas



6150

Länge des geraden Teiles	mm	350
Gesamtlänge	mm	380

6152 (früher 4930)

Volhard-Rohr

6152

Inhalt	ml	450
Gesamtlänge	mm	650
Gefäßdurchmesser außen	mm	50
Gefäßlänge	mm	350
Rohrdurchmesser außen	mm	20

4925

Bombenrohre nach Carius

JENAer Durobaxglas



4925

4925a: Innendurchmesser 16–18 mm, Länge 600 mm

4925b: Innendurchmesser 18–20 mm, Länge 600 mm

Auch in anderen Längen und Durchmessern lieferbar.

6153, 6154 (früher 4935, 4936)

Mikroverbrennungsrohre nach Pregl

6153, 6154

JENAer Supremaxglas




	6153	6154
Gesamtlänge	mm 445	mm 395
Außendurchmesser des Rohres	mm 10	mm 10
Länge der Spitze	mm 30	mm 30
Außendurchmesser der Spitze	mm 3–3,5	mm 3–3,5

6155 (früher 4937)

Mikroverbrennungsrohr

mit seitlicher Luftzuführung

JENAer Supremaxglas



6155

Gesamtlänge	mm	500
Außendurchmesser des Rohres	mm	10
Länge des Seitenrohres	mm	30
Außendurchmesser des Seitenrohres und der Spitze	mm	3–3,5

Lit.: Pregl-Roth, Quantitative org. Mikroanalyse.

6157 (früher 4940)

Heizgranate nach Schöbel

passend zum Verbrennungsrohr nach Pregl

JENAer Rasothermglas

Innendurchmesser des Heizrohres	mm	14
Ganze Höhe	mm	390

Die leicht zu reinigende Heizgranate verträgt die direkte Erhitzung mit der Flamme.

Lit.: H. Lieb, Mikrochemie 14, 263 (1933/34).



6157

Zu beziehen nur durch die
Deutsche Handelszentrale
 Elektrotechnik - Instrumentenbau - Optik
 Industriemaschinen - Cera
 Auslieferung in Jena
 Glas- u. Metall-Laborgeräte
JENA, Dornburger Str. 92 / Tel. 3947-48

6158 (früher 4941)


Heizgranate nach Reuter

JENAer Rasothermglas

Innendurchmesser des Heizrohres	mm	14
Kühler-Mantellänge	mm	260

Die Heizgranate nach Reuter kann anstelle des Kupferblockes nach Pregl angewendet werden.

Lit.: Pregl-Roth, Quant. org. Mikroanalyse, 6. Aufl., S. 56, (1949).




6158

6145 (früher Fi 356)

Flüssigkeitsaufnahmebestimmer nach Schmidt—Enslin

Apparat zur Messung der Flüssigkeitsaufnahme fester Stoffe



6145

Inhalt des Tiegels	ml	9
Durchmesser der Platte	mm	20
Inhalt der Meßpipette (Teilung in 0,01)	ml	3
Länge der Meßpipette	mm	740
Gesamthöhe	mm	165

Feste Stoffe, die durch ihre Porosität, Quellung oder Adsorption Flüssigkeit aufsaugen, werden auf die Oberfläche der Filterplatte des Tiegels gebracht. Die Flüssigkeitsaufnahme wird an der Meßpipette abgelesen. Der dreiteilige Apparat wird durch 2 Normschliffe zusammengehalten. Der Dreiweghahn links neben der Meßpipette erlaubt den beliebigen Anschluß zwischen dem mit dem Tiegel verbundenen U-Rohr, dem Vorratsbehälter und der Meßpipette.

Lit.: H. Freundlich, G. Schmidt und O. Lindau, Kolloidchem. Beihefte 36, 43 (1932);
O. Enslin, Chem. Fabrik 6, 147 (1933), Druckschrift: Schott 5419;
H. Breth, VDI-Zeitschrift Bd. 82, S. 1286 (1936).

6130 (früher 5340)

Wasserbestimmungsapparat nach A. S. T. M.

zur Wasserbestimmung in bituminösen Substanzen
mittels Xylol oder Butanol.


6130

Teil

- 1: Kurzhals-Rundkolben (4305), 500 ml
- 2: Meßvorlage, Inhalt 10 ml; bis 2 ml geteilt in 0,1 ml
über 2 ml geteilt in 0,2 ml
- 3: Liebigkühler (4401), 400 mm Mantellänge

Die Stopfenverbindungen werden nicht mit geliefert.

Lit.: A. S. T. M., D 95 — 30.



6130

6132 (früher 5341)

Wasserbestimmungsapparat


nach Prjanischnikow

6132

Teil

- 1: Rundkolben mit Krümmer und NS-Hülse 29
- 2: Meßbürette, (5 ml), mit NS-Kern und Hülse 29, Teilung 0,05
- 3: Filtertiegel (63 G 1)
- 4: Liebigkühler mit NS-Kern 29 (5116)

Lit.: N. D. Prjanischnikow und S. M. Telnow, Ztschr. analyt. Chem. 76, 161 (1929);
P. H. Prausnitz, Glas-keram. Filter im Laboratorium, S. 158, Leipzig (1933).



6132

6140 (früher 140 v)

Darmstädter Apparatzur Bestimmung der Nichtgerbstoffe
bei der Gerbstoffanalyse.Schüttelzylinder mit endständiger Filterplatte zur Behandlung der Gerbrühen
mit Hautpulver nach dem Standardverfahren des IVLIC; dazu passender Vorstoß
für Filtration.Das linke Bild zeigt die Zusammenstellung fertig zur Filtration, mit passender
Saugflasche 500 ml Inhalt (4314), die gesondert zu bestellen ist.

6140

Teil


- 1: Filterzylinder (C 0) mit 2 Metallkappen, Gummiplattendichtungen und
Halterung nebst Spannfedern
Inhalt 250 ml
Durchmesser der Platte 50 mm
Höhe über Platte 140 mm
- 2: Vorstoß mit Gummiring

Lit.: Stiasny, Collegium 1928, S. 282; Sonderdruck: Schott 4313.

Parker, Journ. Intern. Soc. Leather Trades Chemists 12, 521 (1928).

Baldracco, Collegium 1929, S. 450.

Journ. Intern. Soc. Leather Trades Chemists 13, 365 (1929).



6140

6141

Lederprüfgerät nach Herfeldzur Wasserdampfdurchlässigkeits-
bestimmung

DIN 53333

Glasgefäß mit Schlifffläche,
Schraubdeckel und Dichtungsring.

6141

Teil


- 1: Glasgefäß mit Schlifffläche
- 2: Alu-Schraubdeckel
- 3: Dichtring

Durchmesser der Auflagefläche . . . 55 mm

Durchmesser der Öffnung im Deckel . 36 mm

Gesamthöhe 50 mm

Lit.: A. Kuntzel, Gerberechem. Taschenbuch, 5. Aufl., S. 288



6141

6100 (früher Fi 355)

6102


6103

6106 (früher Fi 443)

6110 (früher Fi 413)

**Schwefel- und
Halogen-****Bestimmungs-
apparate**

nach Grote—Krekeler



Teil 2 u. 3

Teil

	6100	6102	6103	6106	6110
1: Verbrennungsrohr aus Quarzglas mit Blende, zwei Filterplatten (B 1) und Normschliff					
Durchmesser der Filterplatte mm	17	17	17	17	9
Rohrlänge mm	500	725	525	500	442
Ns-Kern mm	14,5	14,5	14,5	14,5	10
Ns-Hülse mm	—	—	24	—	—
2: Absorptionsvorlage aus JENA ^{er} Duranglas mit eingeschmolzener Filterplatte (D 3) einschl. Tropfenfänger					
Durchmesser der Filterplatte mm	30	30	30	14	14
Gesamthöhe mm	500	500	500	290	290
Normschliff für Quarzrohr mm	14,5	14,5	14,5	14,5	10
Normschliff für Tropfenfänger mm	14,5	14,5	14,5	10	10
3: Kugelfüllung Glaskugeln aus Thüringer Glas Durchmesser 5—6 mm Gewicht g	130	130	130	30	30

Teil 2 und 3 auch in Quarzglas lieferbar.

Lit.: E. W. Heine, Pharmazie 8. Jg., S. 826 (1953).

Für Arbeiten mit leicht verpuffenden Substanzen empfehlen wir die Ausführung des Quarzrohres (6102) mit
Seitenrohr unmittelbar vor der Quarzfilterplatte nach B. Wurzschnitt und W. Zimmermann.Für die S-Bestimmung in Leichtkraftstoffen empfehlen wir die von H. Lehmann abgeänderte Apparatur (6103).
Lit.: H. Lehmann, Oel u. Kohle Nr. 39/40 vom 15. 10. 43.Im einfachsten Fall kann bei der S-Bestimmung in organischen Stoffen ein glattes Quarzrohr (460 mm lang,
17 mm Innen-Ø mit Schnabel 85 mm lang, 5 mm Innen-Ø) Verwendung finden, das durch einen Korkstopfen
mit der Vorlage mit Filterplatte (R 3) aus JENA^{er} Duranglas und Glasperlenfüllung, verbunden wird: (6104).

Lieferbare Zubehöerteile:

Schutzrohre aus Quarzglas (6112, 6113), Gaswaschflaschen (8742), Ofengestell (6114) mit
Haube (6115) und Teclubrenner mit Schlitzaufsatz (6970, 6972).

Sonderdruck: Schott 8661.

6120, 6122, 6124

**Ammoniak-
bestimmungsapparate**nach Parnas—Wagner und
nach Fresenius

mit Gummiverbindungen


Mikro-Apparat

nach Parnas—Wagner

6120 (früher 4086 v)

Teil

- 1: Destillationskolben (Mikro 100 ml)
- 2: Kühlerrohr (Quarzglas)
- 3: Kühlmantel 300 mm lang
- 4: Rückflußkolben mit Gummistopfen
- 5: T-Stück mit Wasserfüllrohr
- 6: Winkelrohr
- 7: Rundkolben (4305), 2 Liter, JENA^{er} Rasothermglas, mit Gummistopfen
- 8: Kantkolben (4096), 100 ml
- 9: 2 Vorstöße (19), verkürzt
- 10: Becherglas (4315), 250 ml



6122

Makro-Apparat nach Parnas—Wagner

6122 (früher 4087 v)

Teil

- 1: Destillationskolben (Makro 500 ml) mit Gummistopfen
- 2: Kühlerrohr, JENA^{er} Rasothermglas
- 3: Kühlmantel 400 mm lang mit Gummistopfen
- 4: Rückflußkolben mit Gummistopfen
- 5: T-Stück mit Wassereinfüllrohr
- 6: Rundkolben (4305), 2 Liter, JENA^{er} Rasothermglas, mit Gummistopfen
- 7: Kantkolben (4096), 500 ml
- 8: 2 Vorstöße (19), verkürzt
- 9: Becherglas (4315), 600 ml

Makro-Apparat nach Fresenius, zur Destillataufnahme in Borsäure
statt in Salzsäure.

6124 (früher 4088 v)

Teil

- 1: Destillationskolben (500 ml) mit Gummistopfen
- 2: Kühler (Mantellänge 500 mm)
- 3: Rückflußkolben mit Gummistopfen
- 4: T-Stück mit Wassereinfüllrohr
- 5: Rundkolben (4305), 2 Liter, JENA^{er} Rasothermglas, mit Gummistopfen
- 6: Kantkolben (4096), 500 ml
- 7: 2 Vorstöße (19), verkürzt
- 8: Becherglas (4315), 600 ml

Druckschrift: Schott 8506.

6121, 6123

**Ammoniak-
bestimmungsapparate**

nach Parnas—Wagner

mit Normschliffen


Mikro-Apparat

6121

Teil

- 1: Destillationskolben (Mikro, 100 ml)
- 2: Kühler mit Krümmer und Glaswendel
- 3: Rückflußkolben mit Hahn
- 4: T-Stück mit Einfülltrichter und Hahn
- 5: Rundkolben (4305), 2 L, JENA^{er} Rasothermglas, mit Gummistopfen
- 6: Becherglas (4315), 250 ml
- 7: Kantkolben (4096), 100 ml
- 8: 2 Paar Spannfedern

Druckschrift: Schott 8506.



6121


Makro-Apparat

6123

Teil

- 1: Destillationskolben (Makro, 500 ml)
- 2: Krümmer mit Glaswendel
- 3: Kühler
- 4: Rückflußkolben mit Hahn
- 5: T-Stück mit Einfülltrichter und Hahn
- 6: Rundkolben (4305), 2 L, JENA^{er} Rasothermglas, mit Gummistopfen
- 7: Becherglas (4315), 600 ml
- 8: Kantkolben (4096), 500 ml
- 9: 3 Paar Spannfedern

Druckschrift: Schott 8506.



6123

Perforatoren und Extraktoren

JENA^{er} Perforatoren

Apparate für die Extraktion von Lösungen mit nichtmischbaren Flüssigkeiten.

Bei der Perforation oder Flüssigkeitsextraktion handelt es sich um die Extraktion eines in wässriger Lösung befindlichen Stoffes durch Flüssigkeiten, die mit Wasser nicht oder nur wenig mischbar sind. Die Extraktionsmittel werden an eine Glasfilterplatte geleitet, welche in die wässrige Phase eintaucht. Das Glasfilter dient der feinen Verteilung des Extraktionsmittels in der wässrigen Phase. Der Vorgang entspricht also dem der Gaswäsche mittels Filterplatte; an Stelle des Gases tritt jedoch hier das Extraktionsmittel.

6350 (früher 194 v)


Analytischer Perforator für schwere Lösungsmittel (Chloroform) mit Normschliff

Nutzzinhalt: 20 ml


6350

Teil

- 1: Stehkolben mit NS-Hülse 19
Inhalt: 100 ml
- 2: Extraktionsrohr mit NS-Kern 19
- 3: Einhängefilter (G 1)
- 4: Eihängekühler



6350



Große Perforatoren

für leichte und schwere Lösungsmittel auf Anfrage

Nutzzinhalt: bis zu 50 Liter

6351 (früher 190 v D 1)**Perforatoren** für schwere Lösungsmittel

Kugelflansch (bis 500 ml): NW 25

Kugelflansch (über 500 ml): NW 32

6351



Teil

1: Stehkolben (4008) mit Kugelflansch								
Inhalt ml	300	300	500	Liter	1	1	2	
2: Extraktionsrohr mit Kugelflansch								
Nutzhalt . . . ml	100	250	500	Liter	1	2	4	
3: Kugelkupplung zum Halten des								
Kugelflansches:	8716	8716	8716		8705 a	8705 a	8705 a	
4: Einhängefilter, passend für das Extraktionsrohr								
Nutzhalt ml	100	250	500	Liter	1	2	4	
5: Eihängekühler, passend für das Extraktionsrohr								
Nutzhalt ml	100	250	500	Liter	1	2	4	

Die Extraktoren mit 100 und 250 ml Nutzhalt werden ohne Ablaufbahn hergestellt.

Die spezifischen Gewichte der beiden in Frage kommenden Flüssigkeiten sind bestimmend für die Ansatzhöhe des Überlaufrohres und vorzuschreiben. *) Der Nutzhalt des Extraktionsrohres an wässriger Phase ist für die Größe der einzelnen Apparate maßgebend und ebenfalls vorzuschreiben.

*) Bei fehlender Vorschrift liefern wir für Chloroform.

**6351****6352****6352****Perforatoren** für schwere Lösungsmittel

mit KPG-Einstellvorrichtung

Kugelflansch NW 32

6352

Teil

1: Stehkolben (4008) mit Kugelflansch								
Inhalt Liter	1	1	2					
2: Extraktionsrohr mit Kugelflansch								
Nutzhalt Liter	1	2	4					
3: Kugelkupplung zum Halten des								
Kugelflansches:	8705 a	8705 a	8705 a					
4: Eihängefilter, passend für das Extraktionsrohr								
Nutzhalt Liter	1	2	4					
5: Eihängekühler, passend für das Extraktionsrohr								
Nutzhalt Liter	1	2	4					

Die Einstellvorrichtung erlaubt weitgehenden Spielraum bei der Auswahl der spezifischen Gewichte der beiden miteinander in Berührung tretenden Flüssigkeiten.

6353 (früher 123 v)**Analytischer Perforator**

für leichte Lösungsmittel

mit Normschliff

Nutzhalt: 20 ml

6353

Teil

- 1: Stehkolben mit NS-Hülse 19
Inhalt: 100 ml
- 2: Extraktionsrohr mit NS-Hülse 29 und NS-Kern 19
- 3: Einsatzfilter
- 4: Rückflußkühler nach Allihn (5131)
mit NS-Kern 29 (Mantellänge 280 mm)

**6353****6354** (früher 192 v D 1)**Perforatoren** für leichte Lösungsmittel

Kugelflansch (bis 500 ml): NW 25

Kugelflansch (über 500 ml): NW 32


6354

Teil

1: Stehkolben (4008) mit Kugelflansch								
Inhalt ml	300	300	500	Liter	1	1	2	
2: Extraktionsrohr mit Kugelflansch								
Nutzhalt . . . ml	100	250	500	Liter	1	2	4	
3: Kugelkupplung zum Halten des								
Kugelflansches:	8716	8716	8716		8705 a	8705 a	8705 a	
4: Einsatzfilter, passend für das Extraktionsrohr								
Nutzhalt ml	100	250	500	Liter	1	2	4	
5: Eihängekühler, passend für das Extraktionsrohr								
Nutzhalt ml	100	250	500	Liter	1	2	4	

Die Perforatoren mit 100 und 250 ml Nutzhalt werden ohne Ablaufbahn hergestellt.

Der Nutzhalt des Extraktionsrohres an wässriger Phase ist für die Größen der einzelnen Apparate maßgebend und vorzuschreiben.

**6354**


6301, 6302, 6303, 6304 (früher 38v)

Extraktoren nach Soxhletfür feste Stoffe
mit Normschliff

Teil	6301	6302	6303	6304
1: Extraktionsaufsatz	5160	5161	5162	5163
Inhalt ml	120	200	500	Liter 1
NS-Kern (unten)	19	29	29	29
NS-Hülse (oben)	45	45	55	70
2: Stehkolben mit Normschliff	5216	5216	5216	5216
Inhalt ml	300	500	Liter 1	2
NS-Hülse	19	29	29	29
3: Rückflußkühler	5135	5135	5132	[5132]
Mantellänge mm	280	280	400	400
NS-Kern	45	45	55	70
4: Destillationsrohr	5002	5003	5003	5003
NS-Kern	19	29	29	29

Dazu passende Glasfilterkerzen 57 58 59 60
(s. Seite 84)

Zur Erhöhung der Bruchsicherheit ist das Heberrohr zwischen Dampfrohr und Extraktionsaufsatz untergebracht.

6301
6302
6303
6304

6311 (früher 134v)

Kaltextraktor für Fette


6311

Teil

- 1: Filtertiegel (2 G 4) mit Schliffdeckel
- 2: Kolben mit Seitenrohr, Inhalt 300 ml, NS-Hülse 19
- 3: 2 Schliffkappen (Hülse und Kern)
- 4: Vorstoß mit NS-Kern 19
- 5: Gummimanschette (49)
- 6: Glasspatel

Lit.: A. Heiduschka und F. Muth, Chem. Zeitg. 52, 879 (1928);
T. Hamburger, Chem. Zeitg. 55, 962 (1931).

6311

Kolben bereit z. Abdestillation
des Lösungsmittels

Tiegel, verschlossen

Apparat zusammengestellt zur
Extraktion

6310 (früher 55v)

Extraktor nach Haanen

mit Kupfer-Kühler

6310

Teil

- 1: Weithals-Erlenmeyer 250 ml
- 2: Einhängetiegel (55 G 1)
- 3: Einhängetiegel (55 G 3)
- 4: verzinnter Kupferkühler

Lit.: Haanen, Zeitschr. angew. Chemie 37, 510 (1924);
W. Schöbel, Pharmaz. Ztg. 75, 56 (1930);



6310

6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319 (früher 114, 116 hv)

Dekokten-Apparate

a) mit Gummistopfen und Griff

	6314	6315	6316
Kolbeninhalt ml	1000	500	250
Nutzhalt (Strichmarke) . . ml	800	400	200


Teile:

- 1: Kochflasche mit Strichmarke
- 2: Filtertrichter (G 2) mit Hahn
- 3: Deckel
- 4: Gummistopfen
- 5: Drahtnetz-Unterlage
- 6: Griff
- 7: Gummischlauch (zur Rückspülung)

b) mit Normschliff ohne Griff

	6317	6318	6319
Kolbeninhalt ml	1000	500	250
Nutzhalt (Strichmarke) . . ml	800	400	200

Teile: 1, 2, 3, 5, 7 wie oben



6314

Die Kochflasche wird mit Wasser bis zur Strichmarke gefüllt und der Trichter mit dem auszuziehenden Material besetzt. Man setzt auf eine Heizquelle auf, treibt das Wasser durch das Steigrohr bei offenem Hahn im Trichter hoch und läßt den Wasserrest in der Kochflasche langsam weitersieden, so daß der Dampf durch die Filterplatte streicht und den Trichterinhalt heizt. Darf man heiß filtrieren, so stellt man nach der vorgeschriebenen Zeit auf einen Teller ab, worauf die Flüssigkeit selbsttätig rasch abgesaugt wird. Ist Filtration in der Kälte vorgeschrieben, so schließt man den Hahn bei Entfernung von der Heizquelle und wartet mit der selbsttätigen Filtration bis der Extrakt kalt geworden ist. Zur Reinigung des Filtertrichters durch Rückspülung wird der mitgelieferte Gummischlauch verwendet. — Gebrauchsanweisung.

Lit.: W. Schöbel, Pharm. Ztg. 74, 949 (1929);
Aumüller, D. Apoth. Ztg. 50, 1264 (1935).

6320, 6321 (früher 137v, 163v)

Extraktoren für feste Stoffe
mit kontinuierlichem Durchfluß

6320


Teil

- 1: Stehkolben (4008), 1 L, mit Kugelflansch NW 32
- 2: Extraktionsaufsatz 1,5 L, mit eingeschmolzener Filterplatte (G 1)
- 3: lose Filterplatte mit Öse (237 G 2)
- 4: Einhängekühler
- 5: Kugelkupplung (8705 a)

6321

Teil

- 1: Stehkolben (4008), 2 L, mit Kugelflansch NW 32
- 2: Extraktionsaufsatz 4 L, JENA^{er} Rasothermglas, mit eingeschmolzener Filterplatte (D 1)
- 3: lose Filterplatte mit Öse (238 G 2)
- 4: Einhängekühler
- 5: Kugelkupplung (8705 a)



6320, 6321


6331

Großer Extraktor für feste Stoffe
mit verstellbarem Niveau


Teil

- 1: Rundkolben 10 L, JENA^{er} Rasothermglas, mit Kugelschliff NW 32
- 2: Steigrohr mit seitlichem Ansatz und Überlaufvorrichtung
- 3: Zweiteiliges Heberrohr: Mantelrohr mit Hahn und Niveauruhr
- 4: Kühler
- 5: Winkelrohr mit Hahn
- 6: Glasglocke mit Gummistopfen
- 7: Extraktionsgefäß 500×180 mm
- 8: Einsatzzylinder mit Filterplatte (R 1) 155×450 mm, mit lose aufzulegender Filterplatte mit Glasöse.
- 9: 2 Kugelkupplungen (8705 a), NW 32, mit Dichtring
- 10: 1 Kugelkupplung (8716), NW 25, mit Dichtring
- 11: 1 Doppelschelle NW 15 mit Einlage, Schrauben und Dichtring

Druckschrift: Schott 8236 g.



6331



6335 Extraktionsbatterie

für Extraktion, Perkolation, Mazerisation im Chargenbetrieb.


Inhalt einer Batteriesäule: ca. 17 Liter

6390, 6391 (früher 5410, 5411)

Elektro-Schnelldialysatoren nach Brintzinger

Dreizellenapparate mit konzentrischer Zellenanordnung; sowohl als einfache **Schnelldialysatoren** ohne Anwendung eines elektrischen Spannungsgefälles, als auch als **Elektro-Schnelldialysatoren** verwendbar.

6390: Makro-Modell für 1000 ml } maximaler Nutzraum zwi-
6391: Mikro-Modell für 200 ml } schen beiden Membranen.



6390, 6391

Teil

- 1: Stativ-Grundplatte mit Löchern zum Festschrauben auf dem Tisch und Anschlußklemme für die Außenelektrode.
- 2: Stativ-Holzuntersatz.
- 3: Stativ-Tragsäule mit Halter (für Teil 10).
- 4: Stativ-Tragarm verstellbar und schwenkbar für Kugellager und Anschlußklemme der Innenelektrode.
- 5: Stativ-Kugellagerteil mit Schnurscheibe und Haltevorrichtung für den Außenmembranträger.
- 6: Außengefäß mit Zu- und Ablaufstutzen sowie Stutzen zur Durchführung der auf dem Gefäßboden liegenden Außenelektrode.
- 7: Drehbarer, mit Einfüll- bzw. Entnahmestutzen versehener Glas-träger für die Außenmembran. Eine Einschnürung im Oberteil ermöglicht die der Lampenglockenaufhängung nachgebildete Befestigung und Zentrierung an Teil 5 mit Hilfe von drei Schrauben. Der Sechskantkäfig aus Glasstäben bildet den eigentlichen Membranträger.
- 8: Feststehender Glas-träger für die Innenmembran mit kleinem Loch im Hals zum Druckausgleich. Zur Befestigung in der Bohrung des Teiles 4 dient ein Gummistopfen.
- 9: Spülrohr, doppelte Glasröhre für Zu- und Ablauf des den Innenraum durchspülenden Wassers. Es ist zugleich Träger für die Innenelektrode aus Edelmetalldraht und wird mittels eines Gummistopfens in den Hals des Teiles 8 eingesetzt.
- 10: In der Höhe verstellbares Niveauröhr. Die Höhe der Rohrver-zweigung bestimmt den Wasserstand im Außengefäß 6. Durch Heben oder Senken des Rohres kann der Nutzinhalt des Dialysators beliebig zwischen 500 und 1000 ml bzw. zwischen 100 und 200 ml gewählt werden. In die obere Rohröffnung kann ein Thermometer ein-gehängt werden.
- 11: Außenelektrode (Messing-Drahtnetz) nebst Kabel mit Bananenstecker.
- 12: Innenelektrode (Platindraht 0,6 mm Ø, nur beschränkt lieferbar).

Lit.: H. Brintzinger, A. Roßhaar und H. G. Beier; Koll. Zeitschr. 66, 183 (1934)
L. Heilmeyer und A. Sundermann, Dtsch. Arch. Klin. Med. 178, 397 (1937)
Druckschrift: Schott 7650 g.

6394

JENA^{er} Diasolysator


Als Diasolyse bezeichnet man das Hindurchlösen von Substanzen durch Lösungsmembranen (z. B. Kautschukmembranen), die im Material der Membranen löslich sind. Ausgesprochen hydrophile Stoffe, wie anorganische Säuren, Basen und Salze, ferner die als Kolloide auftretenden Stoffe sind nicht in der Lage, zu diasolysieren. Die Diasolyse erlaubt daher eine Trennung von diasolysierenden und nicht-diasolysierenden Substanzen.

6394

Teil

- 1: Diasolysiergefäß mit Ansatzstutzen und Vorlage
- 2: Rührnrichtung
- 3: Glaskorb
- 4: Rückflußkühler
- 5: Lösungsmittel-Verdampfungskolben 1 Liter
- 6: Kühler mit Druckausgleich und Bogenstück
- 7: Heberrohr mit Hahn
- 8: 4 Verbindungsstücke
- 9: 10 Spannfedern
- 10: Dichtring 185 mm Ø

Lit.: H. Brintzinger, Verfahrenstechnik der Diasolyse, Chemie-Ingenieur-Technik 21, 273 (1949).
Druckschrift: Schott 8369 g.



6394


6395

JENA^{er} Dialyse- und Diasolysel- Koeffizientenbestimmungs- Apparat

Die neue Apparatur zur Bestimmung des Dialyse- und Diasolysel-Koeffizienten ist mit drei Zellen ausgestattet, um den Ablauf bestimmter Dialyse- bzw. Diasolyselvorgänge in einem Arbeitsgang und unter genau gleichen Bedingungen verfolgen zu können.

Lit.: H. Brintzinger und H. Beier, Kolloid-Z. 79, 324 (1937)
H. Brintzinger und M. Götzs, Chem. Ber. 81, 293 (1948)
H. Brintzinger, Chem. Ing. Technik 21., 273 (1949)
J. K. Bohlmann, Chem. Technik 3, 86 (1951)

Druckschrift: Schott 8546 g.



6395

6030 (früher 5360)

Trockenpistole

zur Vakuum-Trocknung von Substanzen
mittels Trockenmittel unter Erwärmung


6030

32.79

Teil

- 1: Trocknungsrohr mit NS-Kern 29
- 2: Trockenmittelkolben mit NS-Hülse 29 und mit Evakuierungshahn
- 3: Heizmantel mit Ansatzstutzen für Kühler und Heizflüssigkeitskolben nebst 3 Gummistopfen
- 4: Weithals-Stehkolben (4303), Inhalt 250 ml, zur Aufnahme der Heizflüssigkeit
- 5: Kugelmantel
- 6: 2 Spannfedern

Auch mit Normschliff lieferbar (6031).



6030

6039

JENA[®] Anaerobengefäß


6039

Teil

- 1: Gefäß mit Planschliff, 230 mm Höhe × 122 mm Ø, Inhalt 2 Liter
- 2: Deckel mit Planschliff und Tubus (NS 29/32)
- 3: Schliffstopfen mit Hahn am Vakuumrohr und auswechselbarem Manometer

Auf Wunsch werden dazu geliefert:

- 4: Aluminium-Einsatzgestell passend für Petrischalen, 100 mm Ø
- 5: Aluminium-Einsatzgestell für Reagenzgläser



6039

6032

Vakuum-Exsikkatoren

hohe Form, heizbar

6032

Teil

- 1: Becher mit Planschliff
Inhalt: 500, 750 oder 1000 ml
- 2: Glasglocke mit Planschliff und NS-Hülse 29
- 3: Schliffstopfen mit NS-Kern 29 und Hahn


Inhalt des Bechers ist anzugeben.

Auf Wunsch werden dazu geliefert:

- 4: Gummidichtring für den Planschliff
- 5: Aluminium-Einsatzgestell für 9 Reagenzgläser

Beheizung mittels Wasserbad oder über kleiner Flamme mit untergelegtem Drahtsieb.

Lit.: H. Fürst, Chem. Fabrik 14, 297 (1941)



6032

6033

Vakuum-Exsikkatoren

hohe Form, heizbar,
mit Trockenmittelbehälter

6033

Teil


- 1: Becher mit Planschliff
Inhalt: 500, 750 oder 1000 ml
- 2: Glasglocke mit Planschliff und NS-Hülse 29
- 3: Schliffaufsatz mit NS-Kernen 29 und 19 und Hahn
- 4: Rundkolben 250 ml mit NS-Hülse 19
- 5: 2 Spannfedern

Inhalt des Bechers ist anzugeben.

Auf Wunsch werden dazu geliefert:

- 6: Gummidichtring für den Planschliff
- 7: Aluminium-Einsatzgestell für 9 Reagenzgläser

Beheizung mittels Wasserbad oder über kleiner Flamme mit untergelegtem Drahtsieb.



6033

6036 (früher 5330)

Vakuum-Exsikkator nach Rupp

heizbar

6036

34.06


Teil

- 1: Schüssel (8744 G) mit Planschliff
Inhalt 2,9 Liter, oberer Durchmesser 260 mm
- 2: Glasglocke (3745) mit NS Hülse 45
- 3: Kopfstück mit NS-Kern 45 und Hahn
- 4: Trockenmittelträger aus Porzellan mit Halterung

Beheizung mittels Wasserbad oder über kleiner Flamme mit untergelegtem Drahtsieb oder mittels Infrabad.

Lit.: E. Rupp, Chem. Ztg. 58, 403 (1934)

Auch mit Kopfstück mit Manometer (5322) lieferbar (s. Seite 70).



6036

8120 (früher 5320)

Vakuum-Verdampfapparat

nach Ubrig

mit Kugelkühler und Gummiverbindungen


Die Beheizung kann mittels kleiner Bunsenflamme bei untergelegtem Drahtsieb oder mittels Wasserbad oder Infrabad erfolgen.

8120

Teil

- 1: Schüssel (3011) mit Planschliff, Inhalt 1,4 Liter, oberer Durchmesser 225 mm, Höhe 85 mm
- 2: Glasglocke mit 3 fach durchbohrtem Gummistopfen
- 3: Flachgummidichtring
- 4: Metall-Halterung
- 5: doppelt-gebogenes Rohr (Brücke)
- 6: Siedekapillare starkwandig
- 7: Kugelkühler, 280 Mantellänge mit Gummistopfen
- 8: Woulf'sche Flasche, 1 Liter Inhalt, mit 3 Gummistopfen
- 9: Manometer, verkürzt
- 10: Winkelrohr für Vakuumanschluß

Nicht aufgeführte Teile werden nicht mitgeliefert.



8120


8122

JENA^{er} Vakuum-Verdampfapparat

mit Wellrohrkühler und Normschliffen

Die Beheizung erfolgt im Wasserbad oder mittels kleiner Bunsenflamme bei untergelegtem Drahtsieb oder mittels Infrabad.

93.53



8122

8122

Teil

- 1: Schüssel (3011) mit Planschliff, Inhalt 1,4 Liter, oberer Durchmesser 225 mm, Höhe 85 mm
- 2: Glasglocke mit Planschliff und NS-Hülse 40
- 3: Flachgummidichtring
- 4: Metallhalterung für Deckel auf Schüssel
- 5: Destillationsaufsatz mit NS-Kern 40, NS-Kern 29, zwei NS-Hülsen 14,5 (für Siedekapillare und Thermometer)
- 6: Wellrohrkühler (5166) mit NS-Kern und Hülse 29
- 7: Vorstoß mit NS-Hülsen 29 und 24
- 8: Woulf'sche Flasche 1 Liter mit NS-Hülse 24 und zwei NS-Hülsen 14,5 (für Kniestück und Manometer)
- 9: Manometer (verkürzt) mit NS-Kern 14,5
- 10: Winkelrohr für Vakuumanschluß mit NS-Kern 14,5
- 11: Siedekapillare (5241) mit NS-Kern 14,5
- 12: 4 Spannfedern
- 13: Thermometer mit NS-Kern 14,5/25, Meßbereich 0-360° C.

Nicht aufgeführte Teile werden nicht mitgeliefert.

Druckschrift: Schott 8238.

8126, 8127

Vakuum-Destillierapparate nach Fürst

Beim Eindampfen von gelösten organischen Substanzen fallen als Rückstände feste kristallisierte bzw. amorphe Kuchen an, oder auch zähe Schmieren, deren Entnahme aus gewöhnlichen Weithalskolben schwierig ist. In dem Vakuum-Verdampfapparat nach Fürst können Rückstände leicht entfernt werden oder im Bechergefäß mit aufgesetztem Trockenkolben (6033) getrocknet werden.


Die Beheizung erfolgt am besten mittels Wasserbad oder auch über offener Flamme mit untergelegtem Asbestdrahtnetz.

Je nach Art der einzudampfenden Lösung verwendet man zur Dichtung der Schliffe entweder zähe Vaseline bzw. Ramsay-Vakuummfett oder ätherfeste Kapsenberg-Schmiere. Für den Planschliff kann man auch Gummiringe als Dichtung benutzen.

8126

Teil

- 1: Becher mit Planschliff 1 Liter
- 2: Glasglocke mit Planschliff und NS-Hülse 29
- 3: Destillieraufsatz mit 2 NS-Kernen 29 und NS-Hülse 19
- 4: Übergangsstück mit Zulauftrichter mit NS-Kern 19 und NS-Hülse 14,5
- 5: Siedekapillare (5241) mit NS-Kern 14,5
- 6: Dimrothkühler mit NS-Hülse 29
- 7: Saugflasche (4214) 1 Liter mit Gummistopfen




8126

8127

Teil

- 1: Becher mit Planschliff 1 Liter
- 2: Glasglocke mit Planschliff und NS-Hülse 29
- 3: Claisen-Destillieraufsatz (5021) mit NS-Kern 29 und NS-Hülsen 19 und 14,5
- 4: Übergangsstück mit Zulauftrichter und NS-Kern 19, NS-Hülse 14,5
- 5: Siedekapillare (5241) mit NS-Kern 14,5

Lit.: H. Fürst, Chem. Fabrik 14, 297 (1941)




8127

Vakuum-Umlauf-Verdampfer

zur schonenden und raschen Eindampfung von Lösungen aller Art (auch unter Kristallabscheidung), Extraktion fester Stoffe, Rückgewinnung von Lösungsmitteln usw.

Wirkungsweise: In einem unter beständigem Zufluß stehenden Heizsystem wird unter Vakuum eine Erhitzung des Lösungsmittels herbeigeführt, dessen verdampfender Anteil in einem Kühler niedergeschlagen, dessen flüssiger Anteil dem Heizsystem wieder zugeführt wird.

Druckschrift: Schott 8593.



8130

Viskos-Verdampfer


zur schonenden Eindampfung zäher Flüssigkeiten

JENA^{er} Rasothermglass

8130

Teil

- 1: Verdampfer mit Hahn, Thermometerstutzen und 2 Normschliffkernen 29
- 2: Kühler mit Hahn und NS-Hülse 29
- 3: Rundkolben (5221), 1 Liter, NS-Hülse
- 4: Rundkolben 2 Liter, NS-Hülse
- 5: Thermometer mit NS 14,5 Meßbereich -10 bis $+130^{\circ}\text{C}$,
- 6: 2 Paar Spannfedern



8130

Druckschrift: Schott 8233 g.

Lösungen, die infolge Zähflüssigkeit im Vakuum-Umlauf-Verdampfer (VUV) nicht mehr eingengt werden können, oder die in einer für den VUV nicht ausreichenden Menge vorliegen, lassen sich im Viskos-Verdampfer (VV) konzentrieren. Je nach Neigung des Verdampfersystems kann die Erhitzungszeit verändert werden.

8103 (früher 5300)


Wasserdestillations-Apparate

mit Birnenkühler nach Femel

Inhalt Liter	1	2	4	6
Normschliff am Hals	29	29	60	60

Stehkolben JENA^{er} Rasothermglas (5217).

23,38 | 40,62
25,01 | 43,72



8103

8105

Wasserdestillations-Apparat

nach Stadler


8105

Teil

- 1: Rundkolben (8110), JENA^{er} Rasothermglas 1,5 L mit NS-Hülse 34,5
- 2: Kühler (8111) mit Bogenstück und Überlaufeinrichtung
- 3: Schutztrichter (8113)
- 4: Pendelhalter (8114) mit Stiftlager

Nicht aufgeführte Teile werden nicht mitgeliefert.

Druckschrift: Schott 8394.



8105

8108

Labor-Bi-Destillations-Apparatzur kontinuierlichen Herstellung von
doppelt destilliertem WasserJENA^{er} Rasothermglas


702,33

8108

Teil

- 1: Kühler mit Rohrverbindingssystem mit 2 NS-Kernen 29 und NS-Kern 14,5
- 2: 2 Rundkolben 2 Liter (5221) mit NS-Hülse 29
- 3: Auslaufstück mit Glocke, NS-Hülse 14,5
- 4: 6 Spannfedern

Druckschrift: Schott 8484 g.




8108

JENA^{er} Normalkolonnen

für fraktionierte Destillation

Die Kolonnensäule besitzt einen innenversilberten Vakuum-Mantel mit Sichtstreifen.

Der neukonstruierte Kolonnenkopf vermeidet die Wiederaufwärmung des Kondensats durch aufsteigende Dämpfe und gestattet die genaue Einstellung und Kontrolle von Rücklauf und Auslauf. Er erlaubt die Verwendung von Stockthermometer und von Einhängethermometer und ist für Vakuumdestillation verwendbar. Die Köpfe werden in zwei Ausführungen erstellt: ohne (8150) und mit (8151) Außenkühlmantel; letztere Ausführung empfiehlt sich für niedrig siedende Stoffe.



8141

8140, 8141

Normalkolonnen

lichte Rohrweite 10 mm

8140: mit Kolonnenaufsatz 8150

8141: mit Kolonnenaufsatz 8151


Teil

- 1: Kolonnensäule (8153), innen versilberter Vakuummantel
lichter Rohrdurchmesser 10 mm, ganze Höhe 910 mm
- 2: Kolonnen-Aufsatz (8150) mit Kühlfinger
oder
Kolonnen-Aufsatz (8151) mit Kühlfinger und Außenkühlmantel
- 3: Dreihals-Rundkolben (5229), 500 ml, mit 3 Paar Häkchen
- 4: Dreihals-Rundkolben (5229), 1 Liter, mit 3 Paar Häkchen
- 5: Thermometer (5030), -10 bis +130° C, K = 185 mm
- 6: Thermometer (5030), -10 bis +130° C, D = 95 mm
- 7: 2 Absaugrohre (8157) mit Hahn für 5229 — 500 ml und 1 Liter
- 8: Hohlstopfen (8158) für Einhängethermometer

Auf Wunsch lieferbar

- 9: Eine Füllung JENA^{er} Glasfüllkörperringe (8159, 8165), siehe S. 134
(Abmessungen sind anzugeben)

Druckschrift: Schott 8234 g.



8150

8151

8145, 8146

Normalkolonnen

lichte Rohrweite 24 mm

8145: mit Kolonnenaufsatz 8150

8146: mit Kolonnenaufsatz 8151


Teil

- 1: Kolonnensäule (8155), innen versilberter Vakuummantel, lichter Rohrdurchmesser 24 mm, ganze Höhe 924 mm
- 2: Kolonnen-Aufsatz (8150) mit Kühlfinger
oder
Kolonnen-Aufsatz (8151), mit Kühlfinger und Außenkühlmantel
- 3: Dreihals-Rundkolben (5229), 2 Liter, mit 3 Paar Häkchen
- 4: Thermometer (5030), Meßbereich -10 bis +130° C, K = 185 mm
- 5: Thermometer (5030), Meßbereich -10 bis +130° C, D = 95 mm
- 6: Absaugrohr (8157) mit Hahn für 5229 — 2 Liter
- 7: Hohlstopfen (8158) für Einhängethermometer

Auf Wunsch lieferbar

- 8: Eine Füllung JENA^{er} Glasfüllkörperringe (8159, 8165), siehe S. 134
(Abmessungen sind anzugeben)

Druckschrift: Schott 8234 g.



8145, 8146

8159, 8165

JENA^{er} Glasfüllkörperringe

extra dünnwandige Ringe aus JENA^{er} Geräteglas 20
für Kolonnen-Füllungen.

8159: mit mattierter Oberfläche

8165: aus Klarglas

Lieferbar in den Abmessungen:

2×2, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, 9×9, 12×12 mm

Auch in anderen Abmessungen lieferbar.

8160

Sprudelbodenkolonne


(Fünffachschuß-Kolonne)

Die Kolonne wird aus fünfbödigen Teilkörpern („Schüssen“)
zu beliebiger Höhe zusammengestellt.

Kern und Hülse NS 60/46

Höhe ca. mm 340

Durchmesser (ohne Überlaufbogen) mm 60



8160

8300


Kurzweg-Destillationsapparatur

nach Utzinger


In einer unter Hochvakuum stehenden Apparatur wird die
aus einem Beschickungskolben auf eine Heizrinne aufgegebene
und darauf langsam abfließende Substanz erwärmt. Die zur
Verdampfung gebrachten Anteile kondensieren an der Wan-
dung, von der sie in eine Vorlage abfließen, während der nicht
verdampfte Anteil von der Rinne in eine andere Vorlage ab-
fließt.

Vorentgasung und eigentliche Kurzweg-Destillation wer-
den in zwei getrennten Apparaturen durchgeführt, zumal
diese beiden Arbeitsgänge häufig voneinander abweichende
Zeitspannen erfordern.

Druckschrift: Schott 8239 g.



Vorentgaser (1:11)

JENA^{er} Kurzweg-Destillationsapparatur (1:12)

8059

Wasserstrahlpumpe

Endvakuum günstigenfalls 16 Torr
Wasserverbrauch ca. 600 l/h



8059

8340

JENA^{er} Schenkelmanometer

aus KPG-Rohr

mit Skala montiert auf Wandbrett.

Ganze Höhe mm 1140
Breite mm 190

Das JENA^{er} Schenkelmanometer erlaubt eine direkte fehlerfreie Ablesung von Unterdrücken und auch von kleinen Überdrücken. Für etwaiges Übertreten der Quecksilberfüllung (z. B. durch plötzlich auftretende Sogwirkung hervorgerufen) ist ein Überlaufänger vorgesehen. Das Gerät ist mit Einfüllstutzen und Filterkugel und einer Millimeterskala auf Mattglasscheibe ausgestattet. Erforderliche Quecksilbermenge etwa 1100 g. Das Gerät ist komplett montiert mit Quecksilberfüllung lieferbar.

Druckschrift: Schott 8545 g.



8340

8342

Vakoskop nach Gaede


mit NS-Kern 14,5

Als verkürztes Barometer und als Kompressionsmanometer verwendbar.

Meßbereich: 35—0,01 Torr.

Die genaue Menge einzufüllendes Quecksilber ist auf jedem
Gerät angegeben.

Erforderliche Quecksilbermenge etwa 150 g.



8342

8341


Manometer nach Brunner

mit NS-Kern 14,5

Meßbereich: 10—0,0001 Torr.

Die genaue Menge einzufüllendes Quecksilber ist auf jedem Gerät angegeben.

Erforderliche Quecksilbermenge ca. 500 g.



8341

6420

Belüftungsapparate

für Hefekulturen

Inhalt: ml 800 Liter 1,5 6,8 25 40


6420

Teil

- 1: Belüftungsgefäß
- 2: Pfeife (Krümmer)
- 3: Belüftungsrohr
- 4: Röhrchen
- 5: Glaskappe (4105)
- 6: Filterplatte (G 1 Rand) verschmolzen
- 7: Kugelkupplung NW 40 mm mit 2 Dichtungsringen

Lit.: A. G. Kluyver, H. G. I. Donker und F. Visser t'Hooft,
Biochem. Zeitschr. 161, 361 (1925)

R. Bernhauer und E. Riedl-Tumonvá, Biochem. Zeitschr.
320, 466 (1950)




6420

6040, 6041, 6042, 6043

UV-Reaktionsgeräte

Röhrensysteme zur kontinuierlichen Durchführung chemischer Reaktionen unter Ultraviolett-Strahlung; auch unter gleichzeitiger Anwendung von Kühlung bzw. Erhitzung und unter Begasung des Reaktionsgutes. Die zur Bestrahlung dienenden Lampen werden in den innersten aus UV-durchlässigem JENA^{er} Uviolglas angefertigten Zylinder eingehängt.



- 6040: mit Kühl- bzw. Heizmantel, jedoch ohne Begasungsfritte und ohne Schaumkugeln.
 6041: mit Begasungsfritte, Zulauf- und Auslaufhahn und einem weiteren Hahn für Gasabzug oder Anschalten eines weiteren Reaktionsgerätes.
 6042: ohne Kühl- bzw. Heizmantel, jedoch mit Entschäumungskugel und Gasabzugshahn, mit Begasungsfritte und doppeltem Zulaufhahn.
 6043: mit Kühl- bzw. Heizmantel und Begasungsfritte, kleiner Entschäumungskugel und mit Abzug- bzw. Anschalzhahn. Der Kühlmantel umschließt vollständig den Reaktionsraum.

Passende UV-Lampen aus JENA^{er} Uviolglas lieferbar.

Druckschrift: Schott 8235 g.

JENA^{er} Glaselektroden für pH-Messung

Die Glaselektroden finden in steigendem Maße Verwendung für potentiometrische Titrations und für elektrometrische pH-Messung sowohl im Laboratorium als auch im Betrieb. Die Überlegenheit der Glaselektrode über die Platinwasserstoff- und Chinhydronelektrode beruht auf ihrer Unempfindlichkeit gegenüber oxydierenden und reduzierenden Stoffen. Substanzen, die als Elektrodengifte wirken können, wie Eiweißstoffe und Schwermetallsalze, sind ohne oder von kaum meßbarem Einfluß auf die Potentialbildung. Die Glaselektrode zeigt in weiten pH-Bereichen eine reine Wasserstofffunktion, und die Potentialbildung erfolgt dort linear im Sinne der Nernst'schen Beziehung

$$(E = \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln \frac{C_1}{C_2}) \quad [V] \text{ bzw. } E = 57,7 \cdot \text{pH} \text{ [mV]} \text{ bezogen}$$

auf die Normal-Wasserstoffelektrode und auf 18° C) mit einer Änderung von $\frac{\Delta E}{\Delta \text{pH}} = K = 57,7 \text{ mV pro pH-Einheit bei } 18^\circ \text{C.}$ Das

Potential an der Elektrodenmembran stellt sich fast augenblicklich ein, im Gegensatz zu den meisten Edelmetallelektroden. Die Änderung des Membranpotentials pro pH-Einheit liegt für 18° C bei allen normalen Ausführungen nicht unter 56 mV. Dieser Wert der Potentialfunktion K, ausgedrückt durch den absoluten Zahlen-

wert des Quotienten $\frac{\Delta E}{\Delta \text{pH}}$, wird von den aus niederohmigem Glas

hergestellten Glaselektroden im pH-Bereich von 1–10 und von den aus hochohmigem Glas von 1–11 bis zu Temperaturen von etwa 40° C bzw. 50° C eingehalten. Kurzzeitige Verwendung der Elektroden im stärker alkalischen Gebiet ist möglich, sofern keine spontane chemische Einwirkung der zu untersuchenden Lösung auf die Elektrodenmembran erfolgt. Im stärker alkalischen Gebiet ist jedoch die Linearität der Potentialfunktion nicht mehr gewahrt, und zwar nimmt die Änderung $\frac{\Delta E}{\Delta \text{pH}}$ gegenüber dem linearen Verlauf kleinere Werte an. Diese Abweichungen sind aber bis etwa 12 pH reproduzierbar und können daher durch vorausgehende Eichung berücksichtigt werden. Eine Erhöhung der Meßtemperatur über das oben angegebene Maß hinaus wirkt gleichfalls im Sinne eines erhöhten chemischen Angriffs auf die Elektrodenmembran.


Sämtliche Glaselektrodentypen müssen vor ihrer Verwendung zur pH-Messung einem Quellungsprozeß in dest. Wasser unterzogen werden. Zur Erhaltung der Meßfähigkeit muß der Membranteil einer einmal gequollenen Glaselektrode, auch bei Nichtgebrauch, stets in dest. Wasser aufbewahrt werden. Als günstigste Ableitungselektroden für das Membranpotential kommen in Betracht: die gesättigte Kalomel-Elektrode, die Silberchlorid-Elektrode und die Chinhydronelektrode.

Die leichte Zerbrechlichkeit dünnwandiger Glaselektroden wurde in Jena durch die Entwicklung neuer stabiler Typen beseitigt.

Diese neuen stabilen Ausführungsformen unserer Glaselektroden sind vor allen Dingen für Industrie und Technik besonders geeignet. Sie können überall dort mit Erfolg eingesetzt werden, wo eine höhere mechanische Festigkeit Voraussetzung ist.

Druckschrift: Schott 8440 g.

*) R = Allgemeine Gaskonstante; T = Absolute Temperatur in °K; F = 96 490 Coulomb.
 C₁, C₂ = Wasserstoffionen-Konzentration der beiden Lösungen.



9330

JENA^{er} GLAS

JENA^{er} Kölbchen-Elektroden

Abkürzungen: N = niederohmiges Membranglas, Anwendungsbereich von 0–10 pH und bis 40° C.

H = hochohmiges Membranglas, Anwendungsbereich von 0–11 pH und bis 50° C.

Die Zahlenangaben in MΩ beziehen sich auf den Membranwiderstand bei 20° C (Kennwiderstand).

Ausführungsform	30 mm Kölbchenelektroden				20 mm Kölbchenelektroden			
	N	Nr.	H	Nr.	N	Nr.	H	Nr.
a) ungefüllt		9280		9290		9300		9310
b) meßfertig mit Platinableitungselektrode		9281		9291		9301		9311
c) meßfertig mit AgCl-Ableitungselektrode		9282		9292		9302		9312
d) meßfertig mit Kalomelableitungselektrode		9283	7	9293	0,6	9303	14	9313
e) stabile Form, meßfertig wie c)	0,3	9284	bis	9294	bis	9304	bis	9314
f) stabile Form, meßfertig wie d)	bis	9285	10	9295	bis	9305	18	9315
g) stabile Form ungefüllt	0,6	9286	MΩ	9296	0,9	9306	MΩ	9316
h) JENA ^{er} Einstabmeßkette, meßfertig mit Pt-Ableitungs- und Kalomel-Bezugselektroden, Kölbchen auswechselbar		9287		9297		9307		9317
i) ungefülltes Ersatzkölbchen zu h)		9287 ^e		9297 ^e		9307 ^e		9317 ^e
k) wie b) aber mit metallischer AgCl-Ableitungselektrode		9288		9298		9308		9318

Ausführungsform	10 mm Kölbchenelektroden				Bemerkungen
	N	Nr.	H	Nr.	
a) ungefüllt		9320		—	
b) meßfertig mit Platinableitungselektrode		9321		9330	elektrisch isoliert und abgeschirmt
c) meßfertig mit AgCl-Ableitungselektrode		9322	70	—	
d) meßfertig mit Kalomelableitungselektrode	3	9323	bis	—	
e) JENA ^{er} Einstabmeßkette, meßfertig mit Pt-Ableitungs- und Kalomel-Bezugselektroden, Kölbchen auswechselbar	bis	9324	100	9331	elektrisch isoliert und abgeschirmt, Kölbchen auswechselbar, Nr. 9332 wie 9331, aber Kölbchen nicht auswechselbar
f) ungefülltes Ersatzkölbchen zu e)	5	9324 ^e	MΩ	9331 ^e	
h) wie b) aber mit metallischer AgCl-Ableitungselektrode	MΩ	9325		9333	


9334

JENA^{er} Hochtemperaturelektrode

elektrisch isoliert und abgeschirmt wie 9330

Widerstand bei 60° C ca. 100 MΩ, Arbeitstemperatur 35–100° C.

JENA^{er} GLAS



9281
9291

9301
9311

9322/23

9304/05
9314/15

9341
9351


9361
9371

JENA^{er} Stab- und Nadel-Elektroden

Ausführungsform	Stabelektroden l = 40 mm Ø = 10 mm				Nadelelektroden l = 50 mm Ø = 3 mm			
	N	Nr.	H	Nr.	N	Nr.	H	Nr.
a) ungefüllt		9340		9350		9360		9370
b) meßfertig mit Platinableitungselektrode		9341		9351	3	9361	ca. 60	9371
c) meßfertig mit Silberchlorid-ableitungs-Elektrode	0,6	9342	14	9352	bis	—	MΩ	—
d) meßfertig mit Kalomelableitungs-Elektrode	bis	9343	MΩ	9353	5	—	—	—
e) wie b) aber mit metallischer AgCl-Ableitung	1,1	9344		9354	MΩ	9362		9372


Elektrolytischer Heber 9442 s. Seite 92

JENA^{er} Hilfs- und Bezugs-Elektroden



9401
9410

- 9401: meßfertige gesättigte Kalomelbezugselektrode
 9410: meßfertige gesättigte Silberchloridbezugselektrode
 9412: metall. Ag/AgCl-Ableitungselektrode
 9417: Chinhydronelektrode
 9421: Platinwasserstoffelektrode für Flüssigkeitsmengen bis 0,1 ml



9440, 9441
Leitfähigkeitsgefäß
 mit NS 34,5/15

- 9440: mit offenem Aufsatz
 9441: mit geschlossenem Aufsatz

Inhalt ml 30 100 200

JENA^{er} Meßketten

9479

JENA^{er} Glaselektrodenmeßkette 53

bestehend aus

9457b: pH-Meßgefäß

5

9454: Stativ

2


9301: Glaselektrode

9458b: Elektrodenstutzglocke und

3

9422: aufschraubbarer Kalomelbezugselektrode

Andere Ausführungen siehe Druckschrift: Schott 8440 g.
 Bei Einzelbestellung von Meßgefäß oder Stutzglocke ist der Durchmesser der vorhandenen Glaselektrode anzugeben.



9479

9287, 9297,
 9307, 9317, 9324, 9331, 9332

JENA^{er} Einstabmeßketten

Auch Sonderausführungen mit Schutzglocke und Normschliff (s. Abb.) sowie mit Glasgewinde.



9324

9495

JENA^{er} Glaselektroden- Meßkette

für kleine Mengen (ca. 0,5 ml),

Meßgefäß mit aufgeschraubter Kalomelbezugselektrode 9422, Kölbchenelektrode 9321 mit Schutzglocke und Gummiring, Schutztrichter, Ablaufrohr und Glasstativ 9454.



9495

9482

JENA^{er}**Labor-Durchflußmeßgefäß**zur p_H -Messung von strömenden Flüssigkeiten.Einstabmeßkette 9317 mit NS 24/30,
Glasstativ 9454

9482


9480

JENA^{er} Industrie-Durchflußmeßkette

wasserdicht verflanscht

Ausgestattet mit:

- eingeschraubter abgeschirmter Glaselektrode (9330) und
- eingeschraubter Kalomelbezugselektrode (9334).




9480

9483

JENA^{er} Industrie-Tauchmeßkettezur p_H -Messung in Kesseln und unter Wasser.

An dem Ansatz der Glocke kann für die Führung der Ableitung ein Gummischlauch angesetzt oder ein Glasstab angeschmolzen werden.



9483

Druckschrift: Schott 8440 g.

JENA^{er} Präzisions-Glasrohre KPG

7700, 7701, 7702

JENA^{er} KPG-Rohre

KPG-Rohre sind Klarglas-Rohre mit genauester lichter Weite. Die Genauigkeit der verschiedenen Quer- und Längsschnitte ist abhängig von der Querschnittsform, von dem Maß der lichten Weite, von der Länge u. a. Sie beträgt im allgemeinen $\pm 0,01$ mm; in Sonderfällen und bei kurzen Rohrstücken $\pm 0,001$ mm.

7700: zylindrisch, 7701: konisch, 7702: vierkant

Druckschrift: Schott 6969g.

Weitere KPG-Erzeugnisse siehe Seiten 47, 102, 103, 136.

JENA^{er} KPG-Rührwerke

sind Präzisionsrührwerke aus JENA^{er} Sonderglas. Das Arbeitsgut kommt nur mit chemisch und thermisch widerstandsfähigem Glas in Berührung.


Die Glaslagerung ist mit großer Genauigkeit gearbeitet. Als Lagerhülse wird ein KPG-Rohr mit genauer, stets gleicher lichten Weite und feuergelagerter Innenfläche verwendet. Die Welle ist ein genau rund geschliffenes und sorgfältig poliertes Glasrohr. Genauigkeit und Gleichmäßigkeit der Bearbeitung sichern ruhigen Lauf, geringe Abnutzung und Austauschbarkeit von Welle und Hülse, Vorteile, welche die Verwendung des KPG-Rührwerkes schon für Rührarbeiten einfachster Art lohnend machen.

Bei schwierigen Rührarbeiten, die eine einwandfreie Abdichtung des Rührgefäßinhaltes erfordern, genügt wegen des sehr kleinen Lager-spieles als Abdichtung schon die Schmierung der Welle mit zähem Schmiermittel. Sie ist der mit dem üblichen (oft unbequemen und gesundheitlich nicht immer unbedenklichen) Quecksilberverschluß erreichbaren Abdichtung überlegen.

Das KPG-Rührwerk wird in drei Größen geliefert: mit **10 mm** Wellendurchmesser für einfache Laborarbeiten, zumal auch für JENA^{er} Sulfierkolben, mit **16 oder 30 mm** Wellendurchmesser für Rührarbeiten in unseren bekannten JENA^{er} Hänge- und Reaktions-Gefäßen.

JENA^{er} KPG-Lager werden eingebaut in unsere Labor-motoren (s.S. 101) und Laborumlaufpumpen (s.S. 102).

Druckschrift: Schott 8177g.



Technische Anlagen aus JENA^{er} GLAS

Vollständige technische Anlagen und Apparaturen für die chemische, pharmazeutische, Nahrungs- und Genußmittel-Industrie aus flanschverbundenen Bauteilen:

klardurchsichtig, völlig geruchs- und geschmacksfrei, leicht zu reinigen, einfach und sicher zu montieren.

Rohrleitungen NW 15, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200

Geradlängen, Krümmer, Bogen, S- und T-Stücke, Übergangsstücke, Anschlußstücke, Zwischenstücke, Blindflansche, außerdem Geradlängen NW 250, 300, 400.

Genormte Baulängen und Formstücke, s. Normblätter Schott

Behälter, Inhalt: Liter 100, 150

Ausführung und Ausstattung auf Anfrage.

Hängegefäße, Inhalt: Liter 16, 32, 50, 80

auch mit Stützen lieferbar.

Reaktionsgefäße, Inhalt: Liter 20, 32, 50, 80

Für beide Gefäß-Formen verflanschbare Deckelplatten verschiedener Ausführungen, Rohrschlangen für Wärmeaustausch, KPG-Rührwerke, Gaseinleitrohre, Filtereinrichtungen

Druckschrift: Schott 8177.

Glasautoklaven, Inhalt: Liter 0,2, 1, 1,5, 2, 2,5, 3

Wärmeaustauscher, verflanschbar m. Rohrleitungen

NW 100: Wärmeaustauschfläche 0,3 und 0,6 m²


NW 150: Wärmeaustauschfläche 0,8 und 1,6 m²

Größere Abmessungen auf Anfrage.

Hähne

Durchgangs-Hähne } NW 15, 25, 32, 40, 50
Auslauf-Hähne }

Sonderanfertigungen technischer Anlagen nach Zeichnungen und Skizzen.



JENA^{er} technische Anlagen
in der chemischen und pharmazeutischen Industrie

JENA^{er} GLAS

7500—7506

JENA^{er} Wasserdestillations-Anlagen

für Kathodenbeheizung, Leistung: l/h 8, 20, 30, 60

für Dampfbeheizung, Leistung: l/h 60


Druckschrift: Schott 8277g.

Für besonders hohe Ansprüche an das Destillat liefern wir:

Wasserdestillations-Anlagen als **Mono-** und als **Bi-dest**-Anlagen mit elektrischer Tauchheizung, Leistung: 8 l/h.

Druckschriften: Schott 2235, 2236.

Bis auf weiteres nicht mehr lieferbar!



7500—7506



JENA^{er} Kolonnen für Destillation und Rektifikation

Röhren aus JENA^{er} Sonder-Gläsern

JENA^{er} Röhren für das Laboratorium

4900

Röhren aus JENA^{er} Geräteglas 20

(Schutzzeichen: ein schwarzer Längstreifen).

Länge cm 140 140 140
 Außendurchmesser mm 5–12 üb. 12–25 üb. 25–35
 Mit schwacher oder kräftiger Wandung lieferbar.

4901

Röhren aus JENA^{er} Supremaxglas

(Verbrennungsrohre)

Besonders schwer schmelzbar; es ist vorteilhaft,
 ein Luft-Sauerstoffgemisch beim Verarbeiten mit
 der Gebläselampe zu verwenden

(kein Streifen)

Länge cm 200 200 200
 Außendurchmesser mm 5–12 üb. 12–25 üb. 25–35
 Wandung etwa $\frac{1}{8}$ bis $\frac{1}{10}$ des Durchmessers.
 Auch dünnwandig lieferbar.

4903

Röhren aus JENA^{er} Durobaxglas

(Schutzzeichen: ein schwarzer Längstreifen).

Länge cm 200 200 200
 Außendurchmesser mm 5–12 üb. 12–25 üb. 25–35

4904

Röhren aus JENA^{er} Rasothermglas

(kein Streifen)

Länge cm 140 140 140
 Außendurchmesser mm 5–12 üb. 12–25 üb. 25–35

JENA^{er} Röhren für Thermometer

JENA^{er} Normal-Thermometerglas 16^{III}

für eichfähige Thermometer bis 450° C; Depressionskonstante 0,04.

(Schutzzeichen: ein roter Längstreifen)

JENA^{er} Thermometerglas 2954^{III}

für eichfähige Thermometer bis 535° C; Depressionskonstante <0,015.

(Schutzzeichen: ein schwarzer Längstreifen)

JENA^{er} Supremaxglas

für eichfähige Thermometer bis 625° C; Depressionskonstante 0,01.

JENA^{er} Röhren für Ampullen und Fläschchen

Vor der Lampe und mit Maschinen verarbeitbares Sonderglas von geringer Lösungsalkalität

JENA^{er} Fiolaxglas „klar“

(Schutzzeichen: ein schwarzer Längstreifen)

JENA^{er} Fiolaxglas „braun“

(Schutzzeichen: ein blauer Längstreifen)

JENA^{er} Röhren für Wasserstandsbeobachtung

hochwiderstandsfähig gegen Kesselspeisewasser und Dampfdruck bis 31 Atü;
 auch nach längerem Gebrauch kein Mattwerden der Innenfläche.

JENA^{er} Durobaxglas

(Schutzzeichen: ein schwarzer Längstreifen)

JENA^{er} Maxosplatten

Reflexionsgläser von größter Haltbarkeit gegen Kesselspeisewasser und von hoher Temperaturwechselbeständigkeit; belastbar bis 40 Atü.

JENA^{er} Sondergläser für die Elektro- und Vakuum-Technik:

JENA^{er} Gleichrichterkolben

für Quecksilberdampf-Gleichrichter
Belastung bis 500 Amp. bei 650 V.

In Sonderfällen auch für höhere Spannung und mit Gittersteuerung lieferbar.
Druckschrift: Schott 8692.

JENA^{er} Einschmelzgläser

für vakuumdichte Einschmelzungen von Metall und keramischen Werkstoffen zur
Anfertigung von Röntgenröhren und dergleichen.

Druckschrift: Schott 8770.

JENA^{er} Glasdurchführungen

Vakuumdichte Glas-Metall-Verschmelzungen für den Kondensatoren- und Klein-
transformatorenbau.

JENA^{er} Quecksilberdampf-Lampen

mit oder ohne gesteigerte UV-Durchlässigkeit für Kopier-, Beleuchtungs- und
Bestrahlungszwecke.

Hochdrucklampen nach von Hippel für optische Apparate mit spaltförmiger Lichtquelle zwecks größerer Flächen-
helligkeit. Lieferbar mit Glas- oder Quarzbrenner; anschlussfertig für 110 oder 220 V.

Auch mit FarbfILTERgläsern zur Ausblendung bestimmter Linien lieferbar.

Druckschrift: Schott 8690, 8691.

JENA^{er} Zwischengläser

zur Herstellung von Schmelzverbindungen zwischen Gläsern verschiedener Aus-
dehnung: von Quarz bis Thüringer Glas.

Auch in Form von fertigen Verbindungsstücken lieferbar.

Druckschrift: Schott 8770.

JENA^{er} Verbindungsstücke

Die JENA^{er} Verbindungsstücke erlauben Gläser miteinander zu verschmelzen, die eine direkte Verschmelzung
infolge ihrer verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten nicht zulassen. Die Verbindungsstücke bestehen aus einer
Reihe von Zwischengläsern; die Endstücke bestehen aus Glasarten, die miteinander verbunden werden sollen.
Infolge der in der Natur der Sache liegenden unvermeidlichen Spannungen kann keine Gewähr für die Haltbarkeit
übernommen werden. Beim Anschmelzen der Verbindungsstücke ist eine Erhitzung der Zwischengläser selbst
zu vermeiden.

Lieferbar in Röhrenform der Größenordnungen von 5 bis 30 mm Durchmesser, ca. 200 mm Länge, 1 mm Wandung.



Ausführungen:

Quarzglas — JENA^{er} Duranglas

Quarzglas — JENA^{er} Geräteglas 20

Quarzglas — Thüringer Glas

JENA^{er} Duranglas — Thüringer Glas

JENA^{er} Geräteglas 20 — Thüringer Glas

Auch Verbindungsstücke für Gläser anderer Ausdehnung lieferbar.

Druckschrift: Schott 8770.

JENA^{er} Optische Gläser:JENA^{er} Optisches Rohglas

Platten, Rundscheiben, Prismen, Preßlinge

Druckschrift: Schott 8686.

JENA^{er} Farbfilter-Gläser

zur Ausfilterung breiter und schmaler Wellenlängenbereiche:

Farbfilter für Fotografie,
Farbtemperatur verändernde Filter,
Genormte Augenschutzgläser (Schweißergläser),
Monochromatfilter als Farbglass-Kombinationen.

Druckschrift: Schott 8040g.

JENA^{er} Metallinterferenzfilter

Linienfilter zur Aussonderung schmalster Spektralbereiche;
z. Z. lieferbar für das Gebiet von 350 bis 1100 m μ

Druckschrift: Schott 8675.

JENA^{er} Tempax-Tafelglas

Klarglas von hoher thermischer und chemischer Widerstandsfähigkeit für Verschlusscheiben für Backöfen, für Transparente vor heißen Lampen u. dgl.
Auch als Tempax-Farbglass und Tempax-Milchglas lieferbar.

Druckschrift: Schott 8093.

JENA^{er} Silibor-QuarzglasJENA^{er} Silibor-Quarzglas für optische Zwecke

Geringe Ausdehnung, hohe UV-Durchlässigkeit, beste optische Beschaffenheit.

JENA^{er} Silibor-Quarzglas für technische Zwecke

Gerätéglass mit höchster thermischer Belastbarkeit und Wechselbeständigkeit.

JENA^{er} Silibor-Farbglass

ein Quarzglas mit höchster thermischer Wechselbeständigkeit.

JENA^{er} Silibor-Verlauffilter

farbige Planplatten anstelle farbiger Keile.

Sach-Verzeichnis

A	Seite		Seite
Abdampfschalen	16	Engler-Kolben	32
Acetylierungskolben	64	Erlenmeyer-Kolben	18
Ammoniak-Bestimmungsapparate	112, 113	Erlenmeyer-Kolben NS	62
Analysentrichter	87	Erlenmeyer-Meßkolben	39
Anaerobengefäß	124	Exsikkatoren	125, 126
Aqua-dest-Apparat (Femel)	130	Extraktoren	118, 119, 120, 121
Aqua-dest-Apparat (Stadler)	130		
Arsenbestimmungsröhrchen	106	F	
Arzneiflaschen	57	Farbfilter-Gläser	154
Autoklaven	146	Färbebecher	15
		Filterzylinder	96
B		Filtrationsgeräte	99, 100
Baseler Schliffkolben	27	Filtrationsglocken	90
Bechergläser	15	Flaschen	55—58
Begasungsfilter	95	Flaschen mit Mattschild	58
Begasungsfilterkerzen	95	Flüssigkeitsaufnahme-Bestimmer	108
Begasungsröhrchen	94	Fraktionierkolben	32
Belüftungsapparate	137		
Bombenrohre	106	G	
Büchner-Trichter	88	Gasfilter	94
Bügelverschluß-Flaschen (Harste) ..	57	Gaswaschflaschen	96
Büretten	46, 47	Glasautoklaven	146
		Glasdurchführungen	152
C		Glaselektroden	139—144
Claisen-Destillieraufsätze NS ..	72, 73	Glasfiltereinsätze	84
Claisen-Destillierkolben	33, 34	Glasfiltergeräte Mikro	97, 98
Claisen-Destillierkolben NS	66	Glasfilterkerzen	84
Claisen-Säbelkolben	35	Glasfilternutschen	88, 89, 90, 91
		Glasfilterplatten	83
D		Glasfiltertiegel	85
Darmstädter Apparat	110	Glasfiltertrichter	89
Deckelstopfen	78	Glasfüllkörperperringe	134
Dekokten-Apparate	119	Glaskappen	28
Destillieraufsätze NS	71, 72	Gleichrichterkolben	152
Diaphragmascheiben	84	Goldkochkölben	25
Diasolysator	123	Guko-Dichtungen	87
Diffusionsmeßfilter	95	Gummimanschetten	86
Dimroth-Kühler NS	75		
Doppelküken-Dreiweghähne	60	H	
Doppelspiralkühler NS	75	Hähne	59, 146
Dreihals-Rundkolben	26	Heizgranaten	107
Dreihals-Rundkolben NS	65	Hohlstopfen	78
Dreihals-Sulfierkolben	26		
Dreiweghähne	59	J	
Druckfilter	91, 92	Jodzählkolben	19
E		K	
Einschmelzgläser	152	Kaltextraktor	118
Eintauchnutschen	91	Kantkolben	19
Einweghähne	59	Kappenflaschen (Budde)	56
Elektrolytischer Heber	92	Kappenschliff-Flaschen	56
Elektro-Schnelldialysator	122	Kassiakolben	25
Enghals-Meßkolben	41	Kegelschliffstücke NS	61
		Kjeldahl-Kolben	25

JENA[®] GLAS

	Seite
Kniestücke	68, 69
Kolorimeter-Küvetten	51
Kolorimeter-Rohre	53
Kopfstücke	70
KPG-Büretten	47
KPG-Rohre	145
KPG-Rührwerke	145
Kragen-Erlenmeyerkolben	19
Kristallisierschalen	16
Kropf-Destillierkolben	33
Kropfhals-Meßkolben	40
Krümmen	70, 71
Kugelhühler	38
Kugelhühler mit NS	74
Kulturkolben	30, 31
Kulturröhrchen	49
Kurzhals-Rundkolben	23
„ -Stehkolben	21
Kurzweg-Destillationsapparatur	135
Kühlermäntel („Schweinchen“)	37
Küvetten	51, 52

L

Labor-Bi-Destillationsapparat	131
Labormotoren	101
Labor-Umlaufpumpen	102
Langhals-Rundkolben	23
Lederprüfgerät	110
Liebig-Kühler	38
Liebig-Kühler NS	73
Luftbad	104

M

Manometer	136, 137
Mattschildbeschriftung	58
Meßflaschen	41
Meßkolben	39—42
Meßpipetten	45
Meßzylinder	43
Metallinterferenzfilter	154
Metallkappen	29
Mikro-Verbrennungsrohre	106
Mischzylinder	44

N

Nährbodenflaschen	28, 29
Normschliff-Apparateteile	68, 69, 70, 71
Normalkolonnen	132, 133

O

Optische Gläser	154
Oxydationskolben	26

P

Pasteur-Kolben	31
Perforatoren	114, 115, 116, 117
Petrischalen	17
Petrischalenbüchse	17

	Seite
Philips-Becher	17
Pipettenbüchsen	45
Planschliffbecher	27

Q

Quarzfilteriegel	85
Quecksilberdampfampfen	152
Quecksilberfilter	93
Quecksilber-Rückschlagventile	93

R

Reagenzgläser	49
Röhren	150, 151
Rundkolben NS	63
Rückflußkühler (Kugelhühler)	38

S

Saugflaschen	53, 54, 67
Saybolt-Kolben	33
Säbelkolben	35
Siedekapillaren	36, 78
Siedepunktbestimmer	105
Spinne	37
Spiralkühler	74
Spritzflaschen	22, 63
Sprudelbodenkolonne	134
Sulfierkolben	24
Sulfierkolben NS	65

Sch

Schenkelmanometer	136
Schmelzpunktbestimmer	105
Schwefel- und Halogen-Bestimmungsgsapparat	111
Schwelretorte	27

St

Stabkapillaren	36, 78
Stehkolben	20, 21, 22
Stehkolben NS	62
Steilbrustflaschen	55
Stockthermometer	36
Stockthermometer NS	76
Stutzenflaschen	67

T

Technische Anlagen	146
Tempax-Tafelglas	154
Titrierkolben	20
Trichter	86, 87
Trockenpistole	124
Tropfflaschen	58
Tropftrichter	77
Tüpfelplatte	48

U

Übergangsstücke	68
Uhrglasschalen	16
U-Rohre	70

JENA[®] GLAS

V

	Seite
UV-Reaktionsgeräte	138
Vakoskop	136
Vakuum-Destillierapparate	128
Vakuum-Exsikkatoren	125, 126
Vakuum-Umlauf-Verdampfer	129
Vakuum-Verdampfungsapparate	126, 127
Verbindungsstücke	153
Verbrennungsrohre	106
Verseifungskolben	64
Vibra-Gerät	102
Viskosimeter	103
Viskos-Verdampfer	129
Volhard-Rohr	106
Vollpipetten	44
Vorlage	69
Vorstöße	86

W

	Seite
Walter-Kolben	24
Wasserbäder	104, 105
Wasserbestimmungsapparate	109
Wasserdestillationsanlagen	148
Wasserdestillationsapparate	130, 131
Wasserstrahlluftpumpe	136
Wägeggläser	48
Weithals-Meßkolben	42
Weithals-Rundkolben	24
Wellrohrkühler	75
Winkelstücke	69

Z

Zentrifugengläser	50
Zweihals-Rundkolben	64
Zweiweghähne	59
Zwischengläser	153
Zwischenstücke	68

Namenregister

	Seite
Allihn	38, 74, 90
Baader	20
Bommer	27
Brintzinger	122
Brunner	137
Büchner	88
Budde	56
Carius	106
Carrel	52
Claisen	33, 34, 35, 66, 72, 73
Dieterle	92
Dimroth	75
Emich	98
Engler	32
Enslin	108
Erlenmeyer	39
Feigl	48
Femel	130
Fernbach	30
Fresenius	112
Freye	20
Fürst	128
Gaede	136
Grabar	92
Grote	111
Haanen	119
Harste	57
Herfeld	110
Kapsenberg	29, 100
Kjeldahl	25
Kohlrausch	40
Kolle	31
Kölliker	96
Krekeler	111
Liebig	38, 72, 73
Parnas	98, 112, 113
Pasteur	31
Philips	17
Pregl	97, 98, 106
Prjanischnikow	109
Reuter	98, 107
Roux	30
Rupp	126
Saybolt	33
Sligh	26
Soxhlet	118
Schmidt	108
Schöbel	98, 107
Stadler	130
Stohmann	41
Thiele	105
Ubrig	126
Utzinger	135
Ubbelohde	103
Volhard	106
Wagner	112, 113
Walter	24

Nummern-Verzeichnis

Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite
1	85	58	84	211	83
1 b	85	59	84	212	83
1 b B.	85	60	84	213	83
2	85	63	97	225	89
3	88	80	91	226	89
6	93	83	96	302	95
7	93, 94	84	93	303	95
8	91	91	98	304	95
10	85	91 B	98	305	95
10 B	85	101	96	311	89
11	88	102	84	317	89
12	97	103	84	325	89
15	90	104	84	368	92
17	88	105	84	444	94
19	86	106	83	4001	15
19 c	86	108	83	4003	27
19 d	86	109	98	4006	22
22	91	113	84	4015	27
25	88	116	90	4020	26
26	88	117	90	4030	24
30	97	119	90	4031	26
30 B	97	120	90	4040	24
32	86	131	83	4042	25
33	94	132	83	4050	59
34	94	133	94	4055	59
35	92	134	94	4060	33
36	91	135	94	4061	35
37	91	136	95	4062	32
38	84	137	95	4063	33
39	89	138	94	4064	35
40	91	142	96	4065	35
41	91	143	96	4066	34
43	91	144	96	4067	34
44	94	145	96	4068	33
45	94	151	88	4069	34
47	86	152	88	4070	59
48	86	154	97	4075	60
49	86	169	96	4080	31
50	86	172	96	4089	27
51	89	204	94	4091	19
53	95	206	83	4092	19
56	95	208	83	4096	19
57	84	210	83	4100	20

Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite
4102	20	4237	88	4372	53
4103	17	4238	88	4400	38
4104	45	4239	88	4401	38
4105	28	4250	50	4404	37
4109	29	4251	50	4405	38
4110	26	4252	50	4406	37
4111	28	4253	49	4407	37
4118	29	4254	49	4411	41
4120	30	4265	52	4431	37
4121	30	4270	52	4432	37
4125	30	4273	52	4442	36
4126	30	4276	52	4443	36
4130	30	4280	48	4444	36
4136	31	4285	52	4445	36
4140	29	4300	44	4446	36
4141	29	4301	20	4447	36
4142	40	4303	21	4448	36
4144	39	4304	23	4449	36
4145	39	4305	23	4503	22
4146	40	4306	24	4506	21
4147	25	4308	45	4511	41
4148	41	4309	41	4514	18
4165	51	4310	46	4537	42
4166	51	4311	46	4611	41
4170	55	4312	46	4637	42
4171	51	4313	25	4811	36
4172	51	4314	18	4899	87
4173	51	4315	15	4900	150
4175	56	4316	15	4901	150
4176	57	4317	17	4903	150
4177	57	4318	17	4904	150
4178	57	4322	32	4925	106
4180	56	4323	16	5001	70
4195	58	4324	16	5002	70
4198	28	4325	16	5003	70
4200	53	4326	55	5004	71
4201	54	4327	43	5005	71
4202	54	4328	49	5006	71
4210	17	4336	42	5007	71
4214	53	4337	42	5008	69
4220	87	4344	86	5009	69
4221	87	4345	44	5010	71
4222	87	4350	48	5011	71
4235	88	4370	53	5012	71
4236	88	4371	53	5013	71

Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite
5014	72	5177	75	5280	68
5015	72	5178	75	5281	68
5016	72	5180	74	5282	68
5017	66	5181	74	5285	68
5018	66	5182	74	5286	68
5019	66	5185	74	5287	68
5020	66	5186	74	5288	68
5026	72	5190	75	5290	68
5027	72	5191	75	5291	68
5030	76	5192	75	5293	68
5031	76	5203	67	5294	68
5032	76	5214	62	5295	68
5033	76	5216	62	5297	69
5034	76	5217	62	5298	69
5035	76	5218	63	5299	69
5036	76	5219	63	5301	70
5037	76	5221	63	5302	70
5110	73	5222	64	5303	70
5111	73	5224	64	5310	69
5112	73	5225	64	5311	69
5115	73	5227	65	5312	69
5116	73	5228	65	5313	69
5117	73	5229	65	5314	69
5120	72	5230	78	5315	69
5121	72	5231	78	5316	70
5122	72	5233	65	5317	70
5125	72	5235	65	5318	70
5126	72	5240	78	5319	70
5127	72	5241	78	5321	70
5130	74	5245	77	5322	70
5131	74	5246	77	5399	69
5135	74	5248	77	5471	61
5136	74	5252	73	5472	61
5140	75	5253	73	6010	101
5141	75	5254	73	6011	101
5142	75	5255	73	6012	101
5144	75	5256	73	6014	102
5155	67	5257	73	6017	104
5170	75	5271	61	6018	104
5171	75	5272	61	6019	105
5172	75	5273	68	6020	99
5173	75	5274	68	6021	99
5174	75	5275	68	6026	100
5175	75	5276	68	6030	124
5176	75	5279	68	6032	125

Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite
6033	125	6311	118	7721	102
6036	126	6314	119	7730	47
6039	124	6315	119	7731	47
6040	138	6316	119	7732	47
6041	138	6317	119	7733	47
6042	138	6318	119	7734	47
6043	138	6319	119	7735	47
6100	111	6320	120	7736	47
6102	111	6321	120	7737	47
6103	111	6331	120	7738	47
6106	111	6350	114	8059	136
6110	111	6351	116	8103	130
6118	105	6352	116	8105	130
6119	105	6353	117	8108	131
6120	112	6354	117	8120	126
6121	113	6390	122	8122	127
6122	112	6391	122	8126	128
6123	113	6394	123	8127	128
6124	112	6395	123	8130	129
6130	109	6420	137	8140	132
6132	109	7500	148	8141	132
6140	110	7501	148	8145	133
6141	110	7502	148	8146	133
6145	108	7503	148	8150	132, 133
6150	106	7504	148	8151	132, 133
6152	106	7505	148	8159	134
6153	106	7506	148	8160	134
6154	106	7700	145	8165	134
6155	106	7701	145	8300	135
6157	107	7702	145	8340	136
6158	107	7710	103	8341	137
6301	118	7711	103	8342	136
6302	118	7712	103	9000-9500	139
6303	118	7713	103	9442	92
6304	118	7714	102		
6310	119	7720	102		

Alte Nummer	Neue Nummer	Seite	Alte Nummer	Neue Nummer	Seite	Alte Nummer	Neue Nummer	Seite	Alte Nummer	Neue Nummer	Seite
1	4301	20	26 G 1—4	26	88	108 Rv	208	83	4045	5224	64
1 b B 3, 4	1 b B	85	27	4327	43	108 G 1—4	108	83	4046	5225	64
1 b G 3, 4	1 b	85	28	4328	49	109 G 4	109	98	4060		33
1 G 1—5	1	85	30 a B 4	30 B 4	97	116 hv	6314—16	119	4062		32
1 v	6020	99	30 a G 3, 4	30	97	123 v	6353	117	4063		33
2	4301	20	30 CU	143	96	131 G 2	131	83	4064		35
2 G 1—4	2	85	32 a	32	86	132 G 2	132	83	4065 a	4065	35
3	4303	21	33 c G 1—4	33	94	134 v	6311	118	4065 b	4061	35
3 a	4503	22	36	4336	42	137 v G 1	6320	120	4070	4068, 4069	33, 34
3 G 1—5	3	88	36 b MG 4	137	95	140 v	6140	110	4080		31
3 G 3	3	88	36 G 1—4	36	91	140 G 0	6140 Teil 1	110	4089		27
4	4304	23	36 MG 4	136	95	151 D 1—5	151	88	4090	5214	62
5	4305	23	37	4337	42	154 G 1	154	97	4091		19
6 u. 6 a	4306	24	38 g G 1, 3	38	84	163 v D1	6321	120	4092		19
6 b G 2	6	93	38 v NS	6301—6304	118	169 G 1	169	96	4096		19
7 G 1, 3	7	94	39 G 3, 4	39	89	172 G 1	172	96	4100		20
7 N 4	7	93	40 CU	144	96	173 D	4173	51	4102		20
9	4309	41	43 G 1, 3	43	91	190 v D 1	6351	116	4110		26
9 G 3, 4	8	91	44	4344	86	192 v D 1	6354	117	4120		30
10 B 3, 4	10 B	85	44 G 1, 3	44	94	194 v	6350	114	4121		30
10 G 3, 4	10	85	45	4345	44	355 a B 1	6100 u. 6106 Teil 1	111	4125		30
11	4411	41	45 a G 1, 3, 4	45	94	355 b D 3	6100 Teil 2	111	4126		30
11 p	4511	41	50 CU	145	96	355 v Fi	6100	111	4130		30
11 ag	4611	41	51 G 3, 4	51	89	356 v Fi G 2	6145	108	4136		31
11 G 1—5	11	88	55 v Ku	6310	119	368 v Fi G 1	368	92	4140	5230	78
12 G 3, 4	12	97	63 a G 3, 4	63	97	413 v Fi	6110	111	4142		40
13	4313	25	70 a G	4370	53	443 Fi	6106	111	4144		39
14	4314	18	70 h G	4371	53	628 Gi	6026	100	4145		39
14 a	4514	18	70 K P G v	4372	53	4001		15	4146		40
14 b	4214	53	73 D	4273	52	4003		27	4147		25
15	4315	15	76 a D	4276	52	4005	5216	62	4148		41
15 a G 1—4	15	90	79 G 3, 4	80	91	4006		22	4155	5155	67
16	4316	15	83 G 1	83	96	4007	5218	63	4170		54
17 G 1—5	17	88	84 N 4	84	93	4010	5221	63	4175		56
17 c G 1—4	37	91	87 a G 3	6420	137	4015		27	4176		57
18 v	6021	99	87 G 3	6420	137	4020		26	4177		57
20 CU	142	96	91 B 4		98	4021	5227	65	4178		57
22	4322	32	91 G 3, 4	91	98	4022	5222	64	4180		56
22 G 1, 3	22	91	101 a G 1	101	96	4030		24	4195		58
23	4323	16	103 G 1—4	103	84	4031		26	4198		28
24	4324	16	103 a G 1—4	104	84	4033	5233	65	4200		53
25	4325	16	106 a G	6140 Teil 2	110	4035	5235	65	4201		54
25 G 1—4	25	88	106 G 1—4	106	83	4040		24	4202		54
26	4326	55	106 Rv	206	83	4042		25	4203	5203	67

Alte Nummer	Neue Nummer	Seite	Alte Nummer	Neue Nummer	Seite
4210		17	4990	5004	71
4220		87	4991	5005	71
4221		87	4992	5006	71
4222		87	4993	5007	71
4235		88	5001		70
4236		88	5002		70
4237		88	5003		70
4238		88	5010		71
4239		88	5011		71
4245	5245	77	5014		72
4248	5248	77	5015		72
4250		50	5016		72
4251		50	5030		76
4252		50	5031		76
4280		48	5032		76
4900		150	5033		76
4901		150	5042	4442	36
4903		150	5043	4443	36
4904		150	5044	4444	36
4910	6119	105	5045	4445	36
4911	4811	36	5046	4446	36
4912	5240	78	5047	4447	36
4913	5241	78	5048	4448	36
4915	6118	105	5049	4449	36
4920	6150	106	5050	4050	59
4925		106	5060	4055	59
4930	6152	106	5070	4070	59
4931	4431, 4432	37	5100	4400	38
4935	6153	106	5101	4401	38
4936	6154	106	5104	4404	37
4937	6155	106	5105	4405	38
4940	6157	107	5106	4406	37
4941	6158	107	5107	4407	37
4950		153	5110		73
4951		153	5111		73
4952		153	5112		73
4953		153	5115		73
4970	5271	61	5116		73
4971	5471	61	5117		73
4972	5472	61	5120		72
4979	5279	68	5121		72
4980	5280	68	5122		72
4981	5281	68	5125		72
4982	5282	68	5126		72

Alte Nummer	Neue Nummer	Seite	Alte Nummer	Neue Nummer	Seite
5127		72	5225	7735	47
5130		74	5226	7736	47
5131		74	5227	7737	47
5135		74	5228	7738	47
5136		74	5250	4350	48
5140		75	5300	8103	130
5141		75	5320	8120	126
5142		75	5330	6036	126
5200	4300	44	5340	6130	109
5205	4308	45	5341	6132	109
5210	4310	46	5360	6030	124
5211	4311	46	5370	6017	104
5212	4312	46	5380	6018	104
5220	7730	47	5376	6019	105
5221	7731	47	5400	6390	122
5222	7732	47	5401	6391	122
5223	7733	47	5410	6390	122
5224	7734	47	5411	6391	122

Waren-Nr. 52150000, 52180000, 52190000, 52310000, 52650000

VEB JENA^{er} GLASWERK SCHOTT & GEN., JENA

Drahtanschrift: Glaswerk Jena

Fernsprecher: Jena 3551

Unser Werk II:

Gehlberg (Thüringer Wald)

fertigt aus dem bekannten Schilling-Apparateglas
Hüttenartikel, Geräte und Apparate.

VEB JENAer GLASWERK SCHOTT & GEN.

Werk II Gehlberg

Drahtanschrift: Apparateglas Gehlberg

Fernsprecher: 52 und 51

Zu beziehen nur durch die

Deutsche Handelszentrale

Elektrotechnik - Feinmechanik - Optik

Medizinische Geräte

Ausrüstung für Labor

Glas- u. Metall-Laborgeräte

JENA, Dornburger Str. 62 / Tel. 3947-48

